

BUDGET

9.050

Janvier 2022



Poids utilisateur
1 autorisé 30kg





Protège vêtements
escamotable



Frein à genouillère



Dossier verrouillable –
accoudoirs escamotable



Siège avant réglable en
hauteur

Economique et innovant

EFFICACITE

- Spécialement conçu pour les besoins de montage actuels
- Variation technique due à la compatibilité avec EUROCHAIR : panneaux latéraux, repose-jambes, sangle d'assise et de dossier, frein à pression et à tambour

BENEFICE THERAPEUTIQUE

- Bonnes propriétés de pliage pour une manipulation facile dans la vie quotidienne

UTILISATION

- Entraînement de la jante à commande manuelle
- À domicile et en soins hospitaliers
- Rhumatisme
- Appareillage gériatrique

COMMANDE DEVIS VERSION SPECIALE

Adresse de facturation /Réf. client :

Adresse de livraison :

Notes / Remarques :

ORTOPEDIA
EINE MARKE VON MEYRAPoids d'utilisateur
autorisé
jusqu'à 130kg**BUDGET 9.050****HT€ : 529,85**
TT€ : 558,89Tous les prix sont indiqués hors TVA ! Valables du 01.01.2022 au 31.12.2022
Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter
sur www.meyra.de/AGB.**Spécifications**

| | | | | | | |
|----------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Largeur d'assise | 380 | 400 | 430 | 460 | 480 | 510 |
| Largeur, état déplié | 560 | 580 | 610 | 640 | 660 | 690 |
| Largeur, état plié | 280 | | | | | |
| Profondeur d'assise | 430 | | | | | |
| Hauteur d'assise avant | 470 -510 | | | | | |
| Hauteur d'assise arrière | 440 -490 | | | | | |
| Hauteur totale | 960 | | | | | |
| Hauteur du dossier | 420 | | | | | |
| Hauteur des accoudoirs | 210.5 | | | | | |
| Longueur avec repose-pieds | 1040 | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Poids max. Utilisateur | 130 |
| Poids à vide à partir de | 18 |
| Poids total max. autorisé* | 150 |
| Roue motrice | 610 (24") |
| Essai de freinage en version STANDARD | 7° |

En cas d'utilisation d'entraînements auxiliaires, le poids total autorisé ne doit pas être dépassé.

Dimensions en mm, poids en kg, roues en pouces, tolérances dimensionnelles ±10 mm

Attention !

Lors d'un déplacement en transports publics (p. ex. en train), les dimensions du fauteuil roulant peuvent dépasser les valeurs recommandées par les entreprises de transport. Veuillez vous renseigner au préalable.

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

01 Configuration FREIN A PRESSION

| | QUANTITÉ | LARGEUR D'ASSISE | ARTICLE | | HT€ | TTC€ | LPPR | LPPR € |
|--------------------------|----------------------|------------------|---------|----------------|--------|--------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | 380 mm | 9905141 | Frein pression | 529,85 | 558,89 | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | 400 mm | 9905142 | Frein pression | 529,85 | 558,89 | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | 430 mm | 9905143 | Frein pression | 529,85 | 558,89 | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | 460 mm | 9905144 | Frein pression | 529,85 | 558,89 | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | 480 mm | 9905145 | Frein pression | 529,85 | 558,89 | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | 510 mm | 9905146 | Frein pression | 529,85 | 558,89 | | |

FREIN TAMBOUR

| | | | | | HT€ | TTC€ | LPPR | LPPR € |
|--------------------------|----------------------|--------|---------|---------------|--------|--------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | 380 mm | 9905147 | Frein tambour | 799,85 | 833,19 | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | 400 mm | 9905148 | Frein tambour | 799,85 | 833,19 | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | 430 mm | 9905149 | Frein tambour | 799,85 | 833,19 | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | 460 mm | 9905150 | Frein tambour | 799,85 | 833,19 | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | 480 mm | 9905151 | Frein tambour | 799,85 | 833,19 | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | 510 mm | 9905152 | Frein tambour | 799,85 | 833,19 | | |

02 options

| | CODE | DESCRIPTION | HT€ | TTC€ | LPPR | LPPR € |
|--------------------------|---------|---|--------|--------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | | Coussin noir, 30 mm | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 1069874 | Pack sécurité comprenant : éclairage passif, roulettes de soutien, ceinture de sécurité, porte-canne | 248,04 | 261,68 | | |

(Veuillez noter qu'avec ce modèle, les options ne sont pas assemblées à la chaise et sont plutôt expédiées séparément.)

Date:

Signature:

As at: 2021-04-26