

TA IQ Stand-Up


Nom:		Adresse de livraison:	
Numéro client	Date:	Adresse	
		Code Postal:	Ville :
Devis	Commande	Pays	Téléphone :
Contact		E-Mail:	
Reference:			

Specifications

Longueur avec repose pieds :	985-1100
Largeur hors tout: (mm)	630
Largeur d'assise min.-max: (mm)	370-550
Profondeur d'assise min.-max.: (m)	250-590
Hauteur d'assise sans coussin : (m)	380
Inclinaison du dossier min.-max.:	540-665
Inclinaison du siège: (°)	40
Angle surface du pied à l'assise mi	50-96
Élévateur: (mm)	300
Distance entre repose-pieds et siège	370-580
Angle de la surface entre jambes et assise, min.-max.: (°)	90-180
Distance entre l'accoudoir et le siège	185-285

Stabilité dynamique en montée	10
Hauteur d'obstacle: (mm)	100
Garde au sol: (mm)	700
Vitesse max: (km/h)	10 / 12,5
Rayon de braquage minimum:	650
Batteries 80Ah : (km)	40
Poids max utilisateur: (kg)	140
Sans multifonction	
Avec Multifonction	100

Détails utilisateurs



01 Profondeur d'assise :
02 Largeur d'assise :
03 Largeur poitrine :
04 Profondeur poitrine :
05 Hauteur du coude :
06 Hauteur de l'aisselle :
07 Hauteur dossier :
08 Hauteur de tête :
09 Longueur avant-bras
10 Longueur du bas de la jambe
Hauteur:
Poids (kg):
Spécifiez les dimensions en mm
Référez-vous aux croquis !

The grey colored rows are indicative and show a standard configuration

1 Chassis / Moteur

CODE	DESCRIPTION	Vitesse	Puissance Moteur	Autonomie	Poids utilisateur Max	Prix HT
<input type="checkbox"/>	TA IQ traction Gyro inclus Verticalisateur	10/12 km/h	2 x 350 W	40 km	140 kg (100 kg Lying func.)	€ 19.249,00
	Elévateur 320mm & inclinaison 45°					



99210/99300

LPPR 9179041
LPPR€ :5187,48

Options chassis / Moteur

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT
<input type="checkbox"/>	Gyro module (standard inclus)	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	Antibasculément électrique avant Automatique en mode verticalisateur	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	4-points taxi fixation	€ 0,00

2 Batteries and chargeurs

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT
<input type="checkbox"/>	97332 Batteries 80Ah (2 pcs)	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	97193 Chargeur 8A Celpower	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	97284 Chargeur 10A Medico	€ 400,00

3 Roues



Roues motrices 3.00-8

	Pneus		Pneus anti-crevaisson	
	Pneu gris	Pneu noir	Pneu gris	Pneu noir
Jantes alu gris	<input type="checkbox"/> 97142 € 0,00	<input type="checkbox"/> 97263 € 0,00	<input type="checkbox"/> 97226 € 0,00	<input type="checkbox"/> € 0,00
Jantes alu noir	<input type="checkbox"/> 97244 € 0,00	<input type="checkbox"/> 97194 € 0,00	<input type="checkbox"/> 97265 € 0,00	<input type="checkbox"/> € 0,00

	Pneus		Pneus anti-crevaisson	
	Pneu gris	Pneu noir	Pneu gris	Pneu noir
Jantes alu gris	<input type="checkbox"/> 97292 € 0,00	<input type="checkbox"/> 97260 € 0,00	<input type="checkbox"/> 97227 € 0,00	<input type="checkbox"/> € 0,00
Jantes alu noir	<input type="checkbox"/> 97245 € 0,00	<input type="checkbox"/> 97259 € 0,00	<input type="checkbox"/> 97262 € 0,00	<input type="checkbox"/> € 0,00

Roues directrices 200 x 50

Roues motrices 12½ x 2 1/4

Roues directrices 4"

	Pneus		Pneus anti-crevaisson	
	Pneu gris	Pneu noir	Pneu gris	Pneu noir
Jantes alu noir	<input type="checkbox"/> 97270 € 0,00	<input type="checkbox"/> 97131 € 0,00	<input type="checkbox"/> 97348 € 0,00	<input type="checkbox"/> € 0,00

	Pneus		Pneus anti-crevaisson	
	Pneu gris	Pneu noir	Pneu gris	Pneu noir
Jantes alu noir	<input type="checkbox"/> 97269 € 0,00	<input type="checkbox"/> 97314 € 0,00	<input type="checkbox"/> 97313 € 0,00	<input type="checkbox"/> € 0,00

Options pour roues

	CODE	DESCRIPTION	PRIX HT
<input type="checkbox"/>	97378 97379	Fourche standard, le pneu sert de protection (paire)	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	97345	Fourche double (paire)	€ 40,00
<input type="checkbox"/>	97282	Garde boues roues directrices iQ small, Pas en combinaison avec la fourche double 97345 renforcée	€ 70,00



97378/97379



97345



97282

4 Assise

Élévateur et inclinaison

	CODE	DESCRIPTION	PRIX HT
<input type="checkbox"/>	97104	Élévateur 320 mm	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	97099	Bascule d'assise 45°	€ 0,00
<input type="checkbox"/>		Multifonction option (fonction couchée) Poids utilisateur max 100kg	€ 0,00
<input type="checkbox"/>		Sans option Multifonction (fonction couchée) Poids utilisateur max 140kg	€ 0,00



97104



97099

Largeur d'assise

	CODE	DESCRIPTION	PRIX HT
<input type="checkbox"/>		Largeur d'assise 380mm Inclus prolongateur de profondeur (80233)	€ 0,00
<input type="checkbox"/>		Largeur d'assise 400mm Inclus prolongateur de profondeur (80233)	€ 0,00
<input type="checkbox"/>		Largeur d'assise 450mm Inclus prolongateur de profondeur (80216)	€ 0,00
<input type="checkbox"/>		Largeur d'assise 500mm Inclus prolongateur de profondeur (80215) renforcée avec plaque d'assise (80502)	€ 0,00
<input type="checkbox"/>		Largeur d'assise 550mm Inclus prolongateur de profondeur (80215) renforcée avec plaque d'assise (80502)	€ 0,00

Profondeur d'assise

Profondeur du siège réglable en continu de 250 - 600mm:

Spécifiez la profondeur d'assise requise:

.....

System d'assise

Coussin d'assise



Varilite Evolution™
PSV

Pour les utilisateurs de fauteuils roulants avec un degré élevé de dégradation des tissus et des besoins de positionnement symétrique.

Le PSV de VARILITE élimine les approximations du réglage du coussin et le rend automatique. Evolution PSV utilise la nouvelle valve de réglage de pression révolutionnaire de VARILITE (brevet en instance). Le PSV fonctionne en détectant la quantité de pression interne du coussin. Au fur et à mesure que l'air est libéré, la pression interne diminue et l'utilisateur est immergé dans le coussin pour une répartition efficace de la pression.

CODE	DESCRIPTION	LARGEUR x PROFONDEUR (mm)	PRIX HT
<input type="checkbox"/>	93002 Varilite Evolution™ PSV	350x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93420 Varilite Evolution™ PSV	350x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93421 Varilite Evolution™ PSV	350x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93422 Varilite Evolution™ PSV	380x380	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93423 Varilite Evolution™ PSV	380x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93424 Varilite Evolution™ PSV	400x350	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93003 Varilite Evolution™ PSV	400x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93004 Varilite Evolution™ PSV	400x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93005 Varilite Evolution™ PSV	400x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93006 Varilite Evolution™ PSV	430x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93007 Varilite Evolution™ PSV	450x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93008 Varilite Evolution™ PSV	450x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93009 Varilite Evolution™ PSV	450x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93435 Varilite Evolution™ PSV	500x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93268 Varilite Evolution™ PSV	500x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93010 Varilite Evolution™ PSV	500x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93277 Varilite Evolution™ PSV	550x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93278 Varilite Evolution™ PSV	550x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93279 Varilite Evolution™ PSV	600x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93280 Varilite Evolution™ PSV	600x500	€ 0,00



Varilite Meridian™
PSV

Coussin de protection de la peau réglable à double chambre. Idéal pour la prévention de la position assise sacrée

Le PSV de VARILITE élimine les approximations du réglage du coussin et le rend automatique. Evolution PSV utilise la nouvelle valve de réglage de pression révolutionnaire de VARILITE (brevet en instance). Le PSV fonctionne en détectant la quantité de pression interne du coussin. Au fur et à mesure que l'air est libéré, la pression interne diminue et l'utilisateur est immergé dans le coussin pour une répartition efficace de la pression.

CODE	DESCRIPTION	LARGEUR x PROFONDEUR (mm)	PRIX HT
<input type="checkbox"/>	93364 Varilite Meridian™ PSV	350x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93411 Varilite Meridian™ PSV	350x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93412 Varilite Meridian™ PSV	350x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93414 Varilite Meridian™ PSV	380x380	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93415 Varilite Meridian™ PSV	380x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93413 Varilite Meridian™ PSV	400x350	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93365 Varilite Meridian™ PSV	400x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93366 Varilite Meridian™ PSV	400x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93367 Varilite Meridian™ PSV	400x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93368 Varilite Meridian™ PSV	430x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93369 Varilite Meridian™ PSV	450x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93370 Varilite Meridian™ PSV	450x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93371 Varilite Meridian™ PSV	450x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93571 Varilite Meridian™ PSV	450x550	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93410 Varilite Meridian™ PSV	500x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93372 Varilite Meridian™ PSV	500x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93373 Varilite Meridian™ PSV	500x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93416 Varilite Meridian™ PSV	550x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93417 Varilite Meridian™ PSV	550x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93418 Varilite Meridian™ PSV	600x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93419 Varilite Meridian™ PSV	600x500	€ 0,00



Varilite Pro-Form NX™
Single chamber

Pour les utilisateurs de fauteuils roulants protection cutanée et positionnement, soutien postural difficiles et asymétriques

CODE	DESCRIPTION	LARGEUR x PROFONDEUR (mm)	PRIX HT
<input type="checkbox"/>	93308 Varilite Pro-Form NX™, 1 chambre	350x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93042 Varilite Pro-Form NX™, single chamber	380x380	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93043 Varilite Pro-Form NX™, single chamber	380x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93309 Varilite Pro-Form NX™, single chamber	400x400	€ 0,00

<input type="checkbox"/>	93310	Varilite Pro-Form NX™, single chamber	400x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93311	Varilite Pro-Form NX™, single chamber	400x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93044	Varilite Pro-Form NX™, single chamber	430x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93312	Varilite Pro-Form NX™, single chamber	450x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93313	Varilite Pro-Form NX™, single chamber	450x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93314	Varilite Pro-Form NX™, single chamber	450x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93045	Varilite Pro-Form NX™, single chamber	500x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93046	Varilite Pro-Form NX™, single chamber	500x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93315	Varilite Pro-Form NX™, single chamber	500x500	€ 0,00



Pour les utilisateurs de fauteuils roulants protection cutanée et positionnement, soutien postural difficiles et asymétriques

Varilite Pro-Form NX™
2 chambres

	CODE	DESCRIPTION	LARGEUR x PROFONDEUR (mm)	Prix HT
<input type="checkbox"/>	93298	Varilite Pro-Form NX™, 2 chambres	350x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93113	Varilite Pro-Form NX™, 2 chambres	380x380	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93114	Varilite Pro-Form NX™, 2 chambres	380x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93299	Varilite Pro-Form NX™, 2 chambres	400x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93300	Varilite Pro-Form NX™, 2 chambres	400x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93301	Varilite Pro-Form NX™, 2 chambres	400x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93115	Varilite Pro-Form NX™, 2 chambres	430x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93302	Varilite Pro-Form NX™, 2 chambres	450x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93303	Varilite Pro-Form NX™, 2 chambres	450x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93304	Varilite Pro-Form NX™, 2 chambres	450x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93116	Varilite Pro-Form NX™, 2 chambres	500x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93117	Varilite Pro-Form NX™, 2 chambres	500x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93305	Varilite Pro-Form NX™, 2 chambres	500x500	€ 0,00



Coussin de protection de la peau non réglable Air-Release Device (VARILITE)

Varilite Reflex™

	CODE	DESCRIPTION	LARGEUR x PROFONDEUR (mm)	PRIX HT
<input type="checkbox"/>	93494	Varilite Reflex™	350x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93495	Varilite Reflex™	350x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93496	Varilite Reflex™	350x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93497	Varilite Reflex™	380x380	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93498	Varilite Reflex™	380x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93499	Varilite Reflex™	400x350	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93500	Varilite Reflex™	400x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93501	Varilite Reflex™	400x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93502	Varilite Reflex™	400x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93503	Varilite Reflex™	430x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93504	Varilite Reflex™	450x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93505	Varilite Reflex™	450x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93506	Varilite Reflex™	450x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93507	Varilite Reflex™	500x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93508	Varilite Reflex™	500x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93509	Varilite Reflex™	500x500	€ 0,00



Le coussin Varilite Stratus est un excellent choix pour les personnes présentant un risque modéré à faible de dégradation des tissus et des besoins de positionnement modérés. Le coussin est doté d'une valve auto-gonflante unique, qui permet à l'air d'entrer et de sortir du coussin afin qu'il puisse s'adapter à la forme de l'utilisateur.

Varilite Stratus

	CODE	DESCRIPTION	LARGEUR x PROFONDEUR (mm)	PRIX HT
<input type="checkbox"/>	93050	Varilite Stratus	350x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93110	Varilite Stratus	380x380	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93111	Varilite Stratus	380x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93051	Varilite Stratus	400x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93052	Varilite Stratus	400x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93053	Varilite Stratus	430x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93054	Varilite Stratus	450x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93055	Varilite Stratus	450x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93112	Varilite Stratus	450x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93056	Varilite Stratus	500x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93057	Varilite Stratus	500x500	€ 0,00



Performance de protection cutanée ajustable et discret coussin pour les utilisateurs actifs

Varilite Zoid™
PSV

CODE	DESCRIPTION	LARGEUR x PROFONDEUR (mm)	PRIX HT
<input type="checkbox"/>	93034 Varilite Zoid™ PSV	350x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93100 Varilite Zoid™ PSV	350x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93101 Varilite Zoid™ PSV	380x380	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93102 Varilite Zoid™ PSV	380x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93035 Varilite Zoid™ PSV	400x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93036 Varilite Zoid™ PSV	400x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93103 Varilite Zoid™ PSV	400x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93104 Varilite Zoid™ PSV	430x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93105 Varilite Zoid™ PSV	450x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93037 Varilite Zoid™ PSV	450x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93106 Varilite Zoid™ PSV	450x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93107 Varilite Zoid™ PSV	500x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93108 Varilite Zoid™ PSV	500x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93109 Varilite Zoid™ PSV	500x500	€ 0,00

5 Dossier

Système de dossier



Icon™ Back System
Petit

Combinaison Varilock
système avec un look
élégant et discret



Icon™ Back System
Moyen

Soutien et
positionnement
Diminution de la
fatigue



Icon™ Back System
Haut

Soutien renforcé avec
système d'inclinaison



Icon™ Back System
Profond

Soutien maximal

CODE	DESCRIPTION	LARGEUR D'ASSISE (mm)	PRIX HT
<input type="checkbox"/>	93560 Icon™ Back System Petit	350	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93561 Icon™ Back System Petit	380	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93562 Icon™ Back System Petit	400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93563 Icon™ Back System Petit	430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93564 Icon™ Back System Petit	450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93565 Icon™ Back System Petit	500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93544 Icon™ Back System Moyen	300	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93545 Icon™ Back System Moyen	350	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93546 Icon™ Back System Moyen	380	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93547 Icon™ Back System Moyen	400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93548 Icon™ Back System Moyen	430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93549 Icon™ Back System Moyen	450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93550 Icon™ Back System Moyen	500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93551 Icon™ Back System Moyen	550	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93552 Icon™ Back System Moyen	600	€ 0,00

<input type="checkbox"/>	93553	Icon™ Back System Haut	300	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93554	Icon™ Back System Haut	350	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93555	Icon™ Back System Haut	380	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93556	Icon™ Back System Haut	400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93557	Icon™ Back System Haut	430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93558	Icon™ Back System Haut	450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93559	Icon™ Back System Haut	500	€ 0,00
<hr/>				
<input type="checkbox"/>	93538	Icon™ Back System Profond	350	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93539	Icon™ Back System Profond	380	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93540	Icon™ Back System Profond	400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93541	Icon™ Back System Profond	430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93542	Icon™ Back System Profond	450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93543	Icon™ Back System Profond	500	€ 0,00

Support latéral

CODE	DESCRIPTION					PRIX HT
	pour largeur d'assise					
	30cm	35-38cm	40-43cm	45cm	50-60cm	
<input type="checkbox"/>						
93254	93255	93256	93257	93258	Varilite support latéral, set	€ 200,00
	30cm	35-38cm	40-43cm	45cm	50-60cm	
<input type="checkbox"/>						
93239	93240	93241	93242	93243	Varilite support latéral pivotant, set	€ 430,00
	30cm	35-38cm	40-43cm	45cm	50-60cm	
<input type="checkbox"/>						
93249	93250	93251	93252	93253	Varilite support latéral pivotant, set	€ 430,00
	30cm	35-38cm	40-43cm	45cm	50-60cm	
<input type="checkbox"/>						
93244	93245	93246	93247	93248	Varilite support latéral pivotant, set	€ 430,00



Fixed



Swing away
court



Swing away
medium



Swing away
long

Appuie tête avec fixation

	CODE	DESCRIPTION	PRIX HT
<input type="checkbox"/>	80337	Appuie tête avec fixation (80288)	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	80267	Appuie tête avec appui temporal D ou G	€ 350,00



80267

Support de cuisse

	CODE	DESCRIPTION	PRIX HT
<input type="checkbox"/>	93262 80328	Cale cuisse, incl.support et coussin 75 x 100 mm, la paire	€ 250,00
<input type="checkbox"/>	93263 80328	Cale cuisse, incl. Support et coussin 100 x 130 mm, la paire	€ 250,00
<input type="checkbox"/>	93264 80328	Cale cuisse, incl. Support et coussin 130 x 150 mm, la paire	€ 250,00



Ceintures & support

	CODE	DESCRIPTION	PRIX HT
<input type="checkbox"/>	93231	Varilite Ceinture pectorale	€ 50,00
		XS S M L	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 93221 <input type="checkbox"/> 93222 <input type="checkbox"/> 93223 <input type="checkbox"/> 93224	Varilite ceinture 2-points hanche	€ 80,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 93225 <input type="checkbox"/> 93226 <input type="checkbox"/> 93227 <input type="checkbox"/> 93228	Varilite ceinture 4-points hanche	€ 120,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 93235 <input type="checkbox"/> 93236 <input type="checkbox"/> 93237 <input type="checkbox"/> 93238	Varilite Band-It, cheville, set	€ 120,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 93272 <input type="checkbox"/> 93232 <input type="checkbox"/> 93233 <input type="checkbox"/> 93234	Varilite harnais poitrine	€ 180,00
<input type="checkbox"/>	80765	Support harnais de poitrine	€ 80,00



Varilite Ceinture pectorale



Ceinture 2-points hanche



Ceinture 4-points hanche



Chevillère



Varilite harnais poitrine

6 Support accoudoirs

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT
<input type="checkbox"/>	Accoudoir rabattable avec support avant verrouillable hauteur réglable de 185 à 285 mm	€ 0,00

Options pour accoudoirs

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT
<input type="checkbox"/>	80320 Coussin accoudoir court droit length 320mm	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	80335 Coussin accoudoir long droit length 430mm	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	80336 Coussin accoudoir court gauche length 320mm	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	80321 Coussin accoudoir long gauche length 430mm	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	80651 Bord aluminium pour coussin accoudoir court	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	80652 Bord aluminium pour coussin accoudoir long	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	20248 Sacchoche cuir pour accoudoir 320x430mm	€ 120,00



80320/80336



80335/80321



80651/80652



80830/80830-1



80994



20248

7 Repose-jambes et repose-pieds

Repose-jambes central avec repose-pieds simple

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT
<input type="checkbox"/>	95083 Support de jambe électrique central réglable	€ 0,00

Repose-pieds pour support de jambe central

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT
<input type="checkbox"/>	99177 Repose-pieds renforcé (80373-2) angle, ajustable	€ 0,00



80373-2+99177

Options pour le support de jambe central

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT
<input type="checkbox"/>	Genouillère 60mm depth adjustable	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80332	Appui mollet	€ 146,97



80332

8 Eclairage

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT
<input type="checkbox"/> 99116	Eclairage actif à LED	€ 0,00
<input type="checkbox"/> ---	Sans éclairage	€ 0,00

9 Modules de commandes et accessoires

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT
<input type="checkbox"/> 95172-1	Controllor, CJSM, SW (direct actuator) sans lumiere	Power Module 120A € 0,00
<input type="checkbox"/> 95252-1	Controllor, CJSM-L-SW(direct actuator) avec lumiere	Power Module 120A € 0,00
<input type="checkbox"/> 95501	Controllor CJSM2-L infrarouge	Power Module 120A € 0,00
<input type="checkbox"/> 95524	Controllor, CJSM2, Bluetooth infraroug & bluetooth	Power Module 120A € 1.050,00



95172-1/95252-1

CJSM



95501/95524

CJSM-2

Support module de commande

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT
<input type="checkbox"/> 80407	Pantographe escamotable droit pour module de commande droit	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80408	Pantographe escamotable gauche pour module de commande gauche	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80838	Support rabattable universel	€ 0,00



80407/80408



80838

Bouton de module de commande

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT
<input type="checkbox"/> 95153	Standard	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 95154	Mushroom M48	€ 70,00
<input type="checkbox"/> 95155	Ball 38 mm	€ 50,00
<input type="checkbox"/> 95299	Ball 32mm	€ 42,00
<input type="checkbox"/> 95306	Chin C38	€ 42,00
<input type="checkbox"/> 95298	Cone S30	€ 17,00
<input type="checkbox"/> 95305	Stick S80	€ 80,00
<input type="checkbox"/> 95301	T-bar	€ 85,00
<input type="checkbox"/> 95300	Softball 70mm	€ 75,00
<input type="checkbox"/> Select color	Golfball	€ 20,00



95153



95154



95155/95299



95306



95298



95305



95301



95300



White

80653



Black

80653-1



Pink

80653-2



Yellow

80653-3



Orange

80653-4



Football

80653-5

Modules de commandes spéciaux

CODE	DESCRIPTION	LPPR	LPPR €	PRIX HT
<input type="checkbox"/> 97342	Clavier accès direct vérins coté manipulateur incl (80678)			€ 1.100,00
<input type="checkbox"/> 97343	Clavier accès direct vérins coté opposé au manipulateur incl (80678)			€ 1.100,00
<input type="checkbox"/> 95213-1	Commande tierce personne	9310430	€ 714,26	€ 677,00
<input type="checkbox"/> 80903	support cointroleur accompagnateur 1 main sans	sans module 95213-1		€ 860,00
<input type="checkbox"/> 80533	support cointroleur accompagnateur 2 mains avec	sans module 95213-1		€ 1.200,00



97342/97343

10 Accessoires

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT
<input type="checkbox"/> 80163	Tablette thérapeutique avec support adulte (80518)	€ 599,00
<input type="checkbox"/> 80164	Tablette thérapeutique avec support enfants	€ 599,00
<input type="checkbox"/>	Demi tablette sur demande en fabrication spéciale	
<input type="checkbox"/> 80175	Crochats de sac	€ 60,00
<input type="checkbox"/> 97285	Kit avion TA	Le kit avion est conçu pour déconnecter facilement les batteries € 0,00



80163/80164



80175