

## TA IQ Stand-Up


<b>CLIENT :</b>		<b>Adresse de livraison:</b>	
Numéro client:	Date:	Adresse:	
		Code postal:	Ville:
			Téléphone:
Personne à contact		E-Mail:	
Référence:			

### Specifications

Longueur avec RPJ : (mm)	985-1100
Largeur hors tout : (mm)	630
Largeur d'assise min.-max.: (mm)	370-550
Profondeur d'assise min.-max.: (mm)	250-500
Hauteur d'assise sans coussin : (mm)	380
Hauteur du dossier min.-max.: (mm)	540-665
Bascule d'assise : (°)	40
inclinaison de dossier min.-max.: (°)	50-96
Lift: (mm)	300
longueur du repose pied min.-max.: (mm)	370-580
Inclinaison du repose pied min.-max.: (°)	90-180
Réglage de l'accoudoir min.-max.: (mm)	185-285

Stabilité dynamique en montée :	10
Hauteur d'obstacle : (mm)	100
Garde au sol: (mm)	700
Vitesse maximal : (km/h)	10
Rayon de giration : (mm)	650
Autonomie batteries 80Ah: (km)	40
Poids utilisateur Max : (kg) assise et fonction vertic	140
assise, fonction vertic et couchée	100

### Détails utilisateurs



All seat dimensions are always measured without seat cushion!

The grey colored rows are indicative and show a standard configuration

01 Profondeur d'assise:
02 Largeur d'assise:
03 Largeur poitrine:
04 Profondeur poitrine:
05 Hauteur des coudes:
06 Hauteur sous axillaire:
07 Hauteur du dos:
08 Hauteur de tête:
09 Longueur avant bras:
10 distance cropopité / talon:
Taille:
Poids (kg):

Spécifiez les dimensions en mm  
référez-vous aux croquis

**CODE LPPR 9179041 / VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, VERTICALISATEUR ELECTRIQUE, MEYRA**

**Remboursement LPPR : 5.187.48 €**

**Veu e en o er e ormu re de commnde rem :  
[no.merrou.com](http://no.merrou.com)**

**Service client : 01 34 64 15 58**

## 1 Chassis / Moteur

CODE	DESCRIPTION	Vitesse	Moteur	Autonomie	Poids utilisateur Max	PRIX HT
<input type="checkbox"/> 99210 99300	TA IQ FWD Stand-Up Lift 300 mm & bascule d'assise à 45° inclus	10 km/h	2 x 350 W	40 km	140 kg (100 kg fonction couchée.)	€ 20 308,00



99210/99300

### Options for chassis / Motor

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT
<input type="checkbox"/>	Gyro module (standard inclus)	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	Anti-bascule à l'avant se met en place automatiquement lors de l'utilisation de la fonction Vertic.	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	4-points accroches Taxi	€ 0,00

## 2 Batteries et chargeurs

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT
<input type="checkbox"/> 97432	Batteries 80Ah (2 pcs)	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 97190	Charger 8A Celpower	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 97284	Charger 10A Medico	€ 422,00

## 3 Roues



Roues Motrices 3.00-8

	Pneumatique		Bandage	
	Pneus gris	Pneus Noirs	Pneus gris	Pneus Noirs
Jantes Alu Gris	<input type="checkbox"/> 97142	<input type="checkbox"/> 97263	<input type="checkbox"/> 97226 € 190,00	<input type="checkbox"/> 97264 € 190,00
Jantes Alu Noir	<input type="checkbox"/> 97244	<input type="checkbox"/> 97194	<input type="checkbox"/> 97265 € 190,00	<input type="checkbox"/> 97196 € 190,00

	Pneumatique		Bandage	
	Pneus gris	Pneus Noirs	Pneus gris	Pneus Noirs
Jantes Alu Gris	<input type="checkbox"/> 97292	<input type="checkbox"/> 97260	<input type="checkbox"/> 97227 € 190,00	<input type="checkbox"/> 97261 € 190,00
Jantes Alu Noir	<input type="checkbox"/> 97245	<input type="checkbox"/> 97259	<input type="checkbox"/> 97262 € 190,00	<input type="checkbox"/> 97195 € 190,00

Roues directrices 200 x 50

Roues Motrices 12½ x 2 1/4

	Pneumatique		Bandage	
	Pneus gris	Pneus Noirs	Pneus gris	Pneus Noirs
Jantes Alu Noir	<input type="checkbox"/> 97270	<input type="checkbox"/> 97131	<input type="checkbox"/> 97348 € 190,00	<input type="checkbox"/> 97143 € 190,00

	Pneumatique		Bandage	
	Pneus gris	Pneus Noirs	Pneus gris	Pneus Noirs
Jantes Alu Noir	<input type="checkbox"/> 97269	<input type="checkbox"/> 97314	<input type="checkbox"/> 97313 € 190,00	<input type="checkbox"/> 97300 € 190,00

Roues directrices 4"

## Options de chassis / Moteur

CODE	DESCRIPTION	
<input type="checkbox"/> 97378	Fourche standard monobras ( la paire )	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 97379		
<input type="checkbox"/> 97282	Garde boues pour roues directrices ( la paire )	€ 74,00



97378/97379



97282

## 4 Assise

### Lift / bascule d'assise

CODE	DESCRIPTION	
<input type="checkbox"/> 97104	Lift de 300 mm	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 97099	Bascule d'assise 45°	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	Option multifonction (fonction couchée)	Poids utilisateur Max 100kg € 0,00
<input type="checkbox"/>	Sans option multifonction (fonction couchée)	Poids utilisateur Max 140kg € 0,00



97104



97099

### Largeur d'assise

CODE	DESCRIPTION	
<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 380mm	extension de profondeur inclus (80233) € 0,00
<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 400mm	extension de profondeur inclus (80233) € 0,00
<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 450mm	extension de profondeur inclus (80216) € 0,00
<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 500mm	extension de profondeur inclus (80215) renforcé par une plaque centrale (80502) € 0,00
<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 550mm	extension de profondeur inclus (80215) renforcé par une plaque centrale (80502) € 0,00

### Profondeur d'assise

Profondeur d'assise réglable en continu de 380 - 600mm:

Préciser la profondeur d'assise requise :

-----

## systèmes d'assise

### coussin d'assise



Varilite Evolution™  
PSV

Pour les utilisateurs de fauteuils roulants présentant un degré élevé de dégradation des tissus et des besoins de positionnement symétrique.  
Le PSV de VARILITE rend automatique le réglage de coussins.  
Le PSV Evolution utilise la nouvelle valve de réglage de pression révolutionnaire de VARILITE (brevet en cours). Le PSV fonctionne en détectant la pression interne du coussin. Lorsque l'air est libéré, la pression interne diminue et l'utilisateur est immergé dans le coussin pour une distribution efficace de la pression.

CODE	DESCRIPTION	WIDTH x DEPTH (mm)	
<input type="checkbox"/>	93002 Varilite Evolution™ PSV	350x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93420 Varilite Evolution™ PSV	350x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93421 Varilite Evolution™ PSV	350x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93422 Varilite Evolution™ PSV	380x380	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93423 Varilite Evolution™ PSV	380x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93424 Varilite Evolution™ PSV	400x350	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93003 Varilite Evolution™ PSV	400x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93004 Varilite Evolution™ PSV	400x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93005 Varilite Evolution™ PSV	400x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93006 Varilite Evolution™ PSV	430x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93007 Varilite Evolution™ PSV	450x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93008 Varilite Evolution™ PSV	450x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93009 Varilite Evolution™ PSV	450x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93435 Varilite Evolution™ PSV	500x400	€ 230,00
<input type="checkbox"/>	93268 Varilite Evolution™ PSV	500x450	€ 230,00
<input type="checkbox"/>	93010 Varilite Evolution™ PSV	500x500	€ 270,00
<input type="checkbox"/>	93277 Varilite Evolution™ PSV	550x450	€ 270,00
<input type="checkbox"/>	93278 Varilite Evolution™ PSV	550x500	€ 270,00
<input type="checkbox"/>	93279 Varilite Evolution™ PSV	600x450	€ 270,00
<input type="checkbox"/>	93280 Varilite Evolution™ PSV	600x500	€ 270,00



Varilite Meridian™  
PSV

Les thérapeutes recommandent le méridien aux personnes souffrant d'un dysfonctionnement moteur et neurologique dû à une lésion de la moelle épinière, un accident vasculaire cérébral, une sclérose en plaques, une infirmité motrice cérébrale et une lésion cérébrale traumatique. Les thérapeutes apprécient la crête pré-ischiale intégrale et l'effet de coin créé par les deux chambres du Meridian.  
Les utilisateurs et les soignants apprécient son faible poids, son confort et sa facilité d'utilisation. Pas de pompes ni d'accessoires. Pas de pétrissage ni de manipulation.

CODE	DESCRIPTION	WIDTH x DEPTH (mm)	
<input type="checkbox"/>	93364 Varilite Meridian™ PSV	350x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93411 Varilite Meridian™ PSV	350x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93412 Varilite Meridian™ PSV	350x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93414 Varilite Meridian™ PSV	380x380	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93415 Varilite Meridian™ PSV	380x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93413 Varilite Meridian™ PSV	400x350	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93365 Varilite Meridian™ PSV	400x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93366 Varilite Meridian™ PSV	400x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93367 Varilite Meridian™ PSV	400x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93368 Varilite Meridian™ PSV	430x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93369 Varilite Meridian™ PSV	450x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93370 Varilite Meridian™ PSV	450x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93371 Varilite Meridian™ PSV	450x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93571 Varilite Meridian™ PSV	450x550	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93410 Varilite Meridian™ PSV	500x400	€ 230,00
<input type="checkbox"/>	93372 Varilite Meridian™ PSV	500x450	€ 230,00
<input type="checkbox"/>	93373 Varilite Meridian™ PSV	500x500	€ 230,00
<input type="checkbox"/>	93416 Varilite Meridian™ PSV	550x450	€ 270,00
<input type="checkbox"/>	93417 Varilite Meridian™ PSV	550x500	€ 270,00
<input type="checkbox"/>	93418 Varilite Meridian™ PSV	600x450	€ 270,00
<input type="checkbox"/>	93419 Varilite Meridian™ PSV	600x500	€ 270,00



Varilite Pro-Form NX™  
2 compartiments

Pour les utilisateurs de fauteuils roulants ayant des besoins difficiles et asymétriques en matière de protection de la peau, de positionnement et de soutien postural. Modifiable.

CODE	DESCRIPTION	WIDTH x DEPTH (mm)	
<input type="checkbox"/>	93298 Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	350x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93113 Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	380x380	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93114 Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	380x430	€ 0,00

<input type="checkbox"/>	93299	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	400x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93300	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	400x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93301	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	400x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93115	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	430x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93302	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	450x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93303	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	450x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93304	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	450x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93116	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	500x400	€ 270,00
<input type="checkbox"/>	93117	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	500x450	€ 270,00
<input type="checkbox"/>	93315	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	500x500	€ 270,00



Varilite Reflex™

Coussin de protection cutanée non ajustable comprenant VARILITE Air-Release Device™.

	CODE	DESCRIPTION	WIDTH x DEPTH (mm)	
<input type="checkbox"/>	93494	Varilite Reflex™	350x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93495	Varilite Reflex™	350x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93496	Varilite Reflex™	350x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93497	Varilite Reflex™	380x380	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93498	Varilite Reflex™	380x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93499	Varilite Reflex™	400x350	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93500	Varilite Reflex™	400x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93501	Varilite Reflex™	400x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93502	Varilite Reflex™	400x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93503	Varilite Reflex™	430x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93504	Varilite Reflex™	450x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93505	Varilite Reflex™	450x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93506	Varilite Reflex™	450x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93507	Varilite Reflex™	500x400	€ 120,00
<input type="checkbox"/>	93508	Varilite Reflex™	500x450	€ 120,00
<input type="checkbox"/>	93509	Varilite Reflex™	500x500	€ 120,00



Varilite Stratus

Le coussin Varilite Stratus est un excellent choix pour les personnes qui présentent un risque modéré à faible de rupture des tissus et qui ont des besoins de positionnement modérés. Le coussin est doté d'une valve autogonflante unique qui permet à l'air d'entrer et de sortir du coussin afin qu'il puisse épouser la forme de l'utilisateur.

	CODE	DESCRIPTION	WIDTH x DEPTH (mm)	
<input type="checkbox"/>	93050	Varilite Stratus	350x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93110	Varilite Stratus	380x380	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93111	Varilite Stratus	380x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93051	Varilite Stratus	400x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93052	Varilite Stratus	400x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93053	Varilite Stratus	430x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93054	Varilite Stratus	450x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93055	Varilite Stratus	450x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93112	Varilite Stratus	450x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93056	Varilite Stratus	500x450	€ 130,00
<input type="checkbox"/>	93057	Varilite Stratus	500x500	€ 130,00



Varilite Zoid™  
PSV

Coussin de protection cutanée ajustable à profil bas coussin pour les utilisateurs actifs de fauteuils roulants

	CODE	DESCRIPTION	WIDTH x DEPTH (mm)	
<input type="checkbox"/>	93034	Varilite Zoid™ PSV	350x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93100	Varilite Zoid™ PSV	350x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93101	Varilite Zoid™ PSV	380x380	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93102	Varilite Zoid™ PSV	380x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93035	Varilite Zoid™ PSV	400x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93036	Varilite Zoid™ PSV	400x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93103	Varilite Zoid™ PSV	400x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93104	Varilite Zoid™ PSV	430x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93105	Varilite Zoid™ PSV	450x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93037	Varilite Zoid™ PSV	450x450	€ 0,00

<input type="checkbox"/>	93106	Varilite Zoid™ PSV	450x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93107	Varilite Zoid™ PSV	500x400	€ 230,00
<input type="checkbox"/>	93108	Varilite Zoid™ PSV	500x450	€ 230,00
<input type="checkbox"/>	93109	Varilite Zoid™ PSV	500x500	€ 230,00

## 5 Dossier

### Systèmes de dossier



Icon™ Back System  
Low

Combines innovative VariLock™ hardware with a sleek, low profile look



Icon™ Back System  
Mid

Provides support and positioning to improve trunk control and decrease fatigue



Icon™ Back System  
Tall

Well suited for users needing additional support or with a tilt-recline system



Icon™ Back System  
Deep

Ideal for users needing maximum support

CODE	DESCRIPTION	SEAT WIDTH (mm)	
<input type="checkbox"/>	93560	Icon™ Back System Low	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93561	Icon™ Back System Low	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93562	Icon™ Back System Low	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93563	Icon™ Back System Low	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93564	Icon™ Back System Low	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93565	Icon™ Back System Low	€ 280,00
<input type="checkbox"/>	93544	Icon™ Back System Mid	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93545	Icon™ Back System Mid	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93546	Icon™ Back System Mid	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93547	Icon™ Back System Mid	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93548	Icon™ Back System Mid	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93549	Icon™ Back System Mid	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93550	Icon™ Back System Mid	€ 280,00
<input type="checkbox"/>	93551	Icon™ Back System Mid	€ 340,00
<input type="checkbox"/>	93552	Icon™ Back System Mid	€ 340,00
<input type="checkbox"/>	93553	Icon™ Back System Tall	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93554	Icon™ Back System Tall	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93555	Icon™ Back System Tall	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93556	Icon™ Back System Tall	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93557	Icon™ Back System Tall	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93558	Icon™ Back System Tall	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93559	Icon™ Back System Tall	€ 310,00
<input type="checkbox"/>	93538	Icon™ Back System Deep	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93539	Icon™ Back System Deep	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93540	Icon™ Back System Deep	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93541	Icon™ Back System Deep	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93542	Icon™ Back System Deep	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93543	Icon™ Back System Deep	€ 410,00

## Soutien latéral

CODE		DESCRIPTION						
selon largeur d'assise								
30cm	35-38cm	40-43cm	45cm	50-60cm				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Support cale tronc fixe		inclus coussin pour support cale tronc	€ 211,00
93254	93255	93256	93257	93258				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Support cale tronc escamotable	court	inclus coussin 75 x 100mm pour support cale tronc	€ 454,00
93239	93240	93241	93242	93243				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Support cale tronc escamotable	medium	inclus coussin 100 x 130mm pour support cale tronc	€ 454,00
93249	93250	93251	93252	93253				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Support cale tronc escamotable	long	inclus coussin 130 x 150mm pour support cale tronc	€ 454,00
93244	93245	93246	93247	93248				



Fixe



Escamotable court



Escamotable medium



Escamotable Long

## Appui tête

CODE	DESCRIPTION	
<input type="checkbox"/>	80337 Appui tête TA (225 x 120 mm) avec support (80288)	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	80267 Appui-tête TA avec coussin de soutien temporal	€ 369,00



80267

## Cales bassin

CODE	DESCRIPTION	
<input type="checkbox"/>	93262 Support cales bassins et coussins 75x100 mm, la paire	€ 264,00
80328		
<input type="checkbox"/>	93263 Support cales bassins et coussins 100x130 mm, la paire	€ 264,00
80328		
<input type="checkbox"/>	93264 Support cales bassins et coussins 130x150 mm, la paire	€ 264,00
80328		



## Ceintures et supports

CODE					DESCRIPTION		
<input type="checkbox"/>	93231					Ceinture pectorale	€ 0,00
	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>			
<input type="checkbox"/>	93221		93223	93224	Ceinture de hanche VARILITE, obligatoire sur stand up	€ 0,00	
<input type="checkbox"/>	93225	93226	93227	93228	Ceinture de hanche VARILITE à 4 points	€ 127,00	
<input type="checkbox"/>	93235	93236	93237	93238	Maintien de cheville VARILITE ( la paire )	€ 127,00	
<input type="checkbox"/>	93272	93232	93233	93234	Harnais poitrine VARILITE	€ 190,00	
<input type="checkbox"/>	80765					Support pour harnais de poitrine VARILITE	€ 84,00
<input type="checkbox"/>	97157					Ceinture, enroulement automatique	€ 165,00



Ceinture pectorale



Ceinture de hanche 2 points



ceinture de hanche 4 points



Maintien de cheville



Harnais poitrine

## 6 Accoudoirs

CODE	DESCRIPTION		
<input type="checkbox"/>	Accoudoir rabattable avec support avant verrouillable	Hauteur réglable de 185 à 285 mm	€ 0,00

### Options des accoudoirs


CODE	DESCRIPTION		
<input type="checkbox"/>	80320 Coussin d'accoudoir, droit, court	longueur 320mm	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	80335 Coussin d'accoudoir, droit, long	longueur 430mm	€ 26,00
<input type="checkbox"/>	80336 Coussin d'accoudoir, gauche, court	longueur 320mm	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	80321 Coussin d'accoudoir, gauche, long	longueur 430mm	€ 26,00
<input type="checkbox"/>	80651 Bord aluminium pour coussin accoudoir court		€ 21,00
<input type="checkbox"/>	80652 Bord aluminium pour coussin accoudoir long		€ 24,00
<input type="checkbox"/>	20248 Saccoche cuir petit modèle pour accoudoir		€ 127,00



80320/80336



80335/80321



80651/80652



80830/80830-1



20248



## 7 Repose jambes et palette

### Repose jambes central

CODE	DESCRIPTION	
<input type="checkbox"/> 95083	Potence centrale électrique réglable	€ 0,00

### Palette pour potence centrale

CODE	DESCRIPTION	
<input type="checkbox"/> 99169	Palette monobloc Stand-Up renforcée angle, adjustable	€ 0,00



99169

### Options pour repose jambes central

CODE	DESCRIPTION	
<input type="checkbox"/>	Appui sous rotulien Réglable en profondeur sur 60 mm	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80332	Appui mollet	€ 160,00
<input type="checkbox"/> 81043	Coussin Gel pour appui sous rotulien	€ 350,00



80332

## 8 Eclairage

CODE	DESCRIPTION	
<input type="checkbox"/> 99116	Eclairage LED	€ 0,00
<input type="checkbox"/> ---	Without lighting	€ 0,00

## 9 Modules de commande et options

CODE	DESCRIPTION			
<input type="checkbox"/> 95172-1	Manipulateur, CJSM 1 avec ecran LCD	sans éclairage	Module de puissance 120A	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 95252-1	Manipulateur, CJSM 1 avec ecran LCD	accès éclairage	Module de puissance 120A	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 95501	Manipulateur CJSM 2 avec écran LCD	Fonction infrarouge	Module de puissance 120A	€ 450,00
<input type="checkbox"/> 95524	Manipulateur CJSM 2 avec écran LCD	fonction infrarouge et Bluetooth	Module de puissance 120A	€ 1 108,00



95172-1/95252-1

CJSM-1



95501/95524

CJSM-2

### Support module de commande

CODE	DESCRIPTION			
<input type="checkbox"/> 80407	Pantographe escamotable droit pour module de commande			€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80408	Pantographe escamotable gauche pour module de commande			€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80838	Support escamotable vers le bas droite ou gauche			€ 110,00



80407/80408



80838

### Embout pour module de commande

CODE	DESCRIPTION	
<input type="checkbox"/> 95153	Standard	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 95154	Champignon M48	€ 44,00
<input type="checkbox"/> 95155	Boule 38 mm	€ 44,00
<input type="checkbox"/> 95299	Boule 32mm	€ 44,00
<input type="checkbox"/> 95306	Cupule menton C38	€ 44,00
<input type="checkbox"/> 95298	Cone S30	€ 44,00
<input type="checkbox"/> 95305	Stick S80	€ 44,00
<input type="checkbox"/> 95301	T-bar	€ 44,00
<input type="checkbox"/> 95300	Boule mousse 70mm	€ 44,00
<input type="checkbox"/> Select color	balle de golf	€ 44,00



95153



95154



95155/95299



95306



95298



95305



95301



95300



White  
  
80653



Orange  
  
80653-4



Pink  
  
80653-2



Yellow  
  
80653-3



Football  
  
80653-7



Football  
  
80653-8

### Module de commande supplémentaires

CODE	DESCRIPTION	
<input type="checkbox"/> 97342	Module de commande supplémentaire inclus support pour CJSM-1	€ 1 161,00
<input type="checkbox"/> 97343	Module de commande supplémentaire inclus support pour CJSM-2	€ 1 161,00
<input type="checkbox"/> 95213-1	Manipulateur pour commande tierce personne	sans support de commande LPPR 9310430 / 714,26 € € 677,02
<input type="checkbox"/> 80903	Support de commande tierce personne pivotante 1 main	sans manipulateur 95213-1 € 907,00
<input type="checkbox"/> 80517	Support de commande tierce personne pivotante 1 main	sans manipulateur 95213-1 € 357,00
<input type="checkbox"/> 80533	Support de commande tierce personne 2 main avec arrêt d'urgence	sans manipulateur 95213-1 € 1 266,00



97342/97343

## 10 Accessoires

CODE	DESCRIPTION	
<input type="checkbox"/> 80163	Tablette thérapeutique adulte avec support escamotable (80518)	€ 667,00
<input type="checkbox"/> 80164	Tablette thérapeutique junior avec support escamotable (80518-1)	€ 667,00
<input type="checkbox"/>	Demi tablette thérapeutique sur demande en fabrication spéciale	NC
<input type="checkbox"/> 80175	Crochets pour sac ( fixation à l'arrière du dossier )	€ 66,00
<input type="checkbox"/> 97285	TA kit avion	Le kit avion est conçu pour déconnecter facilement les batteries. C'est une exigence de la plupart des compagnies aériennes
		€ 0,00



80162/80164



80175