

## TA Indoor Wave


<b>Nom:</b>		<b>Adresse de livraison:</b>	
Numéro client	Date:	Adresse	
Devis		Code Postal:	Ville :
Contact	Commande	Pays	Téléphone :
Reference:			

### Specifications

Longueur avec repose pieds : (mm)	885
Largeur hors tout: (mm)	560
Largeur d'assise min.-max.: (mm)	250-550
Profondeur d'assise min.-max.: (mm)	250-600
Hauteur d'assise sans coussin : (mm)	400
Inclinaison du dossier min.-max.:	540-665
Inclinaison du siège: (°)	45
Angle surface du pied à l'assise min.-max.: (°)	50-96
Élévateur: (mm)	320
Distance entre repose-pieds et siège	370 - 580
Angle de la surface entre jambes et assise,	90-180
Distance entre l'accoudoir et le siège	185 - 285

Poids Total : (kg)	113,5
Poids max utilisateur: (kg)	125
Stabilité dynamique en montée	10
Hauteur d'obstacle: (mm)	65
Garde au sol: (mm)	700
Vitesse max: (km/h)	6
Batteries 38Ah: (km)	22
Moteur :	2pcs. 24 V / 450 Watt
Rayon de braquage minimum:	450

### Détails utilisateurs



All seat dimensions are always measured without seat cushion!

01 Profondeur d'assise :
02 Largeur d'assise :
03 Largeur poitrine :
04 Profondeur poitrine :
05 Hauteur du coude :
06 Hauteur de l'aisselle :
07 Hauteur dossier :
08 Hauteur de tête :
09 Longueur avant-bras
10 Longueur du bas de la jambe
Hauteur:
Poids (kg):

Spécifiez les dimensions en mm  
Référez-vous aux croquis !

The grey colored rows are indicative and show a standard configuration

## 1 Chassis / Moteur

CODE	DESCRIPTION		Vitesse	Puissance moteur	Autonomie	Poids utilisateur Max	PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/>	95346 TA Indoor Wave Multifunction traction	inclus élévateur électrique 320 mm & inclinaison électrique 45°	6 km/h	2 x 450 W	15 km	125 kg	€ 12.500,00	€ 13.187,50
<input type="checkbox"/>	95314 TA Indoor Wave Multifunction 4 roues	inclus élévateur électrique 320 mm & inclinaison électrique 45°	6 km/h	2 x 450 W	15 km	125 kg	€ 12.500,00	€ 13.187,50



95346

LPPR  
9178490  
LPPR €  
:3938,01  
AA2

### Options chassis / Moteur

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/>	95025 Carter noir	stnd € 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	95027 Carter Gris	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	95350 TA 4 points fixation voiture	€ 687,50	€ 725,31
<input type="checkbox"/>	95351 Dahl système avec plaque de verrouillage	€ 560,00	€ 590,80
<input type="checkbox"/>	95352 TA 4 point avec système Dahl	€ 771,00	€ 813,40



95025



95027



95350



95351

## 2 Batteries et chargeurs

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/>	97555 Batteries 38Ah (2 pcs)	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	95388 Chargeur 6A Celpower	€ 0,00	€ 0,00

## 3 Roues



260 x 85

200 x 50

	Pneus		Pneux anti-crevaisson	
	Pneu gris	Pneu noir	Pneu gris	Pneu noir
Jantes alu gris	<input type="checkbox"/> 95266 € 0,00	<input type="checkbox"/> 95268 € 0,00	<input type="checkbox"/> 95269 € 0,00	<input type="checkbox"/> 95267 € 0,00
Jantes alu gris	<input type="checkbox"/> 97292 € 0,00	<input type="checkbox"/> 97260 € 0,00	<input type="checkbox"/> 97227 € 0,00	<input type="checkbox"/> 97261 € 0,00
Jantes alu noir			<input type="checkbox"/> 97262 € 0,00	<input type="checkbox"/> 97195 € 0,00

#### 4 Assise

##### Elévateur et inclinaison

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/>	95011 Elévateur 320 mm	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	95546 Bascule d'assise 45°	€ 0,00	€ 0,00



95011



95546

##### Largeur d'assise

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 250mm ajustable de 250 - 300 ou 350 mm	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 380mm y compris prolongateur de profondeur (80233)	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 400mm y compris prolongateur de profondeur (80233)	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 450mm y compris prolongateur de profondeur (80216)	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 500mm y compris prolongateur de profondeur (80215) renforcée avec plaque d'assise (80502)	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 550mm y compris prolongateur de profondeur (80215) renforcée avec plaque d'assise (80502)	€ 0,00	€ 0,00

##### Profondeur d'assise

Profondeur du siège réglable en continue de 250 - 600mm:

Spécifiez la profondeur d'assise requise:

-----

##### Système d'assise



80519

CODE	DESCRIPTION	Largeur d'assise					PRIX HT	PRIX TTC
		380mm	400mm	450mm	500mm	550mm		
<input type="checkbox"/>	80519 TA Strap seat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€ 700,00	€ 738,50

##### Coussin d'assise



Varilite Evolution™  
PSV

Pour les utilisateurs de fauteuils roulants avec un degré élevé de dégradation des tissus et symétrique Besoins de positionnement

CODE	DESCRIPTION	LARGEUR x PROFONDEUR (mm)	PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/>	93000 Varilite Evolution™ PSV	300x350	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93001 Varilite Evolution™ PSV	350x350	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93002 Varilite Evolution™ PSV	350x400	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93420 Varilite Evolution™ PSV	350x450	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93421 Varilite Evolution™ PSV	350x500	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93422 Varilite Evolution™ PSV	380x380	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93423 Varilite Evolution™ PSV	380x430	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93424 Varilite Evolution™ PSV	400x350	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93003 Varilite Evolution™ PSV	400x400	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93004 Varilite Evolution™ PSV	400x450	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93005 Varilite Evolution™ PSV	400x500	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93006 Varilite Evolution™ PSV	430x430	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93007 Varilite Evolution™ PSV	450x400	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93008 Varilite Evolution™ PSV	450x450	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93009 Varilite Evolution™ PSV	450x500	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93435 Varilite Evolution™ PSV	500x400	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93268 Varilite Evolution™ PSV	500x450	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93010 Varilite Evolution™ PSV	500x500	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93277 Varilite Evolution™ PSV	550x450	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93278 Varilite Evolution™ PSV	550x500	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93279 Varilite Evolution™ PSV	600x450	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93280 Varilite Evolution™ PSV	600x500	€ 0,00	€ 0,00



Coussin de protection ajustable à deux chambres

Varilite Meridian™  
PSV

CODE	DESCRIPTION	LARGEUR x PROFONDEUR (mm)	PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/>	93362	Varilite Meridian™ PSV	300x350	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93363	Varilite Meridian™ PSV	350x350	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93364	Varilite Meridian™ PSV	350x400	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93411	Varilite Meridian™ PSV	350x450	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93412	Varilite Meridian™ PSV	350x500	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93414	Varilite Meridian™ PSV	380x380	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93415	Varilite Meridian™ PSV	380x430	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93413	Varilite Meridian™ PSV	400x350	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93365	Varilite Meridian™ PSV	400x400	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93366	Varilite Meridian™ PSV	400x450	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93367	Varilite Meridian™ PSV	400x500	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93368	Varilite Meridian™ PSV	430x430	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93369	Varilite Meridian™ PSV	450x400	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93370	Varilite Meridian™ PSV	450x450	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93371	Varilite Meridian™ PSV	450x500	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93571	Varilite Meridian™ PSV	450x550	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93410	Varilite Meridian™ PSV	500x400	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93372	Varilite Meridian™ PSV	500x450	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93373	Varilite Meridian™ PSV	500x500	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93416	Varilite Meridian™ PSV	550x450	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93417	Varilite Meridian™ PSV	550x500	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93418	Varilite Meridian™ PSV	600x450	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93419	Varilite Meridian™ PSV	600x500	€ 0,00 € 0,00



Pour les utilisateurs de fauteuils roulants protection cutanée et positionnement, soutien postural difficiles et asymétriques

Varilite Pro-Form NX™  
Chambre simple

CODE	DESCRIPTION	LARGEUR x PROFONDEUR (mm)	PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/>	93306	Varilite Pro-Form NX™, chambre simple	300x350	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93307	Varilite Pro-Form NX™, chambre simple	350x350	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93308	Varilite Pro-Form NX™, chambre simple	350x400	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93042	Varilite Pro-Form NX™, chambre simple	380x380	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93043	Varilite Pro-Form NX™, chambre simple	380x430	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93309	Varilite Pro-Form NX™, chambre simple	400x400	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93310	Varilite Pro-Form NX™, chambre simple	400x450	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93311	Varilite Pro-Form NX™, chambre simple	400x500	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93044	Varilite Pro-Form NX™, chambre simple	430x430	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93312	Varilite Pro-Form NX™, chambre simple	450x400	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93313	Varilite Pro-Form NX™, chambre simple	450x450	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93314	Varilite Pro-Form NX™, chambre simple	450x500	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93045	Varilite Pro-Form NX™, chambre simple	500x400	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93046	Varilite Pro-Form NX™, chambre simple	500x450	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/>	93315	Varilite Pro-Form NX™, chambre simple	500x500	€ 0,00 € 0,00



Pour les utilisateurs de fauteuils roulants protection cutanée et positionnement, soutien postural difficiles et asymétrique

Varilite Pro-Form NX™  
Deux chambres

CODE	DESCRIPTION	LARGEUR x PROFONDEUR (mm)	PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/>	93296 Varilite Pro-Form NX™, deux chambres	300x350	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93297 Varilite Pro-Form NX™, deux chambres	350x350	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93298 Varilite Pro-Form NX™, deux chambres	350x400	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93113 Varilite Pro-Form NX™, deux chambres	380x380	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93114 Varilite Pro-Form NX™, deux chambres	380x430	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93299 Varilite Pro-Form NX™, deux chambres	400x400	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93300 Varilite Pro-Form NX™, deux chambres	400x450	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93301 Varilite Pro-Form NX™, deux chambres	400x500	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93115 Varilite Pro-Form NX™, deux chambres	430x430	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93302 Varilite Pro-Form NX™, deux chambres	450x400	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93303 Varilite Pro-Form NX™, deux chambres	450x450	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93304 Varilite Pro-Form NX™, deux chambres	450x500	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93116 Varilite Pro-Form NX™, deux chambres	500x400	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93117 Varilite Pro-Form NX™, deux chambres	500x450	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93305 Varilite Pro-Form NX™, deux chambres	500x500	€ 0,00	€ 0,00



Coussin de protection de la peau non réglable Air-Release Device (VARILITE)

Varilite Reflex™

CODE	DESCRIPTION	LARGEUR x PROFONDEUR (mm)	PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/>	93491 Varilite Reflex™	300x300	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93492 Varilite Reflex™	300x350	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93493 Varilite Reflex™	350x350	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93494 Varilite Reflex™	350x400	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93495 Varilite Reflex™	350x450	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93496 Varilite Reflex™	350x500	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93497 Varilite Reflex™	380x380	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93498 Varilite Reflex™	380x430	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93499 Varilite Reflex™	400x350	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93500 Varilite Reflex™	400x400	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93501 Varilite Reflex™	400x450	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93502 Varilite Reflex™	400x500	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93503 Varilite Reflex™	430x430	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93504 Varilite Reflex™	450x400	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93505 Varilite Reflex™	450x450	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93506 Varilite Reflex™	450x500	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93507 Varilite Reflex™	500x400	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93508 Varilite Reflex™	500x450	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93509 Varilite Reflex™	500x500	€ 0,00	€ 0,00



Le coussin Varilite Stratus est un excellent choix pour les personnes présentant un risque modéré à faible de dégradation des tissus et des besoins de positionnement modérés. Le coussin est doté d'une valve auto-gonflante unique, qui permet à l'air d'entrer et de sortir du coussin afin qu'il puisse s'adapter à la forme de l'utilisateur.

Varilite Stratus

CODE	DESCRIPTION	LARGEUR x PROFONDEUR (mm)	PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/>	93047 Varilite Stratus	300x300	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93048 Varilite Stratus	300x350	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93049 Varilite Stratus	350x350	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93050 Varilite Stratus	350x400	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93110 Varilite Stratus	380x380	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93111 Varilite Stratus	380x430	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93051 Varilite Stratus	400x400	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93052 Varilite Stratus	400x450	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93053 Varilite Stratus	430x430	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93054 Varilite Stratus	450x400	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93055 Varilite Stratus	450x450	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93112 Varilite Stratus	450x500	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93056 Varilite Stratus	500x450	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93057 Varilite Stratus	500x500	€ 0,00	€ 0,00



Varilite Zoid™  
PSV

Performance de protection cutanée ajustable et discret coussin pour les utilisateurs actifs

CODE	DESCRIPTION	LARGEUR x PROFONDEUR (mm)	PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/>	93031 Varilite Zoid™ PSV	300x300	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93032 Varilite Zoid™ PSV	300x350	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93033 Varilite Zoid™ PSV	350x350	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93034 Varilite Zoid™ PSV	350x400	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93100 Varilite Zoid™ PSV	350x450	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93101 Varilite Zoid™ PSV	380x380	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93102 Varilite Zoid™ PSV	380x430	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93035 Varilite Zoid™ PSV	400x400	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93036 Varilite Zoid™ PSV	400x450	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93103 Varilite Zoid™ PSV	400x500	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93104 Varilite Zoid™ PSV	430x430	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93105 Varilite Zoid™ PSV	450x400	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93037 Varilite Zoid™ PSV	450x450	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93106 Varilite Zoid™ PSV	450x500	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93107 Varilite Zoid™ PSV	500x400	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93108 Varilite Zoid™ PSV	500x450	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93109 Varilite Zoid™ PSV	500x500	€ 0,00	€ 0,00



Varilite Junior

Idéal pour les enfants avec un haut degré de dégradation tissulaire et symétrique besoins de positionnement

CODE	DESCRIPTION	LARGEUR x PROFONDEUR (mm)	PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/>	93588 Varilite Junior	250x250	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93599 Varilite Junior	275x325	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93600 Varilite Junior	300x300	€ 0,00	€ 0,00

## 5 Dossier

### Support de dossier

CODE	DESCRIPTION	LARGEUR x PROFONDEUR (mm)	PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/>	80298 Support de dossier réglable	largeur d'assise réglable par palier 380 - 400 - 450 - 500 - 550 mm	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	80298-1 Support de dossier réglable JUNIOR	largeur d'assise réglable par palier 250 - 300 - 350 mm	€ 450,00	€ 474,75
<input type="checkbox"/>	80355 Support de dossier canne droite réglable Tubes extra long montage pour autres systèmes de dossier	largeur d'assise réglable par palier 380 - 400 - 450 - 500 - 550 mm	€ 400,00	€ 422,00



80298



80298-1  
Junior

## Système de dossier



Icon™ Back System  
Petit

Combinaison Varilock  
système avec un look  
élégant et discret



Icon™ Back System  
Moyen

Soutien et positionnement  
Diminution de la fatigue



Icon™ Back System  
Long

Soutien renforcé  
avec système  
d'inclinaison



Icon™ Back System  
Profond

Soutien maximal

CODE	DESCRIPTION	EUR x PROFONDEUR	PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/> 93560	Icon™ Back System Petit	350	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93561	Icon™ Back System Petit	380	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93562	Icon™ Back System Petit	400	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93563	Icon™ Back System Petit	430	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93564	Icon™ Back System Petit	450	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93565	Icon™ Back System Petit	500	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93587	Icon™ Back System Moyen	250	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93544	Icon™ Back System Moyen	300	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93545	Icon™ Back System Moyen350		€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93546	Icon™ Back System Moyen	380	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93547	Icon™ Back System Moyen	400	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93548	Icon™ Back System Moyen	430	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93549	Icon™ Back System Moyen	450	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93550	Icon™ Back System Moyen	500	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93551	Icon™ Back System Moyen	550	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93552	Icon™ Back System Moyen	600	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93553	Icon™ Back System Long	300	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93554	Icon™ Back System Long	350	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93555	Icon™ Back System Long	380	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93556	Icon™ Back System Long	400	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93557	Icon™ Back System Long	430	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93558	Icon™ Back System Long	450	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93559	Icon™ Back System Long	500	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93586	Icon™ Back System Profond	250	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93538	Icon™ Back System Profond	350	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93539	Icon™ Back System Profond	380	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93540	Icon™ Back System Profond	400	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93541	Icon™ Back System Profond	430	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93542	Icon™ Back System Profond	450	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93543	Icon™ Back System Profond	500	€ 0,00	€ 0,00

## Réglage et options du dossier

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT	PRIX TTC	
<input type="checkbox"/> 80363	Réglage mécanique du dossier 50°	€ 0,00	€ 0,00	
<input type="checkbox"/> 80577	Réglage mécanique du dossier, ressort à gaz 50°	€ 0,00	€ 0,00	
<input type="checkbox"/> 97235	Bascule de dossier 100 mm, 50° réglage électrique	95°-135°	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 97234	Bascule de dossier 150 mm, 80° réglage électrique	95°-150°	€ 0,00	€ 0,00



80363



80577

## Ceintures & support

CODE					DESCRIPTION	PRIX HT	PRIX TTC
for seat width							
30cm	35-38cm	40-43cm	45cm	50-60cm			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Varilite support latéral, set	€ 200,00	€ 211,00
93254	93255	93256	93257	93258			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Varilite support latéral pivotant, set	€ 430,00	€ 453,65
93239	93240	93241	93242	93243	short 75 x 100mm		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Varilite lateral support swing away, set	€ 430,00	€ 453,65
93249	93250	93251	93252	93253	medium 100 x 130mm		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Varilite support latéral pivotant, set	€ 430,00	€ 453,65
93244	93245	93246	93247	93248	long 130 x 150mm		



Fixed



Swing away  
Court



Swing away  
moyen



Swing away  
long

## Appui-tête

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/> 80337	appui-tête (225 x 120 mm) incl. support (80288)	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80829	appui-tête moyen(175 x 95 mm) incl. support (80288-2)	€ 250,00	€ 263,75
<input type="checkbox"/> 80267	appui-tête avec appui temporal D ou G	€ 360,00	€ 379,80



80267

## Support de cuisse

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/> 93262 80328	Cale cuisse, incl.support et coussin 75 x 100 mm, la paire	€ 250,00	€ 263,75
<input type="checkbox"/> 93263 80328	Cale cuisse, incl. Support et coussin 100 x 130 mm, la paire	€ 250,00	€ 263,75
<input type="checkbox"/> 93264 80328	Cale cuisse, incl. Support et coussin 130 x 150 mm, la paire	€ 250,00	€ 263,75





## Ceintures & support

CODE					DESCRIPTION	PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/> 93231					Varilite Ceinture pectorale	€ 50,00	€ 52,75
	<input type="checkbox"/> XS	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> L			
<input type="checkbox"/> 93221	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Varilite ceinture 2-points hanche	€ 80,00	€ 84,40
<input type="checkbox"/> 93225	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Varilite ceinture 4-points hanche	€ 120,00	€ 126,60
<input type="checkbox"/> 93235	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Varilite Band-It, Ankle, set	€ 120,00	€ 126,60
<input type="checkbox"/> 93272	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Varilite harnais poitrine	€ 180,00	€ 189,90
<input type="checkbox"/> 80765						€ 80,00	€ 84,40



Chest belt



2-point hip belt



4-point hip belt



Ankle



Harness

## 6 Accoudoirs

CODE	DESCRIPTION		PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/> 80289	Accoudoir rabattable avec support avant verrouillable, set	height adjustable from 185 to 285 mm	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80302	Accoudoir relevable, set	height adjustable from 185 to 285 mm	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80743	Arrêt pour accoudoirs rabatables	prevents arm support from going further back	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80347	Support accoudoirs rigide	adjustable from 100 to 280 mm from the seat plate	€ 300,00	€ 316,50

## Options pour accoudoirs

CODE	DESCRIPTION		PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/> 80320	Coussin accoudoir court droite	longueur 320mm	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80335	Coussin accoudoir long droite	longueur 430mm	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80336	Coussin accoudoir court gauche	longueur 320mm	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80321	Coussin accoudoir long gauche	longueur 430mm	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80651	Bord aluminium pour coussin accoudoir court		€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80652	Bord aluminium pour coussin accoudoir long		€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80371	Support de bras, jeu	<input type="checkbox"/> VL pad 75x100mm <input type="checkbox"/> VL pad 100x130mm <input type="checkbox"/> VL pad 130x150mm	€ 660,00	€ 696,30
<input type="checkbox"/> 80830	Support pivotant pour accoudoir droit	Pour accoudoir rabattable 80302	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80830-1	Support pivotant pour accoudoir gauche	Pour accoudoir rabattable 80302	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 20248	Sacchoche cuir pour accoudoir 320x430mm		€ 120,00	€ 126,60



80320/80336



80335/80321



80651/80652



80830/80830-1



80371



80994



20248

## 7 Repose-jambes et repose-pieds

### Repose-jambes en 2 pieces

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/> 80700-1	Repose-jambes manuel séparé droit	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80701-1	Repose-jambes manuel séparé gauche	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80628	Repose-jambes électrique séparé droit	€ 800,00	€ 844,00
<input type="checkbox"/> 80629	Repose-jambes électrique séparé gauche	€ 800,00	€ 844,00
<input type="checkbox"/> 80716	Repose-jambes droit (amputation)	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80717	Repose-jambes gauche (amputation)	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80721	Genouillère standard droite pour repose-jambes électrique séparé, droit 80628	€ 180,00	€ 189,90
<input type="checkbox"/> 80730	Genouillère standard gauche pour repose-jambes électrique séparé, gauche 80629	€ 180,00	€ 189,90
<input type="checkbox"/> 80631-3	Tube inférieur pour repose-jambes droit + 100mm	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80631-2	Tube inférieur pour repose-jambes courbé + 100mm	€ 0,00	€ 0,00



80700-1/80701-1



80628/80629



80716/80717



80721 / 80730

### Repose-jambes central avec repose-pieds simple

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/> 95083	Repose-jambes manuel central réglable	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 95083 81017	Centre manuel repose-jambes réglable incl. kit pour repose pieds électriques	€ 1.600,00	€ 1.688,00
<input type="checkbox"/> 80357	Repose-jambes électrique central avec coussinet pour molle	€ 1.400,00	€ 1.477,00
<input type="checkbox"/> 81128 81017	Repose-jambes électrique central avec coussinet pour mollets incl repose-pieds électrique rabatable	€ 2.400,00	€ 2.532,00
<input type="checkbox"/> 80571	Repose-jambes central motorisé avec coussins de mollets	€ 1.400,00	€ 1.477,00
<input type="checkbox"/> 81130 81017	Repose-jambes central motorisé avec coussinets de molets Incl repose-pieds électrique rabatable	€ 2.400,00	€ 2.532,00



95083



81017



80357

Footplate flip-up électrique

### Repose-pieds pour repose-jambes central

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/> 80373-2	Palette monobloc pour FWD	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80539-1	Palette monobloc pour RWD et MWD	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80818	Palettes séparés	€ 0,00	€ 0,00



80373-2



80539-1



80818

### Options pour repose-jambes central

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/> 80690	Coussin cuir pour repose-jambes central	€ 80,00	€ 84,40



80690

## 8 Eclairage

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/> 97223	A LED kit éclairage	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> ---	Sans éclairage	€ 0,00	€ 0,00

## 9 Modules de commande et accessoires

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/> 95174	Controllor, JSM, LED Entry level sans lumière	Power Module 120A	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/> 95253	Controllor, JSM-L LED avec lumière	Power Module 120A	€ 0,00 € 0,00
<input type="checkbox"/> 95172-1	Controllor, CJSM, SW (direct actuator) sans lumière	Power Module 120A	€ 200,00 € 211,00
<input type="checkbox"/> 95252-1	Controllor, CJSM-L-SW(direct actuator) avec lumière	Power Module 120A	€ 200,00 € 211,00
<input type="checkbox"/> 95501	Controllor CJSM2-L infrarouge fonction	Power Module 120A	€ 350,00 € 369,25
<input type="checkbox"/> 95524	Controllor, CJSM2, Bluetooth infrarouge& bluetooth func.	Power Module 120A	€ 1.050,00 € 1.107,75



95174/95253

JSM LED



95172-1/95252-1

CJSM



95501/95524

CJSM-2

## Support module de commande

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/> 80407	Pantographe escamotable droit pour module de commande droit	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80408	Pantographe escamotable gauche pour module de commande gauche	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80838	Support abatan universel	€ 0,00	€ 0,00



80407/80408



80838

## Bouton de module de commande

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/> 95153	Standard	€ 0,00	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 95154	Mushroom M48	€ 70,00	€ 73,85
<input type="checkbox"/> 95155	Ball 38 mm	€ 50,00	€ 52,75
<input type="checkbox"/> 95299	Ball 32mm	€ 42,00	€ 44,31
<input type="checkbox"/> 95306	Chin C38	€ 42,00	€ 44,31
<input type="checkbox"/> 95298	Cone S30	€ 17,00	€ 17,93
<input type="checkbox"/> 95305	Stick S80	€ 80,00	€ 84,40
<input type="checkbox"/> 95301	T-bar	€ 85,00	€ 89,67
<input type="checkbox"/> 95300	Softball 70mm	€ 75,00	€ 79,12
<input type="checkbox"/> Select color	Golfball	€ 20,00	€ 21,10



95153



95154



95155/95299



95306



95298



95305



95301



95300



White  
 80653



Black  
 80653-1



Pink  
 80653-2



Yellow  
 80653-3



Orange  
 80653-4



Football  
 80653-5

### Modules de commandes spéciaux

CODE	DESCRIPTION	LPPR	LPPR €	PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/> 97342	Clavier accès direct vérins coté manipulateur incl (80678)			€ 1.100,00	€ 1.160,50
<input type="checkbox"/> 97343	Clavier accès direct vérins coté opposé au manipulateur incl (80678)			€ 1.100,00	€ 1.160,50
<input type="checkbox"/> 95213-1	Commande tierce personne	9310430	€ 714,26	€ 677,00	€ 710,85
<input type="checkbox"/> 80903	support cointroleur accompagnateur 1 main			€ 860,00	€ 907,30
<input type="checkbox"/> 80533	support contrôleur accompagnateur 2 mains avec arrêt			€ 1.200,00	€ 1.266,00



97342/97343

### 10 Accessoires

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT	PRIX TTC
<input type="checkbox"/> 80163	Tablette thérapeutique avec support adulte (80518)	€ 599,00	€ 631,94
<input type="checkbox"/> 80164	Tablette thérapeutique avec support enfants (80518)	€ 599,00	€ 631,99
<input type="checkbox"/>	Demi tablette sur demande en fabrication spéciale	<b>Sur demande</b>	
<input type="checkbox"/> 80175	Crochats de sac	€ 60,00	€ 63,30
<input type="checkbox"/> 97285	kit avion TA	Le kit avion est conçu pour déconnecter facilement les batteries Une exigence pour la plupart des compagnies aériennes	
		€ 0,00	€ 0,00



80163/80164



80175