



TA Indoor Wave

CLIENT :		Adresse de livraison:	
Numéro client:	Date:	Adresse:	
		Code postal:	Ville:
			Téléphone:
Personne à cont:		E-Mail:	
Référence:			

Veuillez envoyer le formulaire de commande rempli à :
info@meyragroup.com


Service client : **01 34 64 15 58**

Specifications

Longueur avec RPJ : (mm)	885
Largeur hors tout : (mm)	560
Largeur d'assise min.-max.: (mm)	250-550
Profondeur d'assise min.-max.: (mm)	250-600
Hauteur d'assise sans coussin : (mm)	400
Hauteur du dossier min.-max.: (mm)	540-665
Bascule d'assise : (°)	45
Inclinaison de dossier min.-max.: (°)	50-96
Lift: (mm)	320
longueur du repose pied min.-max.: (mm)	370 - 580
Inclinaison du repose pied min.-max.: (°)	90-180
Réglage de l'accoudoir min.-max.: (mm)	185 - 285

Poids total: (kg)	113,5
Poids utilisateur Max : (kg)	125
Stabilité dynamique en montée : (°)	10
Hauteur d'obstacle : (mm)	65
Garde au sol: (mm)	700
Vitesse maximal : (km/h)	6 km/h
Autonomie batteries 38Ah: (km)	22
Moteurs :	2pcs. 24 V / 450 Watt
Rayon de giration : (mm)	450

Détails utilisateurs



All seat dimensions are always measured without seat cushion!

01 Profondeur d'assise:
02 Largeur d'assise:
03 Largeur poitrine:
04 Profondeur poitrine:
05 Hauteur des coudes:
06 Hauteur sous axillaire:
07 Hauteur du dos:
08 Hauteur de tête:
09 Longueur avant bras:
10 distance cropopité / talon:
Taille:
Poids (kg):

Spécifiez les dimensions en mm
 référez-vous aux croquis

VERSION AA1
CODE LPPR 9178455 / 3.487,95 €

VERSION AA2
CODE LPPR 9178490 / 3.938,01 €

The grey colored rows are indicative and show a standard configuration

1 Chassis / Motor

CODE	DESCRIPTION	Vitesse	Moteur	Autonomie (*)	Poids utilisateur Max	PRIX HT
<input type="checkbox"/> 95346	TA Indoor Wave Version Traction	6 km/h	2 x 450 W	15 km	125 kg	€ 13 913,00



95346

Chassis / Moteur

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT
<input type="checkbox"/> 95025	Carenage Noir	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 95027	Carenage Gris	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 95350	TA 4 point accroche taxis	Uniquement en combinaison avec Indoor Wave FWD 95346 € 725,00
<input type="checkbox"/> 95351	Système Dahl avec plaque de verrouillage	Uniquement en combinaison avec Indoor Wave FWD 95346 € 591,00
<input type="checkbox"/> 95352	Accroche taxi 4 point et Système Dahl avec plaque de verrouillage	Uniquement en combinaison avec Indoor Wave FWD 95346 € 813,00



95025



95027



95350



95351

2 Batteries et chargeurs

CODE	DESCRIPTION	PRIX HT
<input type="checkbox"/> 95555	Batteries 38Ah (2 pcs)	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 95387	Chargeur 6A Celpower	€ 0,00

3 Roues



Roues Motrices

260 x 85

Jantes Alu Gris

Pneumatique		Bandage	
Pneus gris	Pneus Noirs	Pneus gris	Pneus Noirs
<input type="checkbox"/> 95266	<input type="checkbox"/> 95268	<input type="checkbox"/> 95269	<input type="checkbox"/> 95267
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Roues directrices

200 x 50

Jantes Alu Gris

Jantes Alu Noir

Pneumatique		Bandage	
Pneus gris	Pneus Noirs	Pneus gris	Pneus Noirs
<input type="checkbox"/> 97292	<input type="checkbox"/> 97260	<input type="checkbox"/> 97227	<input type="checkbox"/> 97261
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		<input type="checkbox"/> 97262	<input type="checkbox"/> 97195
		€ 0,00	€ 0,00

4 Assise

Lift / bascule d'assise

CODE	DESCRIPTION	
<input type="checkbox"/> 95011	lift de 320 mm	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 95546	Bascule d'assise 45°	€ 0,00



95011



95546

Largeur d'assise

CODE	DESCRIPTION	
<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 250mm	adjustable de 250 - 300 ou 350 mm € 0,00
<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 380mm	extension de profondeur inclus (80233) € 0,00
<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 400mm	extension de profondeur inclus (80233) € 0,00
<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 450mm	extension de profondeur inclus (80216) € 0,00
<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 500mm	extension de profondeur inclus (80215) renforcé par une plaque centrale (80502) € 0,00
<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 550mm	extension de profondeur inclus (80215) renforcé par une plaque centrale (80502) € 0,00

Profondeur d'assise

Profondeur d'assise réglable en continu de 250 - 600mm:

Préciser la profondeur d'assise requise, obligatoire :

Système d'assise



80519

CODE	DESCRIPTION	Seat width					
		380mm	400mm	450mm	500mm	550mm	
<input type="checkbox"/> 80519	Assise TA sangle réglable	<input type="checkbox"/>	€ 1 650,00				

Coussin d'assise



Varilite Evolution™
PSV

Pour les utilisateurs de fauteuils roulants présentant un degré élevé de dégradation des tissus et des besoins de positionnement symétrique.

Le PSV de VARILITE rend automatique le réglage des coussins.

Le PSV Evolution utilise la nouvelle valve de réglage de pression révolutionnaire de VARILITE (brevet en cours). La PSV fonctionne en détectant la pression interne du coussin. Lorsque l'air est libéré, la pression interne diminue et l'utilisateur est immergé dans le coussin pour une distribution efficace de la pression.

CODE	DESCRIPTION	LARGEUR x PROFONDEUR (mm)	
<input type="checkbox"/> 93000	Varilite Evolution™ PSV	300x350	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93001	Varilite Evolution™ PSV	350x350	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93002	Varilite Evolution™ PSV	350x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93420	Varilite Evolution™ PSV	350x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93421	Varilite Evolution™ PSV	350x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93422	Varilite Evolution™ PSV	380x380	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93423	Varilite Evolution™ PSV	380x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93424	Varilite Evolution™ PSV	400x350	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93003	Varilite Evolution™ PSV	400x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93004	Varilite Evolution™ PSV	400x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93005	Varilite Evolution™ PSV	400x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93006	Varilite Evolution™ PSV	430x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93007	Varilite Evolution™ PSV	450x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93008	Varilite Evolution™ PSV	450x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93009	Varilite Evolution™ PSV	450x500	€ 0,00

<input type="checkbox"/>	93435	Varilite Evolution™ PSV	500x400	€ 675,00
<input type="checkbox"/>	93268	Varilite Evolution™ PSV	500x450	€ 675,00
<input type="checkbox"/>	93010	Varilite Evolution™ PSV	500x500	€ 675,00
<input type="checkbox"/>	93277	Varilite Evolution™ PSV	550x450	€ 675,00
<input type="checkbox"/>	93278	Varilite Evolution™ PSV	550x500	€ 675,00
<input type="checkbox"/>	93279	Varilite Evolution™ PSV	600x450	€ 675,00
<input type="checkbox"/>	93280	Varilite Evolution™ PSV	600x500	€ 675,00



Varilite Meridian™
PSV

Les thérapeutes recommandent le méridien aux personnes souffrant d'un dysfonctionnement moteur et neurologique dû à une lésion de la moelle épinière, un accident vasculaire cérébral, une sclérose en plaques, une infirmité motrice cérébrale et une lésion cérébrale traumatique. Les thérapeutes apprécient la crête pré-ischiale intégrale et l'effet de coin créé par les deux chambres du Meridian.

Les utilisateurs et les soignants apprécient son faible poids, son confort et sa facilité d'utilisation. Pas de pompes ni d'accessoires. Pas de pétrissage ni de manipulation.

CODE	DESCRIPTION	LARGEUR x PROFONDEUR (mm)		
<input type="checkbox"/>	93362	Varilite Meridian™ PSV	300x350	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93363	Varilite Meridian™ PSV	350x350	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93364	Varilite Meridian™ PSV	350x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93411	Varilite Meridian™ PSV	350x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93412	Varilite Meridian™ PSV	350x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93414	Varilite Meridian™ PSV	380x380	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93415	Varilite Meridian™ PSV	380x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93413	Varilite Meridian™ PSV	400x350	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93365	Varilite Meridian™ PSV	400x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93366	Varilite Meridian™ PSV	400x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93367	Varilite Meridian™ PSV	400x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93368	Varilite Meridian™ PSV	430x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93369	Varilite Meridian™ PSV	450x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93370	Varilite Meridian™ PSV	450x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93371	Varilite Meridian™ PSV	450x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93571	Varilite Meridian™ PSV	450x550	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93410	Varilite Meridian™ PSV	500x400	€ 690,00
<input type="checkbox"/>	93372	Varilite Meridian™ PSV	500x450	€ 690,00
<input type="checkbox"/>	93373	Varilite Meridian™ PSV	500x500	€ 690,00
<input type="checkbox"/>	93416	Varilite Meridian™ PSV	550x450	€ 690,00
<input type="checkbox"/>	93417	Varilite Meridian™ PSV	550x500	€ 690,00
<input type="checkbox"/>	93418	Varilite Meridian™ PSV	600x450	€ 690,00
<input type="checkbox"/>	93419	Varilite Meridian™ PSV	600x500	€ 690,00



Varilite Pro-Form NX™
Dual chamber

Pour les utilisateurs de fauteuils roulants ayant des besoins difficiles et asymétriques en matière de protection de la peau, de positionnement et de soutien postural. Modifiable.

CODE	DESCRIPTION	LARGEUR x PROFONDEUR (mm)		
<input type="checkbox"/>	93296	Varilite Pro-Form NX™, dual chamber	300x350	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93297	Varilite Pro-Form NX™, dual chamber	350x350	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93298	Varilite Pro-Form NX™, dual chamber	350x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93113	Varilite Pro-Form NX™, dual chamber	380x380	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93114	Varilite Pro-Form NX™, dual chamber	380x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93299	Varilite Pro-Form NX™, dual chamber	400x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93300	Varilite Pro-Form NX™, dual chamber	400x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93301	Varilite Pro-Form NX™, dual chamber	400x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93115	Varilite Pro-Form NX™, dual chamber	430x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93302	Varilite Pro-Form NX™, dual chamber	450x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93303	Varilite Pro-Form NX™, dual chamber	450x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93304	Varilite Pro-Form NX™, dual chamber	450x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93116	Varilite Pro-Form NX™, dual chamber	500x400	€ 750,00
<input type="checkbox"/>	93117	Varilite Pro-Form NX™, dual chamber	500x450	€ 750,00
<input type="checkbox"/>	93305	Varilite Pro-Form NX™, dual chamber	500x500	€ 750,00



Varilite Reflex™

Coussin de protection cutanée non ajustable comprenant VARILITE Air-Release Device™.

CODE	DESCRIPTION	LARGEUR x PROFONDEUR (mm)	
<input type="checkbox"/>	93491 Varilite Reflex™	300x300	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93492 Varilite Reflex™	300x350	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93493 Varilite Reflex™	350x350	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93494 Varilite Reflex™	350x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93495 Varilite Reflex™	350x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93496 Varilite Reflex™	350x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93497 Varilite Reflex™	380x380	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93498 Varilite Reflex™	380x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93499 Varilite Reflex™	400x350	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93500 Varilite Reflex™	400x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93501 Varilite Reflex™	400x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93502 Varilite Reflex™	400x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93503 Varilite Reflex™	430x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93504 Varilite Reflex™	450x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93505 Varilite Reflex™	450x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93506 Varilite Reflex™	450x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93507 Varilite Reflex™	500x400	€ 390,00
<input type="checkbox"/>	93508 Varilite Reflex™	500x450	€ 390,00
<input type="checkbox"/>	93509 Varilite Reflex™	500x500	€ 390,00



Varilite Stratus

Le coussin Varilite Stratus est un excellent choix pour les personnes qui présentent un risque modéré à faible de rupture des tissus et qui ont des besoins de positionnement modérés. Le coussin est doté d'une valve autogonflante unique qui permet à l'air d'entrer et de sortir du coussin afin qu'il puisse épouser la forme de l'utilisateur.

CODE	DESCRIPTION	WIDTH x DEPTH (mm)	
<input type="checkbox"/>	93047 Varilite Stratus	300x300	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93048 Varilite Stratus	300x350	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93049 Varilite Stratus	350x350	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93050 Varilite Stratus	350x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93110 Varilite Stratus	380x380	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93111 Varilite Stratus	380x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93051 Varilite Stratus	400x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93052 Varilite Stratus	400x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93053 Varilite Stratus	430x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93054 Varilite Stratus	450x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93055 Varilite Stratus	450x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93112 Varilite Stratus	450x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93056 Varilite Stratus	500x450	€ 450,00
<input type="checkbox"/>	93057 Varilite Stratus	500x500	€ 450,00



Varilite Zoid™
PSV

Coussin de protection cutanée ajustable à profil bas coussin pour les utilisateurs actifs de fauteuils roulants

CODE	DESCRIPTION	WIDTH x DEPTH (mm)	
<input type="checkbox"/>	93031 Varilite Zoid™ PSV	300x300	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93032 Varilite Zoid™ PSV	300x350	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93033 Varilite Zoid™ PSV	350x350	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93034 Varilite Zoid™ PSV	350x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93100 Varilite Zoid™ PSV	350x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93101 Varilite Zoid™ PSV	380x380	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93102 Varilite Zoid™ PSV	380x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93035 Varilite Zoid™ PSV	400x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93036 Varilite Zoid™ PSV	400x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93103 Varilite Zoid™ PSV	400x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93104 Varilite Zoid™ PSV	430x430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93105 Varilite Zoid™ PSV	450x400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93037 Varilite Zoid™ PSV	450x450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93106 Varilite Zoid™ PSV	450x500	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93107 Varilite Zoid™ PSV	500x400	€ 675,00
<input type="checkbox"/>	93108 Varilite Zoid™ PSV	500x450	€ 675,00
<input type="checkbox"/>	93109 Varilite Zoid™ PSV	500x500	€ 675,00

JUNIOR



Varilite Junior

Idéal pour les enfants présentant un degré élevé de dégradation des tissus et des besoins de symétrie

CODE	DESCRIPTION	WIDTH x DEPTH (mm)	
<input type="checkbox"/> 93588	Varilite Junior	250x250	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93599	Varilite Junior	275x325	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93600	Varilite Junior	300x300	€ 0,00

5 Dossier

Tube de dossier

CODE	DESCRIPTION		
<input type="checkbox"/> 80298	Support de dossier réglable Non compatible avec accoudoirs code 97471	<i>largeur de l'assise réglable par paliers</i> 380 - 400 - 450 - 500 - 550 mm	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80298-1	Support de dossier réglable pour version JUNIOR Non compatible avec accoudoirs code 97471	<i>largeur de l'assise réglable par paliers</i> 250 - 300 - 350 mm	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80355	Support de dossier réglable tubes extra long Non compatible avec accoudoirs code 97471	<i>largeur de l'assise réglable par paliers</i> 380, 400, 450, 500, 550 mm	€ 0,00



80298



80298-1
Junior

Systèmes de dossier



Icon™ Back System
Low

Combine la technologie innovante Varilock™ avec un look élégant et discret.



Icon™ Back System
Mid

Apporte soutien et positionnement pour améliorer le contrôle du tronc et réduire la fatigue



Icon™ Back System
Tall

Bien adapté aux utilisateurs ayant besoin d'un soutien supplémentaire ou d'un système d'inclinaison.



Icon™ Back System
Deep

Idéal pour les utilisateurs ayant besoin d'un soutien maximal

CODE	DESCRIPTION	SEAT WIDTH (mm)	
<input type="checkbox"/> 93560	Icon™ Back System Low	350	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93561	Icon™ Back System Low	380	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93562	Icon™ Back System Low	400	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93563	Icon™ Back System Low	430	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93564	Icon™ Back System Low	450	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93565	Icon™ Back System Low	500	€ 750,00
<input type="checkbox"/> 93587	Icon™ Back System Mid	250	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93544	Icon™ Back System Mid	300	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93545	Icon™ Back System Mid	350	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93546	Icon™ Back System Mid	380	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93547	Icon™ Back System Mid	400	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93548	Icon™ Back System Mid	430	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93549	Icon™ Back System Mid	450	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 93550	Icon™ Back System Mid	500	€ 750,00
<input type="checkbox"/> 93551	Icon™ Back System Mid	550	€ 750,00
<input type="checkbox"/> 93552	Icon™ Back System Mid	600	€ 750,00

<input type="checkbox"/>	93553	Icon™ Back System Tall	300	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93554	Icon™ Back System Tall	350	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93555	Icon™ Back System Tall	380	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93556	Icon™ Back System Tall	400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93557	Icon™ Back System Tall	430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93558	Icon™ Back System Tall	450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93559	Icon™ Back System Tall	500	€ 830,00
<input type="checkbox"/>	93586	Icon™ Back System Deep	250	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93538	Icon™ Back System Deep	350	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93539	Icon™ Back System Deep	380	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93540	Icon™ Back System Deep	400	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93541	Icon™ Back System Deep	430	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93542	Icon™ Back System Deep	450	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	93543	Icon™ Back System Deep	500	€ 890,00

Réglages et options du dossier

CODE	DESCRIPTION		
<input type="checkbox"/>	80363	Réglage mécanique du dossier, vérin manuel à déclenchement rapide	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	80577	Réglage mécanique du dossier, vérin à gaz	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	97235	Réglage électrique du dossier (vérin de 100 mm)	95°-135° € 0,00
<input type="checkbox"/>	97234	Réglage électrique du dossier (vérin de 150 mm)	95°-150° € 0,00



80363



80577



97235

Soutien latéral

CODE					DESCRIPTION			
for seat width								
30cm	35-38cm	40-43cm	45cm	50-60cm				
<input type="checkbox"/>	Support cale tronc fixe		inclus coussin pour support cale tronc	€ 211,00				
93254	93255	93256	93257	93258				
<input type="checkbox"/>	Support cale tronc escamotable	court	inclus coussin 75 x 100mm pour support cale tronc	€ 454,00				
93239	93240	93241	93242	93243				
<input type="checkbox"/>	Support cale tronc escamotable	medium	inclus coussin 100 x 130mm pour support cale tronc	€ 454,00				
93249	93250	93251	93252	93253				
<input type="checkbox"/>	Support cale tronc escamotable	long	inclus coussin 130 x 150mm pour support cale tronc	€ 454,00				
93244	93245	93246	93247	93248				



Fixe



Escamotable court



Escamotable medium



Escamotable Long

Appui tête

CODE	DESCRIPTION	
<input type="checkbox"/> 80337	Appui tête TA (225 x 120 mm) avec support (80288)	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80337-1	Appui tête TA (175 x 95 mm) avec support (80288-2)	€ 264,00
<input type="checkbox"/> 80267	Appui-tête TA avec coussin de soutien temporal	€ 380,00



80267

Cales bassin

CODE	DESCRIPTION	
<input type="checkbox"/> 93262 80328	Support cales bassin et coussins 75x100 mm, la paire	€ 264,00
<input type="checkbox"/> 93263 80328	Support cales bassin et coussins 100x130 mm, la paire	€ 264,00
<input type="checkbox"/> 93264 80328	Support cales bassin et coussins 130x150 mm, la paire	€ 264,00



Ceintures & supports

CODE	DESCRIPTION	
<input type="checkbox"/> 93231	Ceinture pectorale	€ 0,00
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
93221	Ceinture de hanche VARILITE à 2 points	€ 84,00
<input type="checkbox"/>		
93225	Ceinture de hanche VARILITE à 4 points	€ 127,00
<input type="checkbox"/>		
93235	Maintien de cheville VARILITE (la paire)	€ 127,00

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Harnais poitrine VARILITE	€ 190,00
	93272	93232	93233	93234	
<input type="checkbox"/>	80765	Support pour harnais de poitrine VARILITE			€ 84,00
<input type="checkbox"/>	97157	Ceinture, enroulement automatique			€ 165,00



ceinture pectoral



ceinture de hanche



ceinture de hanche 4 points



maintien de chevilles



Harnais

6 Accoudoirs

CODE	DESCRIPTION		
<input type="checkbox"/>	80289-2 Support d'accoudoir relevable avec renfort sur l'assise	Hauteur ajustable de 185 à 285 mm	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	80302 Support d'accoudoir relevable	Hauteur ajustable de 185 à 285 mm	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	80743 Arrêt pour support d'accoudoir relevable pour 80302 & 80289-2	Empêche l'appui-bras d'aller plus loin vers l'arrière	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	80347 Support d'accoudoir rigide	Hauteur ajustable de 100 à 280 mm	€ 317,00

Options pour accoudoirs

CODE	DESCRIPTION				
<input type="checkbox"/> 80320	Coussin d'accoudoir, droit, court 320mm	longueur 320mm		€ 0,00	
<input type="checkbox"/> 80335	Coussin d'accoudoir, droit, long 430mm	longueur 430mm		€ 0,00	
<input type="checkbox"/> 80336	Coussin d'accoudoir, gauche, court 320mm	longueur 320mm		€ 0,00	
<input type="checkbox"/> 80321	Coussin d'accoudoir, gauche, long 430mm	longueur 430mm		€ 0,00	
<input type="checkbox"/> 80651	Bord aluminium pour coussin accoudoir court			€ 0,00	
<input type="checkbox"/> 80652	Bord aluminium pour coussin accoudoir long			€ 0,00	
<input type="checkbox"/> 80371	Cales coudes avec coussins	<input type="checkbox"/> VL pad 75x100mm	<input type="checkbox"/> VL pad 100x130mm	<input type="checkbox"/> VL pad 130x150mm	€ 264,00
<input type="checkbox"/> 80830	Support d'accoudoir pivotant pour coussin de bras droit	pour ref 80302		€ 0,00	
<input type="checkbox"/> 80830-1	Support d'accoudoir pivotant pour coussin de bras gauche	pour ref 80302		€ 0,00	
<input type="checkbox"/> 20248	Sacchoche cuir petit modèle pour accoudoir			€ 127,00	



80320/80336



80335/80321



80651/80652



80830/80830-1



80371



20248

7 Repose jambes et palettes

repose jambes séparées

CODE	DESCRIPTION		
<input type="checkbox"/> 80700-1	Repose-jambes manuel séparé droit		€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80701-1	Repose-jambes manuel séparé gauche		€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80628	Repose-jambes électrique séparé droit		€ 844,00
<input type="checkbox"/> 80629	Repose-jambes électrique séparé gauche		€ 844,00
<input type="checkbox"/> 80716	repose moignon droit		€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80717	repose moignon gauche		€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80721	Appui genoux pour repose-jambes droit	pour repose-jambes électrique séparé droit 80628	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80730	Appui genoux pour repose-jambes gauche	pour repose-jambes électrique séparé gauche 80629	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80631-3	Tube inférieur pour repose-jambes droit + 100mm		€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80631-2	Tube inférieur pour repose-jambes courbé + 100mm		€ 0,00
<input type="checkbox"/> M293	Repose pieds séparées modèle Meylife	avec l'adaptation du support (97449)	€ 0,00
<input type="checkbox"/> M4092	Repose jambes manuel séparées modèle Meylife	avec l'adaptation du support (97449)	€ 0,00
<input type="checkbox"/> M2086	Repose jambes électriques séparées modèle Meylife	avec l'adaptation du support (97449)	€ 1 600,00



80700-1



80628



80716



M293



Repose jambes central

CODE	DESCRIPTION	
<input type="checkbox"/> 95083	Potence centrale manuel réglable	€ 0,00

<input type="checkbox"/>	95083 81017	Potence centrale manuel réglable	inclus kit palette rabattable electricquement	€ 620,00
<input type="checkbox"/>	80357	Potence centrale électrique avec appui mollets	réglage mécanique de la longueur (par vis) 340-430mm + 150mm réglage électrique de la longueur (par contrôleur)	980,00 €
<input type="checkbox"/>	81128 81017	Potence centrale électrique avec palette rabattable electricquement et appui mollets	réglage mécanique de la longueur (par vis) 340-430mm + 150mm réglage électrique de la longueur (par contrôleur)	€ 1 600,00
<input type="checkbox"/>	80571	Potence centrale électrique court avec appui mollets	réglage mécanique de la longueur (par vis) 250-310mm + 80mm réglage électrique de la longueur (par contrôleur)	980,00 €
<input type="checkbox"/>	81130 81017	Potence centrale électrique court avec palette rabattable electricquement et appui mollets	réglage mécanique de la longueur (par vis) 250-310mm + 80mm réglage électrique de la longueur (par contrôleur)	€ 1 600,00



95083



81017
Footplate flip-up
electric



80357

Palettes pour potence centrale

CODE	DESCRIPTION	
<input type="checkbox"/>	80373-2 Palette standard avec rebord	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	80539-1 Palette standard avec découpe et rebord	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	80818 Palettes séparées	€ 0,00



80373-2



80539-1



80818

Option pour repose jambes central

CODE	DESCRIPTION	
<input type="checkbox"/>	80690 Coussin cuir de protection pour repose-jambes central électrique	€ 0,00



80690

8 Eclairage

CODE	DESCRIPTION	
<input type="checkbox"/>	97223 Eclairage LED	€ 550,00
<input type="checkbox"/>	--- Sans éclairage	€ 0,00

9 Control module and accessories

CODE	DESCRIPTION			
<input type="checkbox"/> 95174	Manipulateur, JSM, LED	sans éclairage	Module de puissance 120A	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 95253	Manipulateur, JSM, LED	accès éclairage	Module de puissance 120A	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 95172-1	Manipulateur, CJSM 1 avec écran LCD	sans éclairage	Module de puissance 120A	€ 211,00
<input type="checkbox"/> 95252-1	Manipulateur, CJSM 1 avec écran LCD	accès éclairage	Module de puissance 120A	€ 211,00
<input type="checkbox"/> 95501	Manipulateur CJSM 2 avec écran LCD	Fonction infrarouge	Module de puissance 120A	€ 369,00
<input type="checkbox"/> 95524	Manipulateur CJSM 2 avec écran LCD	fonction infrarouge et Bluetooth	Module de puissance 120A	€ 1 108,00



95174/95253
JSM LED



95172-1/95252-1
CJSM-1



95501/95524
CJSM-2

Support module de commande

CODE	DESCRIPTION	
<input type="checkbox"/> 80407	Pantographe escamotable droit pour module de commande	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80408	Pantographe escamotable gauche pour module de commande	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 80838	Support escamotable vers le bas droite ou gauche	€ 0,00



80407/80408



80838

Embout pour module de commande

CODE	DESCRIPTION	
<input type="checkbox"/> 95153	Standard	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 95154	Mushroom M48	€ 44,00
<input type="checkbox"/> 95155	Ball 38 mm	€ 44,00
<input type="checkbox"/> 95299	Ball 32mm	€ 44,00
<input type="checkbox"/> 95306	Chin C38	€ 44,00
<input type="checkbox"/> 95298	Cone S30	€ 44,00
<input type="checkbox"/> 95305	Stick S80	€ 44,00
<input type="checkbox"/> 95301	T-bar	€ 44,00
<input type="checkbox"/> 95300	Softball 70mm	€ 44,00
<input type="checkbox"/> Selection	Golfball	€ 44,00



95153



95154



95155/95299



95306



95298



95305



95301



95300



White
 80653



Orange
 80653-4



Pink
 80653-2



Yellow
 80653-3



Football
 80653-7



Football
 80653-8

Module de commande supplémentaires

CODE	DESCRIPTION		
<input type="checkbox"/> 97342	Module de commande supplémentaire et support CISM-1		€ 1 161,00
<input type="checkbox"/> 97343	Module de commande supplémentaire et support CISM-2		€ 1 161,00
<input type="checkbox"/> 95213-1	Manipulateur pour commande tierce personne sans support de commande	LPPR 9310430 / 714,26 €	€ 677,02
<input type="checkbox"/> 80903	Support de commande tierce personne pivotante 1	sans manipulateur 95213-1	€ 907,00
<input type="checkbox"/> 80517	Support de commande tierce personne pivotante 1	sans manipulateur 95213-1	€ 357,00
<input type="checkbox"/> 80533	Support de commande tierce personne 2 main avec	sans manipulateur 95213-1	€ 1 266,00



97342/97343

10 Accessoires

CODE	DESCRIPTION		
<input type="checkbox"/> 80163	Tablette thérapeutique adulte avec support escamotable (80518)		€ 632,00
<input type="checkbox"/> 80164	Tablette thérapeutique junior avec support escamotable (80518-1)		€ 632,00
<input type="checkbox"/>	Demi tablette thérapeutique sur demande en fabrication spéciale		NC
<input type="checkbox"/> 80175	Crochets pour sac (fixation à l'arrière du dossier)		€ 63,00
<input type="checkbox"/> 97285	TA kit avion	Le kit avion est conçu pour déconnecter facilement les batteries. C'est une exigence de la plupart des compagnies aériennes	€ 0,00



80162/80164



80175