

BUDGET

9.050

Janvier 2024



Poids utilisateur
1 autorisé 30kg





Protège vêtements
escamotable



Frein à genouillère



Dossier verrouillable –
accoudoirs escamotable



Siège avant réglable en
hauteur

Economique et innovant

EFFICACITE

- Spécialement conçu pour les besoins de montage actuels
- Variation technique due à la compatibilité avec EUROCHAIR : panneaux latéraux, repose-jambes, sangle d'assise et de dossier, frein à pression et à tambour

BENEFICE THERAPEUTIQUE

- Bonnes propriétés de pliage pour une manipulation facile dans la vie quotidienne

UTILISATION

- Entraînement de la jante à commande manuelle
- À domicile et en soins hospitaliers
- Rhumatisme
- Appareillage gériatrique

COMMANDE DEVIS VERSION SPECIALE

Adresse de facturation /Réf. client :

Adresse de livraison :

Notes / Remarques :

ORTOPEDIA
EINE MARKE VON MEYRAPoids d'utilisateur
autorisé
jusqu'à 130kg**BUDGET 9.050****HT€ : 529,85**
TT€ : 558,89

Tous les prix sont indiqués hors TVA ! Valables du 01.01.2024 au 31.12.2024
Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les
consulter sur www.meyra.de/AGB.



Spécifications

Largeur d'assise	380	400	430	460	480	510
Largeur, état déplié	560	580	610	640	660	690
Largeur, état plié	280					
Profondeur d'assise	430					
Hauteur d'assise avant	470 -510					
Hauteur d'assise arrière	440 -490					
Hauteur totale	960					
Hauteur du dossier	420					
Hauteur des accoudoirs	210.5					
Longueur avec repose-pieds	1040					

Poids max. Utilisateur	130
Poids à vide à partir de	18
Poids total max. autorisé*	150
Roue motrice	610 (24")
Essai de freinage en version STANDARD	7°

En cas d'utilisation d'entraînements auxiliaires, le poids total autorisé ne doit pas être dépassé.

Dimensions en mm, poids en kg, roues en pouces, tolérances dimensionnelles ±10 mm

Attention !

Lors d'un déplacement en transports publics (p. ex. en train), les dimensions du fauteuil roulant peuvent dépasser les valeurs recommandées par les entreprises de transport. Veuillez vous renseigner au préalable.

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

01 Configuration FREIN A PRESSION

	QUANTITÉ	LARGEUR D'ASSISE	ARTICLE		HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	380 mm	9905141	Frein pression	529,85	558,89		
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	400 mm	9905142	Frein pression	529,85	558,89		
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	430 mm	9905143	Frein pression	529,85	558,89		
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	460 mm	9905144	Frein pression	529,85	558,89		
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	480 mm	9905145	Frein pression	529,85	558,89		
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	510 mm	9905146	Frein pression	529,85	558,89		

FREIN TAMBOUR

					HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	380 mm	9905147	Frein tambour	799,85	833,19		
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	400 mm	9905148	Frein tambour	799,85	833,19		
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	430 mm	9905149	Frein tambour	799,85	833,19		
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	460 mm	9905150	Frein tambour	799,85	833,19		
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	480 mm	9905151	Frein tambour	799,85	833,19		
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	510 mm	9905152	Frein tambour	799,85	833,19		

02 options

	CODE	DESCRIPTION	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>		Coussin noir, 30 mm				
<input type="checkbox"/>	1069874	Pack sécurité comprenant : éclairage passif, roulettes de soutien, ceinture de sécurité, porte-canne	248,04	261,68		

(Veuillez noter qu'avec ce modèle, les options ne sont pas assemblées à la chaise et sont plutôt expédiées séparément.)

Date:

Signature:

As at: 2021-04-26