

MICRO ELECTRO MOBIL

1.064 Version stock

 **Poids d'utilisateur autorisé**
120 kg





Rayon de braquage 500mm



Démontage en 3 parties



Commande simple



Roues motrices centrales

Le champion de la compacité

ADAPTATION

- Dimensions compact
- Construction légère, démontable en 3 parties pour un transport plus facile

COMMANDE

- Une commande simple
- Facile à manœuvrer grâce au rayon de giration de 500 mm

COMMANDE

DEVIS

FABRICATION SPÉCIALE

Merci d'envoyer le bon de commande à: info@meyra-netti.fr

Service client: 01 34 64 15 58

Adresse de facturation / ref.Client no.:

Adresse de livraison:

N° de TVA intracommunautaire

Remarques / Commentaires:

MEYRA



Équipement de série

- Accoudoirs relevables
- Module de commande
- Chargeur de batterie
- Signalisation



Poids d'utilisateur autorisé

120kg



Remarques

Tous les prix sont indiqués hors TVA! Valables du 01.01.2024 au 31.12.2024.

- siège pivotant
- siège réglable en hauteur
- siège amovible
- Boîtier de batterie amovible avec prise de charge supplémentaire



Données Techniques

| | |
|---|---|
| Longueur en mm | 760 |
| Largeur en mm | 580 |
| Hauteur d'assise réglable en mm | 370 - 450 |
| Profondeur d'assise en mm | 400 |
| Largeur d'assise réglable en mm | 470 - 570 |
| Hauteur du dossier en mm | 400 |
| Hauteur de transport en mm | 470 |
| Diamètre du volant en mm | 110 |
| Diamètre de la roue motrice en mm | 220 |
| Garde au sol en mm de l'obstacle max. en mm | 50 |
| Hauteur de l'obstacle max. en mm | 15 |
| Rayon en mm | 500 |
| Puissance continue du moteur | 200 W |
| Performances optimales du moteur | 800 W |
| Batteries | Batterie lithium 20,8 Ah / Batterie plomb-Acide 14 Ah |
| Chargeur | 2 A |
| Électronique | 50 A |
| Gamme avec batteries au lithium | 17 km |
| Gamme avec batteries plomb-acide | 10 km |
| Montées / descentes autorisées | 3° (6°) |
| Poids à vide avec les batteries au lithium | 42 kg |
| Poids à vide avec batteries plomb-acide | 47 kg |
| Poids de l'utilisateur | 120 kg |
| Poids | 170 kg |
| Vitesses de déplacement | 6 km/h |

01 1.064 E-Mobile


| Quantité | Article | DESCRIPTION | Couleur du châssis | HT€ | TT€ |
|----------|---------|--|--------------------|----------|----------|
| | 9106404 | MICRO-ELECTRO-MOBIL Batteries au plomb | Blanc | 2.196,00 | 2.316,78 |
| | 9106414 | MICRO-ELECTRO-MOBIL Lithium-ion | Blanc | 3.024,00 | 3.190,32 |
| | 9106424 | MICRO-ELECTRO-MOBIL UP Batteries au plomb | Blanc | 2.768,00 | 2.920,24 |
| | 9106434 | MICRO-ELECTRO-MOBIL UP Batteries Lithium-ion | Blanc | 3.596,00 | 3.739,78 |

02 Options

| Quantité | Article | DESCRIPTION | HT€ | TT€ |
|----------|---------|--------------------------------------|--------|--------|
| | 1083217 | Panier avec support | 124,00 | 130,82 |
| | 1081860 | Roues souples avant 2x et arrière 1x | 92,00 | 97,06 |

DONNEES ANATOMIQUES (EN MM)

1. Profondeur d'assise
 2. Largeur d'assise
 3. Largeur du buste
 4. Profondeur du tronc
 5. Hauteur du coude
 6. Hauteur sous aisselles
 7. Hauteur du dos
 8. Hauteur de la tête
 9. Longueur d'avant-bras
 10. Longueur des segments jambiers
- Taille
- Poids (Kg)



Les conditions générales de vente de Meyra GmbH (novembre2022, disponibles sur le site www.meyra.de/AGB) s'appliquent en complément e tpeuvent être mises gratuitement à votre disposition sur simple demande.

Remarks

Date

Lieu

Signature