

iCHAIR MC2

1.611

AA1

 **Poids d'utilisateur autorisé**

140 kg avec élévateur d'assise/lift CODE 27 (chargement incl.)

160 kg (chargement incl.)





Repose-jambes à réglage électrique disponible en option



Commande confortable



Eclairage LED actif



Roues directrices avec jante en aluminium

Le multitalent intelligent et variable

RENTABILITÉ

- Efficacité due à un entretien simple et une facilité de service importante
- Besoin réduit en réparations grâce à l'utilisation d'éléments haut de gamme et à longue durée de vie
- La construction modulaire de la famille iChair permet la compatibilité des éléments
- De nombreuses possibilités de réglage permettent une adaptation individuelle
- Réutilisation simplifiée grâce aux tolérances d'ajustement optimales, comme par exemple un poids d'utilisateur standard de 160 kg

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Idéal pour le maintien de la mobilité à la maison, au travail et au bureau
- Décompression efficace et positionnement détendu pour les positions assises longues grâce à une grande plage de réglages électriques
- Différents systèmes de siège en fonction des besoins individuels

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Pour une utilisation durable et toute la journée en vue d'une mobilité autonome, même en cas de troubles sévères des fonctions
- Personnes ayant un emploi et actives qui nécessitent un fauteuil roulant pour différentes situations du quotidien
- Adapté à l'extérieur grâce aux grands pneus de série et à la variante 10 km/h disponible en option
- Les dimensions compactes et la grande maniabilité permettent d'affronter facilement les pièces intérieures

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Veillez envoyer le formulaire de commande rempli à: mminin@meyragroup.com Service après-vente: 01 34 64 15 58

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA®



Prix modèle de base

HT 3.306,11 € / TTC 3.487,95 €

LPPR 9178455 / 3.487,95 €



Poids d'utilisateur autorisé

140 kg avec élévateur d'assise/lift CODE 27 (chargement incl.)
160 kg (chargement incl.)



Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2024 - 31.12.2024.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations
Veillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités



Caractéristiques techniques

Tolérances dimensionnelles +/- 15 mm, +/- 2°

¹⁾ voir catégorie largeur d'assise

²⁾ angle d'assise de 4°

³⁾ Sans repose-jambes et sans accoudoirs

⁴⁾ 60 mm avec taille de roue 9"/12" et 70 mm avec 10"/14", 120 mm avec franchisseur de ~~marque~~ directrice 9"/10"

⁵⁾ la plage de réglage peut varier de max. +/-3° en fonction de la HA et de la taille des roues directrices

⁶⁾ avec accoudoir CODE 106

⁷⁾ jusqu'à la hauteur de la plaque d'assise

⁸⁾ systèmes d'assise Toile / ErgoSeat / ERGOSTAR / RECARO

Largeurs d'assise en mm	380 - 650 ¹⁾²⁾
Profondeur d'assise en mm	400 - 560 / 400 - 560 / 500 / 480 - 530 ²⁾⁸⁾
Hauteur de dos en mm	450 - 500 / 530 - 570 / 640 / 640 ²⁾⁸⁾
Longueur de jambes en mm	280 - 430 ²⁾⁷⁾
Hauteur d'accoudoir en mm	240 - 350 ⁷⁾⁹⁾
Hauteur d'assise avant en mm	440 - 530
Hauteur d'assise avec CODE 27 Élévateur d'assise	460 - 760 / 490 - 790
Longueur avec repose-pieds en mm	1130
Longueur sans repose-pieds en mm	830
Largeur en ordre de marche en mm à partir de	590 - 630
Hauteur sans appuie-tête en mm	930 - 1130
Longueur de transport en mm	830
Hauteur de transport en mm	570
Taille de roue avant en mm	230 x 70 (9") / 260 x 70 (10")
Taille de roue arrière en mm	320 x 60 (12,5") / 356 x 75 (14")
Hauteur d'obstacle max. en mm	70 ⁴⁾
Rayon de braquage en mm	840

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**00 Châssis/motorisation**

CODE	VITESSE	AUTONOMIE	PUISSANCE DU MOTEUR	HT EUR €
115	6 km/h	max. 40 km	2 x 220 W	0,00
115/903	6 km/h  seulement en combinaison avec R-Net	max. 40 km	2 x 300 W (renforcé)	890,00
117	10 km/h	max. 35 km	2 x 300 W	0,00
117/903	10 km/h  seulement en combinaison avec R-Net	max. 35 km	2 x 350 W (renforcé)	890,00

Stabilisation de Conduite ESP

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
918	Module de stabilisation de conduite ESP  seulement avec R-Net/ écran couleur LCD	1.328,00

Options de châssis

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
892	Suspension standard pour un poids d'utilisateur jusqu'à 120 kg	0,00
891	Suspension renforcé pour poids d'utilisateur entre 120 et 160 kg	83,00

01 Largeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR D'ASSISE	HT EUR €
38	Largeur d'assise réglable en continu de 380 à 500 mm via les accoudoirs	380 mm	0,00
43	Largeur d'assise réglable en continu de 430 à 550 mm via les accoudoirs	430 mm	0,00
48	Largeur d'assise réglable en continu de 480 à 600 mm via les accoudoirs	480 mm	0,00
53	Largeur d'assise réglable en continu de 530 à 650 mm via les accoudoirs	530 mm	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

02 Hauteur d'assise avant (HAAv) avec la roue directrice (sans coussin)

HAAv mesuré avec une inclinaison d'assise de 4°, bord supérieur du plateau d'assise

Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)

Code	de la jante	440	460	480	500	510	530
163/146	9" Alu Pneus à air protégés contre les crevaisons						
163/900	9" Alu Pneus increvables	120,00		120,00		120,00	
142/146	10" Alu Pneus à air protégés contre les crevaisons						
142/900	10" Alu Pneus increvables		120,00		120,00		120,00

! en combinaison avec C. 27 et c. 4118, seuls les VSH 510 mm pour 9" (C. 163) ou les VSH 530 mm pour 10" (C. 142) sont possibles.

Options de roue directrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
816	garde-boue pour les roues directrices	104,00

03 Roues motrices

Pneus à air avec protection contre les crevaisons CODE 846

Pneus increvables CODE 904

Code	de la jante	(C-909)		(C-908)	
		gris	noir	gris	noir
815	12" Jante en aluminium			120,00	
460	jante en aluminium de 14"			120,00	120,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes




Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options de roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
824	garde-boue pour les roues motrices	185,00

05 Bascule d'assise / Lift

CODE	DÉSIGNATION	BASCULE D'ASSISE	HT EUR €
119	Inclinaison de siège mécanique, par paliers	de 0° à +10°	0,00
118	Inclinaison électrique de l'assise en continu de 28 degrés  Seulement avec VR2 code 408/682 ou module Rnet	de -2° à +26°	649,88
4118	Inclinaison électrique de l'assise, en continu de 50 degrés  Uniquement en combinaison avec R-NET Hauteur d'assise 460-760 mm pour les roues avants 9" ou 490-790 mm pour les roues avants 10"	de 0° - 50°	1.200,00
27	Lift de 300 mm, inclinaison du siège incluse  Uniquement en combinaison avec R-NET Hauteur d'assise 460-760 mm pour les roues avants 9" ou 490-790 mm pour les roues avants 10"	de 0° à +30°	1.900,00

06 Profondeur d'assise

	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)
	400mm	430mm	460mm	490mm	530mm	560mm

Profondeur d'assise

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**07** Système d'assise


CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
287/738	Toile d'assise sans coussin	0,00
287/561	Toile d'assise avec coussin d'assise standard	0,00
4276	Plaque d'assise sans coussin	0,00
948	Plaque d'assise avec coussin ErgoSeat	324,00
7206	Plaque d'assise avec Netti Uno Seat	0,00
7203	Plaque d'assise avec Netti Sit	399,00
7400	Plaque d'assise avec Ride Forward	860,00
7401	Plaque d'assise avec Ride Java	1.050,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

08 Système de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HAUTEUR DU DOSSIER	HT EUR €
608	Tubes ronds, 22 mm, avec barre de poussée continue, sans toile de dossier  préparé pour systèmes de dossier externes		0,00
287/735	Dossier souple standard, noir, avec tube ergo seat	500 mm, convertible en 450 mm	0,00
287/736	Dossier souple avec toile réglable en tension, noir, avec tube ergo seat	500 mm, convertible en 450 mm	0,00
949	Dossier ErgoSeat	590 mm, convertible à 630 mm	0,00
2019	Dossier confort ErgoSeat Pro avec coussin	590 mm, convertible à 630 mm	390,00
7201	Dossier Netti Uno Back	620 mm, convertible à 670 mm	0,00
7209	Dossier Netti Smart	620 mm, convertible à 670 mm	150,00
221/7207	Dossier Netti Stabil	620 mm	200,00
638/7207	Dossier Netti Stabil	670 mm	200,00
221/7210	Dossier Netti Super Stabil	620 mm	200,00
638/7210	Dossier Netti Super Stabil	670 mm	200,00
7205	Dossier Netti Kyphotic	620 mm, convertible à 670 mm	500,00
7454	Dossier Ride Grande		750,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options d'assise

Veillez observer la hauteur AV du coussin d'assise: ERGOSTAR + 120 mm et RECARO + 150 mm

CODE	Unités de siège optionnelles	Dossier	
		mécanique	électrique
961	ERGOSTAR, système de siège à forme anatomique	761,00	
579/567	Siège Recaro S/F assise courte avec une surface latérale peu exécutée	1.392,00	2.039,00
580/578	Siège Recaro M/W siège long avec des joues latérales très longues	1.559,00	2.260,00
581/584	Siège RECARO L/X Assise longue avec un tracé latéral prononcé	1.507,00	2.260,00

 Délai de livraison plus long pour les sièges RECARO

08 Revêtements ErgoSeat

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
237	Revêtement ErgoSeat, textile, noir, avec coutures en gris	0,00
4980	Revêtements Ergoseat incontinence, noire	52,00

Accessoires du dossier confort ErgoSeat Pro

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS EN MM (H X L INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE)	HT EUR €
2021	Cale thoracique, paire, grands	310 x 125/70 x 140	262,00
2032	Cale thoracique, paire, petits	230 x 120/60 x 125	248,00

09 Revêtement de Recaro

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
235	Revêtement en textile, noir	0,00
254	Revêtement en simili, noir	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

10 Options du dossier (réglages)

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
814	Barre de poussée ⚠ pas en combinaison avec RECARO ou ERGOSTAR système de sièges	0,00
410	Poignée de poussée individuelle avec barre de stabilisation	62,00
2814	Barre de poussé continu pour système de siège RECARO/ERGOSTAR ⚠ seulement en combinaison avec RECARO ou ERGOSTAR	0,00
913	Appuie-tête, similicuir noir	0,00
589	Harnais à quatre points	342,00
401	Réglage mécanique du dossier -10° à 30° /par aliers de 10°	0,00
25	Réglage électrique du dossier -10° à 50°/ en continu ⚠ Il est recommandé d'utiliser l'appuie-tête en similicuir noir (CODE 913).	500,00

11 Protège-vêtements et accoudoirs

1 = amovible 2 = réglable en hauteur 3 = réglable en largeur 4 = réglable en profondeur

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	HT EUR €
106	Accoudoir standard avec manchette rembourré et protèges vêtements noire	1,2,3,4	0,00
4960	Accoudoir avec manchette rembourré, protèges vêtements et légère moulure dans la manchette	1,2,3,4	58,00
21	Accoudoir avec manchette rembourré, protèges vêtements satinée et repose-bras long coudé	1,2,3,4	145,00
24	Accoudoir relevable avec manchette rembourré et à angle réglable, hauteur d'accoudoir différente 190 - 230 mm ⚠ Seulement en combinaison avec le support de module de commande code 4859	2,5,6	145,00
14	Accoudoirs relevable type SKY, réglable en largeur, hauteur et angle ⚠ pas en combinaison avec. Code 954 et 957 Pelotes (paire)	2,3,4,5,6	980,00
769	Protèges vêtements sans accoudoir ⚠ Seulement en combinaison avec l'élément latéral CODE 24		99,00
4422	Fixation des accoudoirs en position de base ⚠ seulement en combinaison avec Accoudoir CODE 14		57,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Accoudoir hémiplégique ☒

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4982	Gouttière d'avant-bras hémiplégique, pivotante et réglable en hauteur ⚠ pas en combinaison avec CODE 24 toujours sur le côté opposé du module de commande ☒ pour longueurs d'avant-bras jusqu'au centre de la main de 360 mm +/- 20 mm	398,00
4983	Rallonge pour gouttière d'avant-bras hémiplégique ⚠ seulement en combinaison avec CODE 4982 pour longueurs d'avant-bras jusqu'au centre de la main de 430 mm +/- 20 mm	54,00

Repose-main hémiplégique

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4985	Repose-main hémiplégique plat ⚠ seulement en combinaison avec CODE 4983	60,00
4987	Repose-main hémiplégique avec poignée ergon. « gauche » ⚠ seulement en combinaison avec CODE 4983 ET CODE 60	60,00
4986	Repose-main hémiplégique avec poignée ergon. « droite » ⚠ seulement en combinaison avec CODE 4983 ET CODE 74	60,00

12 Potences repose pieds et Relève-jambes

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
93	Repose-pied, amovibles et pivotants	0,00
92	Repose-jambes, amovibles et pivotants ⚠ Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54	120,00
86	Repose-jambes électrique, amovibles, pivotants ⚠ Seulement en combinaison avec le module de commande R-NET code 702. Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54	670,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**13** Repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	PROFONDEUR LJ		HT EUR €
54	Palette Monobloc réglable en profondeur sur 60 mm (en 4 paliers) rabattable vers le haut, réglable en hauteur en continu et à angle réglable ⚠ Seulement en combinaison avec le repose-jambes CODE 93	150mm	280-430mm	134,00
798	Palettes séparées réglable en hauteur, rabattable vers le haut, à angle réglable	150mm	280-430mm	0,00
105	Élargissement du repose-pieds (abduction) +/- 45 mm par côté			116,00
822	Sangles de coup de pieds (paire)			41,00
823	Talonnière (paire)			65,00

14 Batteries et chargeurs

CODE	DÉSIGNATION	AUTONOMIE	HT EUR €
5159	Batteries sans entretien env. 43 Ah (5h), 50 Ah (20h)	25 km	0,00
5158	Batteries sans entretien env. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	40 km	258,00
732	Chargeur 6 A pour 50 Ah (20h)		0,00
733	Chargeur 12 A recommandé pour 80 Ah (20h)		206,00

15 Éclairage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
932	Éclairage LED actif à l'avant et à l'arrière conforme StVZO	481,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

16 Modules de commande et accessoires

Commande moteur de réglage

Code	Module de commande	aucun	2 servomoteurs / 682	6 servomoteurs / 678	8 servomoteurs / 780
408	VR2				
702/415	R-NET LED				
702/416	R-NET ECRAN LCD CJSM			600,00	
702/398	R-NET LCD IR/BT CJSM 2			1.210,00	
702/839	R-NET OMNI II			2.414,00	

 Code 839 OMNI II Fonction éclairage et fonction klaxon sélectionnables uniquement via le menu

Montage du module de commande

CODE	DÉSIGNATION	PILOTAGE	HT EUR €
74	Montage à droite		0,00
60	Montage à gauche		0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Module de réglage externe

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4615	Clavier de réglage externe pour la sélection et l'activation directe de 5 fonctions d'assise- montage sur le côté du module de commande ⚠ seulement en combinaison avec R-NET pas en combinaison avec les plateaux de table pivotants CODE 4660 et 4661 pas en combinaison avec la table thérapeutique pivotante sur le côté CODE 4646	1.370,00
4615	Clavier de réglage externe pour la sélection et l'activation directe de 5 fonctions d'assise- montage sur le côté opposé du module de commande ⚠ seulement en combinaison avec R-NET pas en combinaison avec les plateaux de table pivotants CODE 4660 et 4661 pas en combinaison avec la table thérapeutique pivotante sur le côté CODE 4646	1.370,00

Touche	Sans Affectation	Dossier	Assise	RJ gauche	RJ droit	RJ synchrone	Lift
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
(5)							

17 Support pour module de commande

CODE	DÉSIGNATION	LPPR	HT EUR €
4859	pantographe fixe réglable en profondeur		0,00
4566	Pantographe fixe, réglable en hauteur et en profondeur		0,00
4860	Pantographe escamotable, réglable en hauteur et profondeur		0,00
<input type="checkbox"/> 4874	Arceau de protection pour module de commande VR2 et R-NET		28,50 €
<input type="checkbox"/> 851	Déplacement commande principale vers l'arrière (le module de commande peut être déplacé de l'avant à l'arrière)	4338597 / 35,71 €	124,00 €

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

18 Modules de commande spéciale

CODE	DÉSIGNATION	LPPR	HT EUR €
4660	Tablette avec logement (central) pour module de commande, pivotante vers la droite		499,00
4661	Tablette avec logement (central) pour module de commande, pivotante vers la gauche		499,00
4789	Commande tierce personne avec commutation prioritaire pour l'accompagnateur avec montage sur le tube du dos	9310430 / 714,26 €	677,02
543	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, vert ⚠ <i>Seulement en combinaison avec R-NET LCD CODE 702/416 ou R-NET OMNI 2 CODE 702/839</i>		281,00
596	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, jaune ⚠ <i>Seulement en combinaison avec R-NET LCD CODE 702/416 ou R-NET OMNI 2 CODE 702/839</i>		281,00
778	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, vert ⚠ <i>Seulement en combinaison avec R-NET LCD CODE 702/416 ou R-NET OMNI 2 CODE 702/839</i>		281,00
779	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, jaune ⚠ <i>Seulement en combinaison avec R-NET LCD CODE 702/416 ou R-NET OMNI 2 CODE 702/839</i>		281,00

Joystick à course zéro

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4611	Joystick à course nulle MicroPilot ⚠ <i>seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839</i>	3.762,00
4940	Support commande spéciale plastron ⚠ <i>Seulement en combinaison avec CODE 4611 ou 4612</i>	803,00
4600	Joystick à course nulle MicroPilot avec logement et repose-main ⚠ <i>seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839</i>	4.832,00
4612	Joystick à course MicroGuide ⚠ <i>seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839</i> <i>temporairement indisponible</i>	3.762,00
4601	Joystick à course MicroGuide avec logement et repose-main ⚠ <i>seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839</i> <i>temporairement indisponible</i>	4.832,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Embouts de joystick

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
553	Fourche tétra verticale	139,00
556	Fourche tétra horizontale	139,00
734	Fourche tétra horizontale, réglable sur la largeur de la main	91,00
4589	Poignée champignon	47,00
4590	Poignée à boule	47,00
4591	Poignée en T	47,00
4593	Manche	47,00
4594	Poignée bouton	47,00
4595	Softball	47,00
4596	Balle de golf d=43 mm	102,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**19 Couleurs du châssis / couleurs des accents**

CODE	Chassis	Accent	HT EUR €
207	Noir mat		0,00
212	Noir mat	Blanc polaire	104,45
212/5220	Blanc polaire	Blanc polaire	590,00
186	Noir mat	Magic Blue	104,45
186/5220	Magic Blue	Magic Blue	590,00
227	Noir mat	Rouge métallique	104,45
227/5220	Rouge métallique	Rouge métallique	590,00
180	Noir mat	Citron vert	104,45
180/5220	Citron vert	Citron vert	590,00
214	Noir mat	Jaune soleil	104,45
214/5220	Jaune soleil	Jaune soleil	590,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

20 Autres options

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
906	Rétroviseur droit	78,00
927	Rétroviseur gauche	78,00
994	Porte-bagages avec barres métalliques	112,00
970	Porte-canne	52,00
4795	Protection antidémarrage, clé, à installer sur la prise de charge du joystick ⚠ Seulement en combinaison avec R-Net	41,00
833	Ceinture de sécurité	0,00
721	Sangle pour bassin pour sécurisation du transport ISO	286,00
4646	Tablette thérapeutique à pivotement latéral	452,00
590	Plot d'abduction ⚠ Seulement en combinaison avec ErgoSeat CODE 948 ou la plaque d'assise CODE 4276	190,00
862	Monte trottoirs	351,00
260	Fonction mémoire pour l'appuie-tête (pièce de butée sur le tube vertical)	44,00
957	Cales-tronc fixes (paire) ⚠ pas en combinaison avec accoudoirs CODE 14	194,00
954	Cales-tronc escamotables (paire) ⚠ pas en combinaison avec accoudoirs CODE 24 ⚠ pas en combinaison avec accoudoirs CODE 14	500,00
781	Port de chargement USB	164,00
782	Barre universelle pour accueillir les supports de téléphone portable	89,00
2721	Kit d'adaptation pour station d'accueil DAHL	1.118,00
2676	Film de marquage arrière	83,00
676	Triangle de signalisation arrière	91,00

21 Service

CODE	ARTICLE	DÉSIGNATION	HT EUR €
	55704	Forfait de paramétrage spécifique à chaque client	614,00

⚠ ne contient que la facilité d'ajustement des taux de parité, comme l'accélération, la vitesse, etc.

DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature