

iCHAIR MC2

1.611 AA2

Version Avril 2023



Poids utilisateur autorisé

140 kg avec Lift CODE27 (charge supplémentaire incluse)

160 kg (charge supplémentaire incluse)





Repose-jambes à réglage électrique disponible en option



Commande confortable



Éclairage LED actif



Roues directrices avec jante Alu

Polyvalent, Variable et intelligent

RENTABILITÉ

- Efficacité grâce à un entretien simple et à une grande facilité de maintenance
- Besoin réduit en réparations grâce à l'utilisation de composants haut de gamme et durables
- La conception modulaire de la famille iCHAIR permet la compatibilité des composants
- De nombreuses possibilités de réglage permettent une adaptation individuelle
- Réutilisation simplifiée grâce à des tolérances d'utilisation optimales, par exemple un poids d'utilisateur standard de 160 kg

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Idéal pour le maintien de la mobilité à la maison, au travail et au bureau
- Décompression efficace et positionnement détendu pour une assise de longue durée grâce à des grandes plages de réglages électriques
- Différents systèmes d'assise en fonction des besoins individuels

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Pour une utilisation durable et journalière en vue d'une mobilité autonome, même en cas de sévères troubles fonctionnels
- Personnes travaillant et actives qui ont besoin d'un fauteuil roulant pour diverses situations de la vie quotidienne
- Adapté pour l'extérieur grâce aux grands pneus de série et à la variante de 10 km/h disponible en option
- Les dimensions compactes et la grande maniabilité permettent d'évoluer facilement en intérieur

COMMANDE

DEVIS

FABRICATION SPÉCIALE

Merci d'envoyer le bon de commande à: info@meyra-netti.fr

Service client: 01 34 64 15 58

Adresse de facturation / Réf. client :

Adresse de livraison :

Numéro de TVA intracommunautaire

Observation :

Quantité de commande :

MEYRA®

Tarif **HT: 3.732,71€ LPPR: 9178490**
TTC: 3.938,01 € TTC: 3.938,01 €

**Poids utilisateur autorisé**

140 kg avec Lift CODE27 (charge supplémentaire incluse)

160 kg (charge supplémentaire incluse)

**Remarques****Tous nos tarifs sont hors TVA**Nos conditions générales de vente sont sur www.meyra.de/AGB.

Valable du 01.01.2023 au 31.12.2023.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Pour les commandes et les configurations, utilisez notre K.I.S.S.S. sous www.kisss-by-meyra.de

Vous éviterez ainsi des questions et des commandes erronées grâce au contrôle de la compatibilité.



Données techniques

¹⁾ voir catégorie largeur d'assise

²⁾ L'angle d'assise est de 4°

³⁾ Sans repose-jambes et sans accoudoirs

⁴⁾ 60 mm pour une taille de roue de 9"/12" et 70 mm pour une taille de roue de 10"/14";
120 mm avec monte-trottoir.

⁵⁾ La plage de réglage peut varier de +/-3° max. en fonction de la HA et de la taille des roues directrices.

⁶⁾ avec accoudoir CODE106

⁷⁾ jusqu'à la hauteur de la plaque d'assise. Hauteur du coussin d'assise : Toile +0 mm, standard +60 mm, ErgoSeat +70 mm, ERGOSTAR +120 mm et RECARO +150 mm

⁸⁾ systèmes d'assise Toile /ErgoSeat /ERGOSTAR /RECARO

⁹⁾ roue directrice 9"/10"

Largeur d'assise	380 -650 ^{1) 2)}
Profondeur d'assise	400 -560/400 -560/500/480 -530 ^{2) 8)}
Hauteur du dossier	450 -500 / 530 -570 /640 /640 ^{2) 8)}
Longueur de jambe	280 -430 ^{2) 7)}
Hauteur des accoudoirs	240 -350 ^{7) 9)}
Hauteur d'assise avant	440 -530
Hauteur d'assise avec CODE27 Élévateur d'assise	460-760/490-790
Longueur avec repose-pieds	1 130
Longueur sans repose-pieds	830
Largeur, état déplié	590 -630
Hauteur sans appui-tête	930 -1 130
Longueur de transport	830
Hauteur de transport min.	570
Taille de roue avant	230 x 70 (9") / 260 x 70 (10")
Taille de roue arrière	320 x 60 (12,5") / 356 x 75 (14")
Hauteur d'obstacles max.	70 ⁴⁾
Rayon de braquage	840

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes ☒ Solution individuelle sur demande

☐ **Version standard** - Si vous ne faites aucune sélection, nous livrons dans la version standard

00 Châssis/Motorisation

CODE	VITESSE	AUTONOMIE	PUISSANCE MOTEUR	HT€	TT€
115	6 km/h	max. 40 KM	2 X 220 W	0,00	0,00
115/903	6 km/h	max. 40 KM	2 X 300 W (renforcé)	995,92	1050,70
 Uniquement avec la R-Net					
117	10 km/h	max. 35 KM	2 X 300 W	0,00	0,00
117/903	10 km/h	max. 35 KM	2 X 350 W (renforcé)	995,92	1050,70
 Uniquement avec la R-Net					

Contrôle de trajectoire

CODE	DÉSIGNATION	HT€	TT€
918	Module Gyro	950,00	1002,67
 Uniquement avec la R-Net			

Option de châssis

CODE	DÉSIGNATION	HT€	TT€
892	Suspension standard pour poids d'utilisateur jusqu'à 120 kg		
891	Suspension renforcée pour poids d'utilisateur jusqu'à 120 kg à 160 kg	92,84	97,95

01 Largeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	Largeur d'assise(LA)	HT€	TT€
38	largeur d'assise réglable en continu de 380 à 500mm via les accoudoirs	380 mm	0,00	0,00
43	Largeur d'assise réglable en continu de 430 à 550mm via les accoudoirs	430 mm	0,00	0,00
48	Largeur d'assise réglable en continu de 480 à 600mm via les accoudoirs	480 mm	0,00	0,00
53	Largeur d'assise réglable en continu de 530 à 650mm via les accoudoirs	530 mm	0,00	0,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes ☒ Solution individuelle sur demande

☐ **Version standard** - Si vous ne faites aucune sélection, nous livrons dans la version standard

02 Hauteur d'assise avant (HAAv) en combinaison avec la roue directrice (sans coussin d'assise)

Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)

Code	Ø	Jante	Pneu	440	460	480	500	510	530
163/146	9"	Composite	Pneus gonflables						
163/900	9"	Composite	Bandage	96,01	96,01			96,01	
142/146	10"	Alu	Pneus gonflables		128,71		128,71		128,71
142/900	10"	Alu	Bandage		204,00		204,00		204,00

Options de roue directrice

CODE	DÉSIGNATION	HT€	TT€
816	Garde-boue pour roues directrices	117,11	123,55

03 Roues motrices

Jante		Ø Diamètre	Pneus gonflables CODE 846		Bandage CODE 904	
			(C-909)	(C-908)	(C-909)	(C-908)
Code			gris	noir	gris	noir
815	Alu	12"			96,01	96,01
460	Alu	14"	128,71	128,71	215,23	215,23

Options de roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	HT€	TT€
824	Garde-boue pour roues motrices	137,15	144,69

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes ☒ Solution individuelle sur demande

☐ **Version standard** - Si vous ne faites aucune sélection, nous livrons dans la version standard

05 Inclinaison d'assise

CODE	DÉSIGNATION	INCLINAISON D'ASSISE	HT€	TT€
119	Inclinaison mécanique de l'assise, par paliers	0° à +10°	0,00	0,00
118	Inclinaison électrique de l'assise, en continu de 28 degrés*	-2° à +26°	0,00	0,00
	 Uniquement en combinaison avec le module VR2 CODE 682			
4118	0° - 50°s Inclinaison électrique de l'assise, en continu de 50 degrés		1915,88	2021,25
	 Uniq. avec R-Net			
27	Lift à ciseaux 300mm avec inclinaison d'assise	0° à +30°	2124,77	2241,63
	 Uniq. avec R-Net			

06 Profondeur d'assise

	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)
	400mm	430mm	460mm	490mm	530mm	560mm
Profondeur d'assise						

07 Système d'assise

CODE	DÉSIGNATION	HT€	TT€
287/738	Toile d'assise sans coussin	0,00	0,00
287/561	Toile d'assise avec coussin	0,00	0,00
4276	Plaque d'assise sans coussin	0,00	0,00
4276/561	Plaque d'assise avec coussin standard	0,00	0,00
4276/948	Plaque d'assise avec coussin Ergo Seat	341,82	360,62

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes ☒ Solution individuelle sur demande

☐ **Version standard** - Si vous ne faites aucune sélection, nous livrons dans la version standard

08 Systèmes de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HAUTEUR DE DOSSIER	HT €	TT€
608	Tubes ronds 22mm avec barre de poussée continue sans recouvrement du dossier ⚠ préparé pour systèmes de dossier externes		0,00	0,00
287/737	Dossier standard, noir	500mm convertible en 450mm	0,00	0,00
287/736	Toile réglable en tension noire	500mm convertible en 450mm	0,00	0,00
949	Dossier ErgoSeat	530mm convertible en 570mm	0,00	0,00
2019	Dossier confort ErgoSeat Pro avec coussin ⚠ uniquement avec option cale thoracique 2032 ou 2021	590mm convertible en 630mm	436,37	460,79

AUTRES DOSSIERS

Veuillez noter que la hauteur AV du coussin d'assise: ERGOSTAR+120 mm et RECARO+150mm

		Type de dossier	
CODE	Type d'assise	mécanique	électrique
961	ERGOSTAR, système de siège à forme anatomique	800,74	
579/567	Recaro S/F assise courte	1557,18	2280,91
580/578	Recaro M/W assise longue avec maintien latéral	1743,91	2527,78
581/584	RECARO L/X Assise longue avec maintien latéral	1685,89	2527,78

⚠ Délai de livraison plus long pour les dossier RECARO

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes ☒ Solution individuelle sur demande
☐ **Version standard** - Si vous ne faites aucune sélection, nous livrons dans la version standard

08 Revêtements ErgoSeat

CODE	DÉSIGNATION	HT€	TTC€
237	Revêtement ErgoSeat, textile, noir, avec coutures en gris	0,00	0,00
4980	Revêtement ErgoSeat simili-cuivre noir	59,08	62,33

Accessoires du dossier ErgoSeat Pro

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS EN MM (H X L INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE X P)	HT€	TTC€
2021	Cales thoraciques grandes (paire)	310x125 / 70x140	293,29	309,42
2032	Cales thoraciques petites (paire)	230x120/60x125	277,47	292,73

09 Revêtement-Recaro

CODE	DÉSIGNATION	HT€	TTC€
235	Revêtement Recaro, textile, noir	0,00	0,00
254	Revêtement en simili-cuivre Recaro noir	0,00	0,00

10 Options de dossier (réglages)

CODE	DÉSIGNATION	HT€	TTC€
814	Barre de poussée en continue  Incompatible avec RECARO et ERGOSTAR System		
410	Poignées de poussée individuelles, avec barre de stabilisation	69,63	73,46
2814	Barre de poussée en continue  seulement en combinaison avec RECARO		
913	Appui-tête, simili cuir noir		
589	Harnais quatre points	333,38	351,72
401	Réglage mécanique du dossier -10° à 30° / parpaliers de 10°		
25	Réglage électrique du dossier -10° à 50° / en continu  Uniquement avec VR2 CODE 682 Il est recommandé d'utiliser l'appui-tête simili cuir noir (CODE 913)		

 Il est recommandé d'utiliser l'appui-tête en simili cuir noir (CODE 913).

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes ☒ Solution individuelle sur demande

☐ Version standard - Si vous ne faites aucune sélection, nous livrons dans la version standard

11 Accoudoirset manchettes

1 = amovible, 2 = réglable en hauteur, 3 = réglable en largeur, 4 = réglable en profondeur

CODE	DÉSIGNATION	FONCTION	HT€	TT€
106	Accoudoir standard avec manchette rembourrée et protège-vêtements noir avec marquage couleur	1,2,3,4	0,00	0,00
4960	Accoudoir avec manchette rembourrée protège-vêtements noir avec marquage couleur et légère dépression au niveau de l'appui-bras	1,2,3,4	65,41	69,01
21	Accoudoir avec manchette rembourrée, protège-vêtements noir avec marquage couleur et appui-bras long coudé	1,2,3,4	162,47	171,41
24	Accoudoir avec manchette rembourrée, relevable et à angle réglable, autre hauteur d'accoudoir 190-230mm	2,5,6	162,47	171,41
	 Uniquement avec CODE 4859 Support pour module de commande			
14	Accoudoirs relevable haute qualité fixation sur dossier	2,3,4,5,6	1.006,47	1.061,83
	 Incompatible avec les cales thoraciques Code 954et 957			
769	Protège-vêtements		110,78	116,87
	 Uniquement avec CODE24			
4422	Fixation des accoudoirs en position de base		54,86	57,88
	 Uniquement avec CODE14			
773	Éclairage LED rouge pour protège-vêtements, possibilité de gravure personnalisée		444,16	468,58
	 Taille de police 12mm (max. 2 x 15 caractères) Taille de police 18mm (max. 2 x 10 caractères) Veuillez indiquer le texte souhaité et la taille de la police dans le champ de remarques.			
774	Éclairage LED bleu pour protège-vêtements, possibilité de gravure personnalisée		444,16	468,58
	 Taille de police 12mm (max. 2 x 15 caractères) Taille de police 18mm (max. 2 x 10 caractères) Veuillez indiquer le texte souhaité et la taille de la police dans le champ de remarques.			

Accoudoir hémiplégique

CODE	DÉSIGNATION	HT€	TT€
4982	Gouttière hémiplégique	388,24	409,59
	 Uniquement en combinaison avec CODE 4985 ou 4986 ou 4987 Incompatible avec CODE24 toujours sur le côté opposé du module de commande pour longueurs d'avant-bras jusqu'au centre de la main de 360 mm +/- 20 mm		
4983	Rallonge pour gouttière hémiplégique	52,75	55,65
	 Uniquement en combinaison avec CODE 4982 pour longueurs d'avant-bras jusqu'au centre de la main de 430 mm +/- 20 mm		

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes ☒ Solution individuelle sur demande

☐ **Version standard** - Si vous ne faites aucune sélection, nous livrons dans la version standard

Repose-main hémiplégique

CODE	DÉSIGNATION	HT€	TTC€
4985	Repose-main hémiplégique plat  Uniquement en combinaison avec CODE4983	58,03	61,22
4987	Repose-main hémiplégique avec poignée ergon. « gauche »  Uniquement en combinaison avec CODE4983 Page de commande droit CODE60	58,03	61,22
4986	Repose-main hémiplégique avec poignée ergon. « droite »  Uniquement en combinaison avec CODE4983 Page de commande à gauche CODE74	58,03	61,22

12 Repose-jambes / Repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	HT€	TTC€
92	Potences Repose-jambes escamotables et amovibles  Uniq. avec palettes code 798	0,00	0,00
93	Potences Repose-pieds, amovibles et pivotants angle 73°	135,04	142,47
86	Potences Repose-jambes électriques, relevables, amovibles et pivotants  Uniq. avec R-Net	750,11	791,36

13 Palettes

CODE	DÉSIGNATION	PROFONDEUR	L. Jambe	HT€	TTC€
54	Palette monobloc réglable en profondeur sur 60mm (en 4 paliers) relevable, hauteur et angle réglables  Uniq. avec le repose-jambes CODE 93	150mm	280-430mm	150,87	159,16
798	Palettes séparés, relevables, hauteur et angle réglables	150mm	280-430mm	0,00	0,00
105	Élargissement du repose-pieds (abduction) +/-45mm par côté			111,83	117,98
822	Sangles de fixation pour chaussures (paire)			46,42	48,97
823	Talonnrière, (paire)			72,80	76,80

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes ☒ Solution individuelle sur demande
☐ **Version standard** - Si vous ne faites aucune sélection, nous livrons dans la version standard

14 Batteries et chargeurs

5159	Batterie sans entretien env. 43Ah (5h), 50Ah (20h)	25km	0,00	0,00
5158	Batterie sans entretien env. 66Ah (5h), 80Ah (20h)	40km	289,07	304,97
732	Chargeur 8A pour 73 Ah (5h)		0,00	0,00
733	Chargeur 12A recommandé pour 80Ah (20h)		231,05	243,75

15 Éclairage

CODE	DÉSIGNATION	HT€	TTC€
932	Éclairage LED actif à l'avant et à l'arrière conforme StVZO	507,46	535,37

16 Modules de commande et accessoires

Code	Module de commande	Control		
		Aucun	2-serv/682	6-serv/678
408	VR2		0,00	
702/415	R-NET LED			0,00
702/416	R-NET LCD			598,81
702/398	R-NET LCD IR/BT			1721,85
702/839	R-NET OMNI II			2961,76

 Uniquement avec une commande spéciale

 Code 839 OMNI II Fonction clignotant et fonction Klaxon Sélectionnables uniquement via le menu

Options pour module de commande

CODE	DÉSIGNATION	HT€	TTC€
74	Montage à droite	0,00	0,00
60	Montage à gauche	0,00	0,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes ☒ Solution individuelle sur demande
☐ **Version standard** - Si vous ne faites aucune sélection, nous livrons dans la version standard

Clavier de réglage externe

CODE	DÉSIGNATION	HT €	TTC €
4615	Clavier de réglage externe pour la sélection et l'activation directe de 5 fonctions d'assise, montage sur le côté du module de commande  Uniq. avec R-NET	1337,75	1411,32
4615	Clavier de réglage externe pour la sélection et l'activation directe de 5 fonctions d'assise, montage sur le côté opposé du module de commande  Uniq. avec R-NET	1337,75	1411,32

Touche	Sans affectation	Dossier	Assise	RJ gauche	RJ droit	RJ synchrone
(1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
(2)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
(3)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
(4)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
(5)	☐	☐	☐	☐	☐	☐

RJ = Repose-jambe

17 Support pour module de commande

CODE	DÉSIGNATION	HT €	TTC €
4859	Support pour module de commande, réglable en longueur	0,00	0,00
4566	Support pour module de commande, réglable en hauteur et en longueur	0,00	0,00
4860	Support pour module de commande, réglable en hauteur et en longueur, pivotante sur le côté (par ex. sur la table)	0,00	0,00
4874	Arceau de protection pour module de commande VR2 et R-NET	31,65	33,39
851	Support pour module de commande pour accompagnateur (le module de commande peut être déplacé de l'avant à l'arrière)  Seulement en combinaison avec la barre de poussée continue CODE 814	139,26	146,92

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes ☒ Solution individuelle sur demande

☐ **Version standard** - Si vous ne faites aucune sélection, nous livrons dans la version standard

18 Modules de commandes spéciales

CODE	DÉSIGNATION	LPPR	LPPR €	HT €	TTC €
4660	Tablette avec logement (central) pour module de commande, pivotant vers la droite			558,09	588,79
4661	Tablette avec logement (central) pour module de commande, pivotant vers la gauche			558,09	588,79
4789	Commande tierce personne avec montage sur le tube du dossier	9310430	714,26	677,02	714,26
543	Contacteur externe, diamètre 63mm, vert  Uniq. avec R-NET LCD CODE 702/416 ou R-NET OMNI II CODE 702/839			314,39	331,68
596	Contacteur externe, diamètre 63mm, jaune  Uniq. avec R-NET LCD CODE 702/416 ou R-NET OMNI II CODE 702/839			314,39	331,68
778	Contacteur externe, diamètre 30mm, vert  Uniq. avec R-NET LCD CODE 702/416 ou R-NET OMNI II CODE 702/839			314,39	331,68
779	Contacteur externe, diamètre 30mm, jaune  Uniq. avec R-NET LCD CODE 702/416 ou R-NET OMNI II CODE 702/839			314,39	331,68,

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes ☒ Solution individuelle sur demande

☐ Version standard - Si vous ne faites aucune sélection, nous livrons dans la version standard

Embouts de joystick

CODE	DÉSIGNATION	HT€	TT€
553	Fourche tétra verticale	156,14	164,73
556	Fourche tétra horizontale	156,14	164,73
734	Fourche tétra horizontale, réglable à la largeur de la main préparé pour systèmes de dossier externes	102,34	107,96
4589	Poignée champignon	52,75	55,65
4590	Poignée boule	52,75	55,65
4591	Poignée en T	52,75	55,65
4593	Manche	52,75	55,65
4594	Poignée bouton	52,75	55,65
4595	Softball	52,75	55,65
4602	Embout de joystick MicroPilot liège, avec ressort, souple	394,57	416,27
4603	Embout de joystick MicroPilot liège, avec ressort, moyen	394,57	416,27
4604	Embout de joystick MicroPilot coloré, avec ressort, souple	394,57	416,27
4605	Embout de joystick MicroPilot coloré, avec ressort, moyen	394,57	416,27
4606	Embout de joystick MicroPilot bleu, avec ressort, souple	394,57	416,27
4607	Embout de joystick MicroPilot bleu, avec ressort, moyen	394,57	416,27
4608	Embout de joystick MicroGuide/MicroPilot liège, sans ressort	60	63,3
4609	Embout de joystick MicroGuide/MicroPilot coloré, sans ressort	60	63,3
4610	Embout de joystick MicroGuide/MicroPilot bleu, sans ressort	60	63,3

19 Couleurs de châssis (couleur standard noir mat)

CODE	Châssis	Accent	HT€
207	Noir mat		0,00
212	Noir mat	Blanc polaire	111,83
212/5220	Blanc polaire	Blanc polaire	706,00
186	Noir mat	Bleu Magic	116,00
186/5220	Bleu Magic	Bleu Magic	706,00
227	Noir mat	Rouge métal	116,00
227/5220	Rouge métal	Rouge métal	706,00
180	Noir mat	Citron vert	116,00
180/5220	Citron vert	Citron vert	706,00
214	Noir mat	Jaune soleil	116,00
214/5220	Jaune soleil	Jaune soleil	706,00

Accent : Assise, dossier, Inserts de jante

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes ☒ Solution individuelle sur demande


☐ **Version standard** - Si vous ne faites aucune sélection, nous livrons dans la version standard

20 Autres options pour fauteuil roulant

CODE	DÉSIGNATION	HT€	TTC€
906	Rétroviseur droit	87,57	92,38
927	Rétroviseur gauche	87,57	92,38
994	Porte-bagages avec barres métalliques	125,55	132,45
970	Porte-canne	59,08	62,33
4795	Protection anti-démarrage, clé  <i>Uniq.avecR-Net</i>	46,42	48,97
833	Ceinture de sécurité	0,00	0,00
4646	Tablette thérapeutique à rotation latérale	506,40	534,25
590	Plot d'abduction  <i>Uniq.avecErgoSeat CODE948Boulaplaqued'assiseCODE4276</i>	213,11	224,83
862	Monte-trottoir	393,52	415,16
260	Fonction mémoire pour l'appuie-tête	49,59	52,31
957	Cales tronc fixes (paire)  Incompatible avec CODE14	217,33	229,28
954	Cales tronc escamotables (paires)  Incompatible avec CODE 24 Incompatible avec CODE 14	559,15	589,90
781	Port USB	183,57	193,67
2721	Kit d'adaptation pour station d'accueil DAHL	1.152,06	1.215,42
2676	Film démarquage arrière	92,84	97,95

Données anatomique (en MM)

- 1) Profondeur d'assise
 - 2) Largeur d'assise
 - 3) Largeur du thorax
 - 4) Profondeur du thorax
 - 5) hauteur du coude
 - 6) HauteursousAisselles
 - 7) Hauteur du dossier
 - 8) Hauteur de la tête
 - 9) Longueur d'avant-bras
 - 10) longueur de jambe
- Poids
- Taille




Remarque / observations


Date

Lieu

Signature




CODE 118



CODE 737/287



CODE 237




CODE 961 et 24



CODE 580/578



CODE 736/287




CODE 948/949



CODE 2032/2021



CODE 913



CODE 25



CODE 106




CODE 21



CODE 4960



CODE 4982/4987



CODE 86/808




CODE 932




CODE 702/416/678



CODE 702/398/678



CODE 4615



CODE 4860



CODE 851



CODE 408/4860



CODE 553




CODE 556



CODE 734



CODE 4589



CODE 4590



CODE 4591



CODE 4593



CODE 4594



CODE 4595



CODE 4606/4607



CODE 4602/4603



CODE 4604/4605




CODE 970



CODE 833



CODE 4646



CODE 862



CODE 781