

iCHAIR ORBIT

1.618

AA2

 **Poids d'utilisateur autorisé**

120 kg

160 kg (avec moteurs de 350 W CODE 525)






Maniabilité optimale et haute stabilité pour une manœuvrabilité précise



Dimensions compactes grâce à une longueur totale et une hauteur d'assise minimales



Flexibilité maximale grâce à une roue d'appui individuelle ou double



Poids d'utilisateur élevé max. de 160 kg

Grande maniabilité et polyvalent

RENTABILITÉ

- Efficacité due à un entretien simple et une facilité de service importante
- Besoin réduit en réparations grâce à l'utilisation d'éléments haut de gamme et à longue durée de vie
- La construction modulaire de la famille iChair permet la compatibilité des éléments
- De nombreuses possibilités de réglage permettent un ajustement individuel
- Réutilisation simplifiée grâce aux tolérances d'ajustement optimales, comme par exemple un poids d'utilisateur standard de 160 kg

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Le repose-jambes central permet un angle des genoux de 90°
- Idéal pour le maintien de la mobilité à la maison, au travail et au bureau
- Décompression efficace et positionnement détendu pour les positions assises longues grâce à une grande plage de réglages électriques

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour l'intérieur et l'extérieur, unité d'entraînement standard à suspension
- Particulièrement adapté à l'intérieur : la rotation sur le propre axe aide lors des manœuvres dans des espaces étroits
- Manœuvres précises grâce aux roues directrices reliées de manière fixe
- Les roues d'appui latérales (en option) permettent un déplacement aisé et en toute sécurité sur des rampes individuelles
- Pour une utilisation durable et toute la journée en vue d'une mobilité autonome, même en cas de troubles sévères des fonctions
- Personnes ayant un emploi et actives qui nécessitent un fauteuil roulant pour différentes situations du quotidien

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Veillez faxer le formulaire de commande rempli à: mminin@meyragroup.com

Service après-vente: 01 34 64 15 58

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA



Prix modèle de base

HT 6.200,00 / TTC 6.541,00 €
LPPR 9178490 / 3.938,01 €



Poids d'utilisateur autorisé

120 kg
160 kg (avec moteurs de 350 W CODE 525)



Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2024 - 31.12.2024.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations
Veillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités



Caractéristiques techniques

Tolérances dimensionnelles +/- 15 mm, +/- 2°

Données sous réserve de modifications conceptuelles

¹⁾ voir catégorie largeur d'assise

²⁾ jusqu'à la plaque d'assise sans coussin

³⁾ avec dossier réglable

⁴⁾ Systèmes d'assise : standard / ErgoSeat / RECARO

⁵⁾ avec moteurs de 350 W

⁶⁾ mesuré avec angle d'assise 0°, 12°/14°

⁷⁾ repose-jambes individuels/centraux

⁸⁾ CODE 38/43/48/53, avec 350 W + largeur totale 10 mm

Largeurs d'assise en mm	380 - 650 ¹⁾
Profondeur d'assise en mm	400-560/400-560/480-530 ¹⁾
Hauteur d'assise avant en mm	430, 465, 500/440, 475, 510 ⁶⁾
Hauteur de dos en mm	450 - 500/530 - 580/640 ⁴⁾
Longueur de jambes en mm	280 - 450 ²⁾
Hauteur d'accoudoir en mm	240 - 350 ²⁾
Longueur avec repose-pieds central en mm	1180 - 1250/1060 - 1150 ⁷⁾
Longueur sans repose-pieds en mm	930
Largeur min., état déplié avec 12"	600/600/630/680 ⁸⁾
Largeur min., état déplié avec 14"	640/640/640/680 ⁸⁾
Hauteur sans appuie-tête en mm	980 - 1060
Hauteur de transport min. en mm	630
Hauteur d'obstacle max. en mm	60
Rayon de braquage (avec repose-jambes central)	700
Rayon de braquage (avec repose-jambes individuel)	800
Garde au sol	70
Poids de transport à vide équipement de base min.	120 kg - 165 kg
Poids total autorisé, options incluses	320 kg ⁵⁾
Chargement max.	10 kg
Vitesses de conduite	6 km/h / 10 km/h
Puissance du moteur	2 x 180/2 x 300
Autonomie avec batterie 50 Ah (20 h)	25 km - 35 km
Autonomie avec batterie 73 Ah (20h)	35 km - 40 km
Montées / descentes autorisées	15%
Type de direction	indirect
Inclinaison de siège électrique	0° à 30° / 0° à 50°
Inclinaison du siège mécanique	0°, 4°, 7°, 10°
Aide de levage (0° à - 25°) avec inclinaison électrique, élévation 200 mm	Inclinaison/course du siège -25° à 45
Angle dorsal électrique	-10° jusqu'à +50°




Numéro de version: #1165 - 02.01.2024

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

00 Châssis / Motorisation


CODE	VITESSE	AUTONOMIE	PUISSANCE DU MOTEUR	POIDS MAX.	HT EUR €
115	6 km/h  Seulement en combinaison avec VR2 CODE 408 (pour max. 2 servomoteurs)	max. 40 km	2 x 180 W	120 kg	0,00
115/525	6 km/h	max. 40 km	2 x 350 W	160 kg	395,00
117/525	10 km/h  en Allemagne seulement en combinaison avec CODE 4772 Expertise du TÜV (Rubrique Accessoires) en Allemagne seulement en combinaison avec CODE 676 Tableau de marquage arrière	max. 35 km	2 x 350 W	160 kg	395,00
918	Module de stabilisation de conduite ESP  Module de stabilisation de la conduite ESP, uniquement en liaison avec. R-Net / écran couleur LCD o.e.comb. avec. OMNI II (CODE 839)				1.328,00

Modèle de châssis et options de roues de support

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
352	Châssis 5 roues avec bras oscillant AR et une roue d'appui double centrale, pour une maniabilité optimale	0,00
690	Châssis 6 roues avec bras oscillant AR et deux roues d'appui latérales, optimal pour l'utilisation de rampes individuelles	149,00

01 Largeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR D'ASSISE	HT EUR €
38	Largeur d'assise réglable en continu de 380 à 440 mm via les accoudoirs	380 mm	0,00
43	Largeur d'assise réglable en continu de 430 à 520 mm via les accoudoirs	430 mm	0,00
48	Largeur d'assise réglable en continu de 480 à 600 mm via les accoudoirs	480 mm	0,00
53	Largeur d'assise réglable en continu de 530 à 650 mm via les accoudoirs	530 mm	0,00

 e.c. avec ErgoSeat Pro, seulement possible en SB 430 et 480 mm
Chez RECARO, la largeur réelle du siège est d'environ 500 mm
Aperçu des sièges RECARO sur demande

02 Roue directrice

Code	Ø	Jante	Pneumatiques	HT EUR €
157/146	8"	Jante alu	Pneus avec protection contre les crevaisons	
157/900	8"	Jante alu	Pneus increvables bandages	120,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

03 Roues motrices en combinaison avec Hauteur d'assise avant (HAAV)

HAAV (mm) 430 440 465 475 500 510

A
B

Couleur pneumatique (Hauteur d'assise avant)

CODE	Roue motrice/Pneumatiques	Couleur pneumatique (Hauteur d'assise avant)	
		noir (résistant à l'abrasion)	gris
460/846	14" Roues mot. Alu. pneumatiques protégés	A	A
460/904	14" Roues mot. Alu pneumatiques bandages	A 120,00	A 120,00
815/846	12" Roues mot. Alu pneumatiques protégés	B	B
815/904	12" Roues mot. ALU pneumatiques bandages	B 120,00	B 120,00

⚠ HAAV mesuré avec une inclinaison d'assise de 0°, jusqu'à la hauteur de la plaque d'assise

Options de roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
824	garde-boue pour les roues motrices	185,00

05 Bascule d'assise / Lift

CODE	DÉSIGNATION	BASCULE D'ASSISE/LIFT	HT EUR €
119	Inclinaison mécanique du siège	0°/4°	0,00
118	Inclinaison électrique du siège ⚠ seulement en combinaison avec module VR2 CODE 682 ou R-NET	0° à 30°	0,00
4118	Inclinaison électrique du siège ⚠ seulement en combinaison avec module VR2 CODE 682 ou R-NET	0° à 50°	1.200,00
27	Lift de 300 mm, inclinaison de l'assise électrique inclus ⚠ seulement en combinaison avec R-Net poids de l'utilisateur jusqu'à 140 kg	0° à 30° 300 mm	1.900,00
4937	Aide de levage (0° à - 25°) avec inclinaison électrique pour un transfert aisé hors du fauteuil roulant ⚠ seulement en liaison avec CODE 780 / 8 servomoteurs seulement en combinaison avec CODE 900 Pneus PU recommandé avec CODE 5025 Réglage électrique du dossier avec fonction mémoire La hauteur d'assise peut varier jusqu'à 20 mm	0° à 45° 200 mm	3.000,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**06 Profondeur d'assise**

	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)
	400 mm	430 mm	460 mm	490 mm	530 mm	560 mm
Profondeur d'assise						39,00

07 Système d'assise

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
561	Plaque d'assise avec coussin d'assise standard	0,00
4276	Plaque d'assise sans coussin	0,00
948	Plaque d'assise avec coussin ErgoSeat	0,00
7206	Plaque d'assise avec coussin Netti Uno Seat	0,00
7203	Plaque d'assise avec coussin Netti Sit	399,00
7400	Plaque d'assise avec coussin Ride Forward	860,00
7401	Plaque d'assise avec coussin Ride Java	1.050,00

⚠ Netti et Ride pas en combinaison avec profondeur d'assise 560 mm

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

08 Système de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HAUTEUR DU DOSSIER	HT EUR €
608	Dossier Tubes ronds, 22 mm, avec barre de poussée continue, sans toile de dossier ⚠ préparé pour systèmes de dossier externes		0,00
735	Dossier souple standard, noir, avec tube ergo seat	500 mm, convertible en 450 mm	0,00
736	Dossier souple avec toile réglable en tension, noir, avec tube ergo seat	500 mm, convertible en 450 mm	0,00
949	Dossier ErgoSeat	590 mm, convertible à 630 mm	0,00
2019	Dossier confort ErgoSeat Pro avec coussin ⚠ seulement en combinaison avec largeur d'assise de 430 et 480 mm	590 mm, convertible à 630 mm	390,00
7201	Dossier Netti Uno Back	620 mm, convertible à 670 mm	0,00
7209	Dossier Netti Smart	620 mm, convertible à 670 mm	150,00
7207	Dossier Netti Stabil	620 mm, convertible à 670 mm	200,00
7210	Dossier Netti Super Stabil	620 mm, convertible à 670 mm	200,00
7205	Dossier Netti Kyphotic ⚠ Pas en combinaison avec largeur d'assise 530 mm	620 mm, convertible à 670 mm	500,00
7454	Dossier Ride Grande		750,00

09 Options d'assise

Veuillez observer la hauteur AV du coussin d'assise: ERGOSTAR + 120 mm et RECARO + 150 mm

CODE	Unités de siège optionnelles	Dossier	
		mécanique	électrique
961	ERGOSTAR, système de siège à forme anatomique	761,00	
579/567	Siège Recaro S/F assise courte avec une surface latérale peu exécutée	1.392,00	2.039,00
580/578	Siège Recaro M/W siège long avec des joues latérales très longues	1.559,00	2.260,00
581/584	Siège RECARO L/X Assise longue avec un tracé latéral prononcé	1.507,00	2.260,00

⚠ Réglage électrique du dossier uniquement en combinaison avec la commande R-Net
Délai de livraison plus long pour les sièges RECARO

Numéro de version: #1165 - 02.01.2024

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

10 Revêtements ErgoSeat

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
237	Toile textile noire avec coutures grises	0,00

Options du dossier confort ErgoSeat Pro

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS EN MM	HT EUR €
2021	Inserts pour thorax, paire, grands	230 x 120/60 x 125	262,00
2032	Inserts pour thorax, paire, petits	310 x 125/70 x 140	248,00

11 Revêtement de Recaro

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
235	Revêtement en textile, noir	0,00
254	Revêtement en simili, noir	0,00

12 Options du dossier (réglages)

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
814	Barre de poussée	0,00
410	Poignée de poussée individuelle avec barre de stabilisation	62,00
2814	Arceau de manœuvre continu pour système de siège RECARO ⚠ <i>seulement en combinaison avec RECARO</i>	192,00
913	Appuie-tête, similicuir noir	0,00
5025	Réglage électrique du dossier avec fonction mémoire, seulement pour aide de levage code 4937 ⚠ <i>Il est recommandé d'utiliser l'appuie-tête en similicuir noir (CODE 913).</i>	1.336,00
401	Réglage mécanique du dossier	0,00
25	Réglage électrique du dossier ⚠ <i>Uniquement en combinaison avec le module de réglage VR2 CODE 682 ou R-Net CODE 702 Il est recommandé d'utiliser l'appuie-tête en similicuir noir (CODE 913).</i>	0,00
589	Harnais 4 points (obligation de prendre le CODE 814)	342,00



Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande



Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

13 Protège-vêtements et accoudoirs


1 = amovible 2 = réglable en hauteur 3 = réglable en largeur 4 = réglable en profondeur

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	HT EUR €
106	Accoudoir standard avec manchette rembourré et protèges vêtements noire	1,2,3,4	0,00
4960	Accoudoir avec manchette rembourrée, protège-vêtements noir avec marquage couleur et légère dépression au niveau de l'appui-bras	1,2,3,4	58,00
21	Accoudoir avec manchette rembourré, protèges vêtements satinée et repose-bras long coudé	1,2,3,4	145,00
24	Accoudoir relevable et réglable à l'angle, hauteur d'accoudoir différente 190-203mm  <i>seulement en combinaison avec CODE 4859 Support du module de commande</i>	2	145,00
14	Accoudoirs relevable type SKY, réglable en largeur, hauteur et angle	2,3,4,5,6	899,00
4422	Fixation des accoudoirs en position de base  <i>seulement en combinaison avec Accoudoir CODE 14</i>		57,00
<input type="checkbox"/> 769	Protèges vêtements sans accoudoir (seulement avec CODE 24)		99,00

Accoudoir hémiplégique

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4982	Gouttière d'avant-bras hémiplégique, pivotante et réglable en hauteur  <i>pas en combinaison avec CODE 24</i> <i>toujours sur le côté opposé du module de commande</i> <i>pour longueurs d'avant-bras jusqu'au centre de la main de 360 mm +/- 20 mm</i>	398,00
4983	Rallonge pour gouttière d'avant-bras hémiplégique  <i>seulement en combinaison avec CODE 4982</i> <i>pour longueurs d'avant-bras jusqu'au centre de la main de 430 mm +/- 20 mm</i>	54,00

Repose-main hémiplégique

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4985	Repose-main hémiplégique plat  <i>seulement en combinaison avec CODE 4983</i>	60,00
4987	Repose-main hémiplégique avec poignée ergon. « gauche »  <i>seulement en combinaison avec CODE 4983</i> <i>Page de commande droit CODE 60</i>	60,00
4986	Repose-main hémiplégique avec poignée ergon. « droite »  <i>seulement en combinaison avec CODE 4983</i> <i>Page de commande à gauche CODE 74</i>	60,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

14 Potences repose pieds et Relève-jambes

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
93	Repose-pied, amovibles et pivotants	120,00
92	Repose-jambes, amovibles et pivotants ⚠ Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54	0,00
86	Repose-jambes électrique, amovibles, pivotants ⚠ Seulement en combinaison avec le module de commande R-NET code 702. Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54	670,00

Repose-jambes central avec repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	ANGLE DU RJ	LJ	HT EUR €
5100	Repose-jambes central, réglage mécanique de l'angle, avec palette	85°-95°	280-400 mm	398,00
5101	Repose-jambes central, réglage mécanique de l'angle, avec palette	85°-95°	330-450 mm	398,00
4935	Repose-jambes central avec réglage électrique de l'angle, avec petit palette et repose-mollets ⚠ pour HAAV à partir de 440 mm seulement en combinaison avec CODE 702/678 R-Net avec module de réglage pas en combinaison avec RECARO seulement en combinaison avec CODE 2945 Rembourrage pour mollets	90°-180°	200-400mm	1.200,00
5104	Repose-jambes central avec réglage électrique de l'angle, avec grande palette et repose-mollets ⚠ pour HAAV à partir de 475 mm seulement en combinaison avec CODE 702/678 R-Net avec module de réglage pas en combinaison avec RECARO seulement en combinaison avec CODE 2945 Rembourrage pour mollets	90°-180°	200-450mm	1.200,00
4949	Repose-jambes centrale, réglable électriquement en angle et en longueur, palette incluse électriquement abaissable jusqu'au sol, réglage ergonomique de la longueur jusqu'à l'angle BS 150° ⚠ seulement en combinaison avec CODE 702/678 R-Net avec module de réglage pas en combinaison avec RECARO seulement en combinaison avec CODE 2945 rembourrage de mollet	90°-180°	350-450mm	1.200,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

15 Repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	PROFONDEUR	LJ	HT EUR €
54	Palette Monobloc réglable en profondeur sur 60 mm (en 4 paliers) rabattable vers le haut, réglable en hauteur en continu et à angle réglable ⚠ Seulement en combinaison avec le repose-jambes CODE 93	150mm	280-430mm	134,00
798	Palettes séparées réglable en hauteur, rabattable vers le haut, à angle réglable	150mm	280-430mm	0,00

Options de repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
105	Fixation des repose jambes en abduction de 25 mm ⚠ pas en combinaison avec appuie-jambes centrale	116,00
822	Sangles de coup de pieds (paire)	41,00
823	Talonnaire (paire)	65,00
2945	Rembourrage pour mollets en combinaison avec le repose-pieds central	392,00

16 Batteries et chargeurs

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
5159	Batteries sans entretien 43 Ah (5h), 50 Ah (20 h)	0,00
5158	Batteries sans entretien 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	258,00
731	Chargeur 6 A pour 50 Ah	0,00
733	Chargeur 12 A pour 80 Ah	206,00

17 Éclairage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
932	Éclairage LED actif à l'avant et à l'arrière conforme StVZO	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

18 Modules de commande et accessoires

Commande moteur de réglage

Code	Module de commande	aucun	2 servomoteurs / 682	6 servomoteurs / 678	8 servomoteurs / 780
408	VR2				
702/415	R-NET LED				770,00
702/416	R-NET ECRAN LCD CJSM			310,00	1.080,00
702/398	R-NET LCD IR/BT CJSM 2			1210,00	1.980,00
702/839	R-NET OMNI II			2.414,00	3.184,00

! Commande double uniquement pour le réglage électrique de l'inclinaison de l'assise et du dossier
Code 839 OMNI II Fonction clignotante et fonction klaxon sélectionnables uniquement via le menu

Module de réglage externe

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4615	Clavier de réglage externe pour la sélection et l'activation directe de 5 fonctions d'assise- montage sur le côté du module de commande ! Seulement en combinaison avec R-NET CODE 702 pas en combinaison avec les plateaux de table pivotants CODE 4660 et 4661 pas en combinaison avec la table de thérapie pivotante sur le côté CODE 4646	1.370,00
4615	Clavier de réglage externe pour la sélection et l'activation directe de 5 fonctions d'assise- montage sur le côté opposé du module de commande ! Seulement en combinaison avec R-NET CODE 702 pas en combinaison avec les plateaux de table pivotants CODE 4660 et 4661 pas en combinaison avec la table de thérapie pivotante sur le côté CODE 4646	1.370,00

Touche Sans Affectation	Dossier	Assise	RJ gauche	RJ droit	RJ synchrone	Angle de POT.	Hauteur de POT.	Lift
(1)								
(2)								
(3)								
(4)								
(5)								

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Montage du module de commande

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
74	Montage à droite	0,00
60	Montage à gauche	0,00

19 Support pour module de commande

CODE	DÉSIGNATION	LPPR	HT EUR €
4859	Pantographe fixe réglable en profondeur		0,00
4860	Pantographe escamotable, réglable en hauteur et profondeur		0,00
4874	Arceau de protection pour module de commande VR2 et R-NET		28,50
851	Déplacement commande principale vers l'arrière (le module de commande peut être déplacé de l'avant à l'arrière) ⚠ <i>Seulement en combinaison avec l'arceau de manœuvre continu CODE 814</i>	4338597 / 35,71 €	124,00
4789	Commande tierce personne avec commutation prioritaire pour l'accompagnateur avec montage sur le tube du dos ⚠ <i>pas en combinaison avec Poignée pour pousser CODE 410</i>	9310430 / 714,26 €	677,02

20 Modules de commande spéciale

Les modules de commande spéciaux et les commandes spéciales doivent souvent être adaptés et ne peuvent donc généralement pas constituer un produit fini.

L'emplacement et la programmation doivent être réalisés avec la participation de l'utilisateur ou élaborés par un technicien sur place.

D'autres commandes spéciales sont possibles sur demande.

CODE	DÉSIGNATION	LPPR	HT EUR €
4660	Tablette avec logement (central) pour module de commande, pivotante vers la droite ⚠ <i>pas en combinaison avec Accoudoir CODE 24</i> <i>pas en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839</i>		499,00
4661	Tablette avec logement (central) pour module de commande, pivotante vers la gauche ⚠ <i>pas en combinaison avec Accoudoir CODE 24</i> <i>pas en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839</i>		499,00
4646	Tablette thérapeutique à pivotement latéral		499,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Bouton marche/arrêt externe

pour les utilisateurs qui ont des difficultés à utiliser les touches du module de commande ou comme fonction d'urgence/d'arrêt pour l'accompagnateur.

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
543	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, vert	281,00
596	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, jaune	281,00
778	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, vert	281,00
779	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, jaune	281,00

! Seulement en combinaison avec R-NET LCD CODE 702/416 ou R-NET OMNI 2 CODE 702/839

Autres

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4611	Joystick à course nulle MicroPilot ! seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839	3.762,00
4600	Joystick à course nulle MicroPilot avec logement et repose-main ! seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839	4.832,00
4612	Joystick à course MicroGuide ! seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839 <i>temporairement indisponible</i>	3.762,00
4601	Joystick à course MicroGuide avec logement et repose-main ! seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839 <i>temporairement indisponible</i>	4.832,00
<input type="checkbox"/> 4940	Plastron pour commande au menton seulement en combinaison avec CODE 4611 ou 4612	803,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Embouts de joystick

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
553	Fourche tétra verticale	139,00
556	Fourche tétra horizontale	139,00
734	Fourche tétra horizontale, réglable sur la largeur de la main	91,00
4589	Poignée champignon	47,00
4590	Poignée à boule	47,00
4591	Poignée en T	47,00
4593	Manche	47,00
4594	Poignée bouton	47,00
4595	Softball	47,00
4596	Balle de golf petite Ø 43 mm	102,00

21 Logiciel

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
985	Programmation de série (standard)	0,00
998	Programmation spéciale (écart par rapport à la norme)	0,00

22 Couleurs du châssis et accents

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
5220	Couleur du cadre selon les souhaits du client	514,00
TUBES DE SIÈGE/DOSSIER - PARTIE LATÉRALE ACCENTUÉE - REPOSE-JAMBES DIVISÉ - INSERTS DE JANTES		
207	noir mat structuré (sans inserts de jantes)	0,00
212	blanc polaire	99,00
186	magic blue	99,00
227	Rouge métallique	99,00
180	lemonreflex	99,00
214	jaune soleil	99,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.



23 Autres options

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
906	Rétroviseur droit	78,00
927	Rétroviseur gauche	78,00
970	Porte-canne	52,00
833	Ceinture de sécurité	0,00
4646	Tablette thérapeutique à pivotement latéral	536,00
590	Plot d'abduction ! pas en combinaison avec Repose-jambes centrale CODE 5100/5101/5104/4949/4935	226,00
260	Fonction mémoire pour l'appuie-tête (pièce de butée sur le tube vertical)	44,00
957	Cales-tronc fixes (paire)	194,00
954	Cales-tronc escamotables (paire) ! pas en combinaison avec Accoudoir CODE 24	500,00
781	Port de chargement USB	164,00
782	Barre universelle pour accueillir les supports de téléphone portable ! pas en combinaison avec R-NET OMNI II CODE 702/839 Support de téléphone portable non compris dans la livraison	89,00
4795	Protection antidémarrage, clé, à installer sur la prise de charge du joystick ! seulement en combinaison avec R-NET CODE 702	41,00
4772	Expertise du TÜV	0,00
2721	Kit d'adaptation station d'accueil Dahl ! Kit d'adaptation côté fauteuil roulant pour la préparation de la station d'accueil Dahl pas en combinaison avec le CODE 4937 Relève-personne	899,00

Marquage arrière

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2676	Film de marquage arrière ! seulement en combinaison avec ErgoSeat	83,00
676	Triangle de signalisation arrière	91,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**24 Service**

CODE	ARTICLE	DÉSIGNATION	HT EUR €
	55704	Forfait de paramétrage spécifique à chaque client  ne contient que la facilité d'ajustement des taux de parité, comme l'accélération, la Vitesse, etc.	614,00
	55709	Paramétrage médicalement nécessaire sur les valeurs de réglage spécifiques du module debout et couché  contient des adaptations de programmes simples et l'intégration de commandes spéciales	1.226,00

DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature