

iTRAVEL

1.054 Variantes stock

 Poids d'utilisateur autorisé
120 kg






Dossier réglable



Système de sièges confort



Accoudoirs relevables



Faible encombrement

Le fauteuil de voyage

Adaptation

- Avec son poids de 22 kg, c'est le poids plume des fauteuils roulants électriques.
- Le système de pliage facile fait de l'iTravel un compagnon de voyage idéal.
- Un porte-canne est monté de série

Fonctionnement

- Facilité de fonctionnement

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Veillez envoyer le formulaire de commande rempli à: info@meyra-netti.fr

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro de TVA

Notes / Remarques:

ORTOPEDIA
EINE MARKE VON MEYRA



Prix du modèle de base HT€ 3962,00



Équipement de série

- Accoudoirs relevables
- Utilisation simple avec présélection de la vitesse
- Chargeur
- Générateur de signal
- Siège pliable
- Batterie amovible avec prise de charge supplémentaire



Poids d'utilisateur autorisé

120 kg



Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB

Valable du 01.01.2023 au 31.12.2023.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations

Veillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités



Caractéristiques techniques

Longueur en mm	970
Largeur en mm	560
Profondeur d'assise en mm	400
Largeurs d'assise en mm	440
Hauteur en mm	870
Hauteur de dos en mm	460
Hauteur pliée en mm	300
Hauteur du repose-pied jusqu'à l'assise	440
Poids à vide	22 kg
Poids de la personne	120 kg
Vitesses de conduite	6 km/h
Diamètre de la roue avant en mm	200
Diamètre de la roue arrière en mm	229
Hauteur de passage au sol	70
Hauteur d'obstacle max. en mm	40
Rayon de braquage en mm	970
Puissance continue du moteur	200 W
Puissance de pointe du moteur	800 W
Batteries	10,4 Ah avec batterie au lithium
Chargeur	2 A
Électronique	50 A
Poids à vide avec des batteries lithium	23 kg
Poids total aut.	150 kg

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

01 iTravel E-Mobile

ARTICLE	DÉSIGNATION	COULEUR DE CHÂSSIS	EUR €
9105414	MEYRA iTRAVEL Batterie lithium-ion	Blanc	3962,00

02 Accessoires


ARTICLE	DÉSIGNATION	EUR €
10542837	Pile au lithium supplémentaire uniquement en combinaison avec le modèle 1.054	676,28

DONNÉES UTILISATEURS

Prénom
 Nom
 Rue
 CODE POSTAL
 Ville
 Pays
 Anniversaire
 Diagnostic 1
 Diagnostic 2
 Téléphone
 Téléphone portable
 E-mail
 Numéro de commande

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise
 2) Largeur du siège
 3) Largeur de la poitrine
 4) Profondeur de poitrine
 5) Hauteur du coude
 6) Hauteur sous les aisselles
 7) Hauteur du dos
 8) Hauteur de la tête
 9) Longueur de l'avant-bras
 10) Longueur du bas de la jambe
 Taille du corps
 Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature