

NANO C

1.158

 **Poids d'utilisateur autorisé**
100 kg






Châssis monocoque



Un concept de châssis esthétique



Raccordement des roues directrices



Dossier pliable de série

Pure Design in Carbon

RENTABILITÉ

- L'approvisionnement durable avec des possibilités d'ajustement aux modifications de fonction réduit les frais ultérieurs
- L'équipement de série complet minimise la nécessité de versions spéciales
- Une usure minimale grâce à des pièces accessoires haut de gamme

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- La fluidité optimale du roulement et le poids réduit favorisent l'indépendance de l'utilisateur
- Adaptable aux modification de fonctions et aux besoins individuels de l'utilisateur via un réglage précis du dossier, de l'assise et du châssis
- Gamme d'équipement complète pour les utilisateurs sur le long terme

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour les soins permanents et de longue durée
- Pour les soins des paraplégiques
- Très bien adapté à de nombreuses maladies, même pour les personnes très atteintes
- Utilisateurs sans fonctions des extrémités inférieures (transfert latéral, entraînement via les mains courantes)
- Très bonnes propriétés de chargement

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Veillez faxer le formulaire de commande rempli à: 05733 922 9311

Service après-vente: 05733 922 311

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA



Prix modèle de base HT 5.134,00 / TTC 5.416,37 €



Poids d'utilisateur autorisé LPPR : 9178679
100 kg **LPPR : 558,99 €**



Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2024 - 31.12.2024.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations

Veillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités

Lors de l'utilisation de vérin à gaz, le poids autorisé ne doit pas être dépassé.



Caractéristiques techniques

Largeurs d'assise en mm	380 / 400 / 420 / 440
Largeur en mm	540 / 560 / 580 / 600
Profondeur d'assise en mm	380 / 400 / 420 / 440 / 460
Hauteur d'assise avant/arrière en mm	450 à 530 / 360 à 510
Hauteur totale en mm	Hauteur d'assise AR + hauteur du dossier
Hauteur de dos en mm	variable de 250 à 400 +/- 15
Longueur avec repose-pieds en mm	800 - 982 (en fonction de la longueur du cadre, de la taille des roues et de la position de l'axe)
Poids de la personne	100 kg
Poids à vide	7,5 kg
Poids total aut.	110 kg
Poids de transport	5 kg
Roue motrice	600 (24") / 635 (25") / 660 (26")
Test de freinage selon les normes	7°

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

01 Largeur d'assise / Profondeur d'assise

Largeur/profondeur d'assise	Profondeur d'assise				
	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)
PA 380 mm (C38)	PA 380 mm	PA 400 mm	PA 420 mm	PA 440 mm	PA 460 mm
PA 400 mm (C40)					
PA 420 mm (C342)					
PA 440 mm (C344)					


 Pochette en dessous de l'assise incluse.

02 Forme du châssis

CODE	DÉSIGNATION	Angle	HT EUR €
346	Châssis avant standard	80°	0,00

Forme du châssis (angle de châssis et rétrécissement de châssis)

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4950	Retrecissement de chassis 20 mm par coté (20 mm par côté)	0,00
903	Fourche directrice renforcé	51,00

 Recommandé en cas d'utilisation d'entraînements supplémentaires et de poids élevés des utilisateurs

Hauteur d'assise avant (HAAv) avec roues directrices en aluminium (sans coussin d'assise)

Code/Art.	Roue directrice	Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)								
		450	460	470	480	490	500	510	520	530
2480	Ø 100 x 23 noir	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00		
2481	Ø 100 x 32 Roue aluminium argent	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00		
2482	Ø 125 x 32 Roue aluminium argent		224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	

 Pneu: CODE 2480 caoutchouc plein, transparent/couleur - CODE 2481/2482 caoutchouc plein noir

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Hauteur d'assise avant (HAAv) avec les roues directrices en carbone (sans coussin d'assise)

Code	Roue directrice	Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)								
		450	4560	470	480	490	500	510	520	530
2495	Ø 100 x 30 mm, noir	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	
2496	Ø 125 x 30 mm, noir		212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00

 Pneu: plein caoutchouc, noir

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Hauteur d'assise avant avec les roues directrices en aluminium (sans coussin d'assise)

Code	Roue directrice	Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)								
		450	460	470	480	490	500	510	520	530
2483	Ø 100 x 37 mm, Argent	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
2484	Ø 100 x 37 mm, noir	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
2485	Ø 100 x 37 mm, blanc	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
2486	Ø 100 x 37 mm, rouge	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
2487	Ø 100 x 37 mm, bleu	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
2488	Ø 100 x 37 mm, orange	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
2489	Ø 125 x 37 mm, argent		144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
2490	Ø 125 x 37 mm, noir		144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
2491	Ø 125 x 37 mm, blanc		144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
2492	Ø 125 x 37 mm, rouge		144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
2493	Ø 125 x 37 mm, bleu		144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
2494	Ø 125 x 37 mm, orange		144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00

 Pneu: plein caoutchouc, noir

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.




04 Roues motrices en combinaison avec la hauteur d'assise

HAAr (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510

A

B

C

CODE	HAAr	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR €
651	A	Roue arrière standard alu (Paire)	24"	0,00
2651	A	Roue arrière standard alu noir (paire)	24"	0,00
848	A	SILVERDESIGN avec rayons radiaux et moyeu à flasque haut, arbre de roue incl. (paire)	24"	140,00
695	A	Roue active avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir  <i>Recommandé à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou en cas de conduite dynamique pas e.c. avec. Pneus à pincés Carbolife CODE 849, 850, 853</i>	24"	240,00
695	B	Roue active avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir  <i>Recommandé à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou en cas de conduite dynamique pas e.c. avec. Pneus à pincés Carbolife CODE 849, 850, 853</i>	25"	240,00
695	C	Roue active avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir  <i>Recommandé à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou en cas de conduite dynamique pas e.c. avec. Pneus à pincés Carbolife CODE 849, 850, 853</i>	26"	240,00
2469	A	Spinergy CLX, roue motrice en carbone, rayons et moyeu noirs	24"	1.248,00
2470	A	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, rayons, jante et moyeu noirs	24"	908,00
2471	A	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons blancs	24"	908,00
2472	A	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons orange	24"	908,00

 Hauteur du siège sans coussin de siège

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Roues motrices en combinaison avec la hauteur d'assise

HAAr (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500

A
B

CODE	HAAr	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR €
2465	A	Six-Star, y compris pneus haute pression 8 bar et mains courantes en aluminium (paire)	24x1"	724,00
752	A	Roue légère incl. pneus 8 bar, freins pression - mains courantes alu	24"	396,00
2473	A	Roue Blacklight en aluminium, uniquement avec pneus Schwalbe Marathon Plus et mains courantes en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs	24x1"	342,00
2466	A	Roue de cross, uniquement avec pneus à gros crampons et mains courantes en acier inoxydable (paire) ⚠ Recommandation : Partie latérale CODE 98	24x1,75"	500,00
2461	A	Roue Day-Lite en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs. mains courantes aluminium noir et pneu MBL Gazelle noir ⚠ poids max. de l'utilisateur 100kg	24x1"	386,00
2468	B	Roue Day-Lite en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs, mains courantes en aluminium noir et pneu MBL Speedlite noir ⚠ poids max. de l'utilisateur 100kg	25x1"	342,00

⚠ Hauteur du siège sans coussin de siège

Position horizontale de la roue motrice (réglage du centre de gravité)

	PASSIF			MEDIUM				ACTIF	
	1/45	2/55	3/65	4/75	5/85	6/95	7/105	8/125	9/135

Position

05 Options de roue motrice



CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
865	Performance Vario bloc ⚠ pas en combinaison avec CODE 61 24 pouces et HAA 480mm pas en combinaison avec CODE 62 25 pouces et HAA 500mm pas en combinaison avec CODE 68 26 pouces et HAA 510mm	180,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.


Carrossage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
423	Carrossage 0°	0,00
447	Carrossage des roues 3° (réglable)	32,00

06 Mains courantes

CODE	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR €
493	Mains courantes en inox (paire)	24"/25"/26"	0,00
494	Mains courantes en aluminium (paire)  Pas en combinaison avec la roue active CODE 695	24"	0,00
445	Mains courantes en titane  Uniquement en combinaison avec la roue active CODE 695 ou la roue Spinergy CODE 2469, 2470, 2471, 2472	24"/25"/26"	396,00
168	Mains courantes tetra optigrip	24"	452,00
849	Curve L, aluminium noir anodisé, profil de main courante ergonomique, H 31 mm	24"	466,00
850	Curve L Tetra Grip, revêtement antiglisse, aluminium, adapté pour tétraplégiques, profilé de main courante ergonomique, H 31 mm	24"	466,00
853	Gekko, aluminium noir anodisé avec rebord en caoutchouc amovible, profil ergonomique, H 31 mm	24"	578,00

Options de mains courantes

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
166	Revêtement en silicone lisse, noir  Non combiné avec main courante en aluminium CODE 494	150,00
692	Distance mains courantes étroites	0,00
693	Distance mains courantes large	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

07 Pneumatiques

CODE	DÉSIGNATION	Ø				HT EUR €
496	Pneus à air (pneus pleins) 8 bar	24x1"				0,00
897	Pneus Schwalbe Marathon Plus Evolution, résistant aux crevaisons	24x1"	25x1"	26x1"		91,00
363	Pneus Schwalbe ONE, sans profil, résistant aux crevaisons	24x1"				130,00
395	Pneus Maxxis VN Master Alpha protect noirs, increvables, 10 bar	24x1"	25x1"	26x1"		30,00
474	Pneus PU, increvables noirs	24x1"				0,00

08 Freins

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
305	Frein à pression utilisateur	0,00
2595	Frein à pression "léger" en Aluminium, pivotant	131,00
652	Frein de compression, fléchissement latéral	0,00
681	Rallonge frein, rabattable	63,00

! *seulement en combinaison avec le frein à pression CODE 305*

09 Hauteur de la toile de dossier (HD)


DÉSIGNATION	Hauteur de dossier en mm				
	(C-620)	(C-626)	(C-631)	(C-632)	
	250	300	350	400	450
hauteur de dossier ajustable réglable +/- 15 mm					<input type="checkbox"/>

! *Bei CODE 502 nachträgliche Höhenanpassung nicht möglich! Weitere Rückenhöhen auf anfrage


Options de la toile de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2002	Housse de dossier 20 mm plus large ! <i>seulement en combinaison avec CODE 287 textile noir ou 292 maille, respirant, noir</i>	0,00
2003	Housse de dossier 40 mm plus large ! <i>seulement en combinaison avec CODE 287 textile noir ou 292 maille, respirant, noir</i>	0,00
593	Sans revêtement de dossier ! <i>recommandé lors de l'utilisation des systèmes dossier de positionnement</i>	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**10 Dossiers**

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
410	Dossier avec poignée de manœuvre courte, 50 mm réglable en hauteur	0,00
411	Dossier sans poignée de pousser  poignées de positionnement en carbone incluses	0,00
502	Dossier avec poignée de poussée, montée sur le tube du dos, réglable en hauteur en continu jusqu'à 150 mm	268,00
141	Poignée de poussé rabattable	150,00
2310	Dossier élargit vers l'extérieur 15 mm par côte	308,00
2311	Dossier élargit vers l'extérieur 25 mm par côte	308,00
2312	Retractation du dossier 15 mm par côté	308,00
2313	Retractation du dossier 25 mm par côté	308,00

Options de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2032	Pelotes thoraciques ErgoSeat , petites, la paire  Recommandé pour la hauteur de dossier 300 - 400 mm	294,00

Type de toile de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
235	Noir Trevira	0,00
292	Tissu, respirant, noir	136,00

11 Ride Design : dossier

Veuillez indiquer le CODE de la fiche de commande RIDE :

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

12 Coussins



CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
560	Coussin 30 mm LPPR: 9310386 LPPR € : 34.90	102,00
561	Coussin 60 mm LPPR: 9310386 LPPR € : 34.90	102,00
7199	Netti Contour Respiratoire 3D Référence LPPR: 9310386 LPPR € : 34.90	174,00
562	Bande velcro sur la toile d'assise	0,00

13 Assise Ride Design



Veuillez indiquer le CODE de la fiche de commande RIDE :

14 Protège-vêtements et accoudoirs

1 = vissé à demeure 2 = pivotant vers le haut 3 = amovible 4 = verrouillable 5 = accoudoir réglable en hauteur
6 = avec Recouvrement des roues

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	HT EUR €
100	Garde boue en aluminium vissé  incl. garde-boue 35mm	1,6	302,00
783	Garde boue en Carbone (paire)  incl. garde-boue 35mm	1,6	0,00

Options

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
11	Fixation de garde boue démontable  seulement en combinaison avec CODE 100 ou 783	0,00
2903	Support de garde boue renforcé en aluminium, noir  pas en combinaison avec. Fixation de garde boue démontable CODE 11	144,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes



Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

15 Repose-jambes et reposer-pieds

LSJ (mm) 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480

A
 B

CODE	LSJ (mm)	DÉSIGNATION	HT EUR €
99	<input checked="" type="checkbox"/> B	Palette en carbone, réglable en hauteur, en profondeur et en angle	0,00
311	<input checked="" type="checkbox"/> A	Tube reposer pied en aluminium réglable en hauteur noir mat , sans palette	0,00
312	<input checked="" type="checkbox"/> B	Palette monobloc réglable en hauteur-/profondeur et en angle	0,00
4312	<input checked="" type="checkbox"/> A	Palette à LED avec feux de route et arrière en profilé d'aluminium robuste de la même couleur que le cadre Réglable en continu en hauteur, en profondeur et en angle avec module Bluetooth  à partir de LA 400mm	468,00
4313	<input checked="" type="checkbox"/> A	Palette à LED, y compris feux de conduite et feux arrière, en profilé d'aluminium stable de la même couleur que le cadre, réglables en continu en hauteur, en profondeur et en angle  à partir de LA 400mm	408,00
359		Sangle pour mollet	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

16 Stickers

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR	HT EUR €
2300	Reflective Sticker	blanc	22,50
2301	Reflective Sticker	noir	22,50
2302	Reflective Sticker	Tricolore	22,50
2303	Reflective Sticker	Arc-en-ciel	22,50

! uniquement en combinaison avec le design de l'autocollant CODE 2304, 2305

Autocollants

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2304	MEYRA Design	0,00
2305	STRIPE Design	0,00

! uniquement en combinaison avec l'autocollant Reflective CODE 2300, 2301, 2302, 2303

Montage d'autocollants

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2306	Montage d'autocollants chez MEYRA	118,00

! Si vous ne choisissez pas cette option, les kits d'autocollants seront joints en version "do it yourself".

17 Couleurs du châssis

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4920	Peinture liquide personnalisée	512,00

! Veuillez indiquer la teinte RAL ou le CODE de peinture automobile
 Peinture humide des cadres latéraux
 Peinture d'autres sous-ensembles sur demande


Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande




Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

18 Options

Flasques

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
489	Transparent  pas en combinaison avec roue Spinergy CODE 2469, 2470, 2471, 2472	190,00



Anti-bascules

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
728	Anti-basculer escamotables, 1 paire, (recommandé)  Pas combinaison avec la béquille anti-basculer CODE 309	332,00
729	Anti-basculer escamotable monté à gauche  Pas en combinaison avec la béquille anti-basculer CODE 309/4930	166,00
730	Anti-basculer escamotable monté à droite  Pas en combinaison avec la béquille anti-basculer CODE 309/4931	166,00

Tubes basculeur

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
309	Tube basculeur (1 paire)  Pas en combinaison avec la roulette d'appui CODE 728, CODE729 ou CODE 730	134,00
4930	1 tube basculeur, montée à gauche  Pas en combinaison avec la roulette d'appui CODE 728 ou CODE 729	67,00
4931	1 tube basculeur, montée à droite  Pas en combinaison avec la roulette d'appui CODE 728 ou CODE 730	67,00

Autres Options

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
833	Ceinture de sécurité	75,00
970	Porte-canne  Seulement en combinaison avec la béquille anti-basculer CODE 309/4390/4391	45,00
819	Éclairage passif  pas en combinaison avec. CODE 752, 2473, 2461 et 2468	17,70

DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature



14 Code 100



10 Code 141



08 Code 305



15 Code 311



15 Code 312




10 Code 410




00 Code 418



00 Code 419



05 Code 423



05 Code 447



10 Code 502



08 Code 652




08 Code 681



18 Code 729



14 Code 783



08 Code 2595



15 Code 4312



18 Code 4930