

SOLERO LIGHT

9.072



Poids d'utilisateur autorisé

130 kg jusqu'à la largeur d'assise 460 mm

150 kg à partir de la largeur d'assise 480 mm




Adapté au transport de personnes





Adaptable à tous points de vue



Facilité de manipulation

RENTABILITÉ

- Un excellent rapport qualité/prix
- Avantages économiques grâce à la compatibilité avec EUROCHAIR
- Pneus increvables

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Rembourrage du siège et du dossier à la forme anatomique pour plus de confort
- Réglage du siège et du dossier en continu
- Appuie-tête réglable en hauteur, en profondeur et à angle réglable
- Largeur totale très étroite, avantageuse pour traverser des ouvertures de porte ou des pièces étroites
- L'arceau d'accès et les amortisseurs à gaz spéciaux assurent un déplacement particulièrement doux avec un minimum d'effort

DOMAINE D'UTILISATION

- Soins gériatriques dans les centres pour personnes âgées et les centres de soins, ainsi qu'à domicile
- En cas de troubles des fonctions corporelles qui nécessitent une bonne position assise soutenue
- Bonne adéquation et mobilisation pour les conducteurs autonomes
- Poids de l'utilisateur 130 à 150 kg

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Veillez envoyer le formulaire de commande rempli à: info@meyra-netti.fr

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro de TVA

Notes / Remarques:

ORTOPEDIA
EINE MARKE VON MEYRA



Prix modèle de base HT €: 899,00 TTC €: 948,38

LPPR: 9178604 VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE = **603,65**
LPPR: 9310400 (X2) VHP, MANUEL, REPOSE-JAMBE DROIT OU GAUCHE, REPOSE-PIED ARTICULE = **105,76 (X2)**
LPPR: 9310446 VHP, PROPULSION MANUELLE, APPUI-TETE = **63,41**
LPPR: 9310386 (X2) VHP, MANUEL, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE = **34,9 (X2)**



Équipement de base

- inclinaison de l'assise de -2 à +25
- réglage de l'angle du dossier de 0 à 45
- Rembourrage ergonomique de l'assise et du dossier
- Profondeur d'assise réglable de 420 à 480 mm
- Appuie-tête
- Pneus bandage PU
- Roues motrices 24"
- Roue directrice 200 x 50 mm
- Mains courantes aluminium
- Accoudoir amovible
- accoudoir réglable en hauteur et en profondeur
- Repose-jambes amovibles, escamotables et relevables
- Repose-jambes réglables en profondeur, hauteur et en angle
- Couleur du cadre Silverline
- Housse d'incontinence noire
- Rouleaux de soutien de sécurité



Poids d'utilisateur autorisé

130 kg jusqu'à la largeur d'assise 460 mm
 150 kg à partir de la largeur d'assise 480 mm



Adapté au transport de personnes



Remarques

Tous les prix sont hors TVA !
 Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB
 Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2024 au 31.12.2024.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Lors d'un déplacement en transports publics (p. ex. en train), les dimensions du fauteuil roulant peuvent dépasser les valeurs recommandées par les entreprises de transport. Veuillez vous renseigner au préalable.
 Lors de l'utilisation de vélin à gaz, le poids autorisé ne doit pas être dépassé.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations
 Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités



Caractéristiques techniques

Largeurs d'assise en mm	430 - 460 / 480 - 510
Largeur en ordre de marche en mm à partir de	min. 620
Profondeur d'assise en mm	420 - 480
Hauteur d'assise avec coussin d'assise en mm	440 (520)
Hauteur totale en mm	1040 - 1180
Hauteur de dos en mm	530 - 560
Angle du dossier	0° - 45°
Inclinaison du siège	-2° - 25°
Hauteur d'accoudoir en mm	210 - 270
Longueur avec repose-pieds en mm	1180
Longueur sans repose-pieds en mm	910
Poids de la personne	130 kg / 150 kg
Poids à vide	38 kg
Poids total aut.	170 kg / 190 kg
Poids de transport	23 kg
Roue motrice	610 mm(24 pouces)
Test de freinage selon les normes	7°

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

01 Frein à pression

QUANTITE	ARTICLE	DÉSIGNATION	EUR €
	9124101	LA 430 mm avec frein à pression (réglable ultérieurement à 460 mm)	899,00
	9124102	LA 480 mm avec frein à pression (réglable ultérieurement à 510 mm)	899,00

02 Frein à tambour

ARTICLE	DÉSIGNATION	EUR €
9124103	LA 430 mm avec frein à tambour (réglable ultérieurement à 460 mm)	1.175,41
9124104	LA 480 mm avec frein à tambour (réglable ultérieurement à 510 mm)	1.175,41

03 Options


ARTICLE	DÉSIGNATION	EUR €
1080607	Appuie-tête avec coussins latéraux réglables et articulation sphérique LPPR: 9310446 VHP, PROPULSION MANUELLE, APPUI-TETE = 63,41	536,00
1080608	Cale d'abduction	278,00
1080609	Barre de poussée transversale pour LA 430 mm	118,00
1080610	Kit comprenant: Cales tronc, table de thérapie, ceinture de maintien avec serrure pour LA 430 mm	494,00
1080611	Barre de poussée transversale pour LA 480 mm	118,00
1080612	Kit comprenant: Pelotes de tronc, table de thérapie, ceinture de maintien avec serrure pour LA 480 mm	494,00
929	Table de thérapie, ceinture de maintien avec serrure pour LA 480 mm LPPR: 9310452 VHP, PROPULSION MANUELLE, TABLETTE COMPLETE AVEC SON MONTAGE = 76,84	240,54

DONNÉES UTILISATEURS

Prénom
 Nom
 Rue
 CODE POSTAL
 Ville
 Pays
 Anniversaire
 Diagnostic 1
 Diagnostic 2
 Téléphone
 Téléphone portable
 E-mail
 Numéro de commande

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise
 2) Largeur du siège
 3) Largeur de la poitrine
 4) Profondeur de poitrine
 5) Hauteur du coude
 6) Hauteur sous les aisselles
 7) Hauteur du dos
 8) Hauteur de la tête
 9) Longueur de l'avant-bras
 10) Longueur du bas de la jambe
 Taille du corps
 Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature