

iCHAIR XXL

1.614

Poids d'utilisateur autorisé

180 kg avec élévateur d'assise/lift CODE 27 (chargement incl.)

200 kg XXL Standard (charge utile incluse)

250 kg HD Option (charge utile incluse)





Stabilité maximale grâce à des composants renforcés



Des moteurs puissants



Bascule d'assise / Lift



Éclairage LED durable

L'idéal pour les types costauds

RENTABILITÉ

- Efficacité due à un entretien simple et une facilité de service importante
- Besoin réduit en réparations grâce à l'utilisation d'éléments haut de gamme et à longue durée de vie
- La construction modulaire de la famille iChair permet la compatibilité des éléments
- De nombreuses possibilités de réglage permettent une adaptation individuelle
- Le meilleur degré d'efficacité augmente l'autonomie et favorise l'utilisation optimale des forces motrices disponibles, avec un avancement plus simple et plus de maniabilité
- Réutilisation simplifiée grâce aux tolérances d'ajustement optimales, comme par exemple un poids d'utilisateur standard de 200 kg

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Idéal pour le maintien de la mobilité à la maison, au travail et au bureau
- Décompression efficace et positionnement détendu pour les positions assises longues grâce à une grande plage de réglages électriques
- Différents systèmes de siège en fonction des besoins individuels

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Pour une utilisation durable et toute la journée en vue d'une mobilité autonome, même en cas de troubles sévères des fonctions
- Personnes ayant un emploi et actives qui nécessitent un fauteuil roulant pour différentes situations du quotidien
- Adapté à l'extérieur grâce aux grands pneus de série et à la variante 10 km/h disponible en option
- Les dimensions compactes et la grande maniabilité permettent d'affronter facilement les pièces intérieures

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Veillez envoyer le formulaire de commande rempli à: miminin@meyragroup.com Service après-vente: 01 34 64 15 58

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA



Prix modèle de base

HT 13.926,00 / TTC 14.691,00 €

CODE LPPR AA1 : 9178455 LPPR €: 3.487,95 €

CODE LPPR AA2 : 9178490 LPPR €: 3.938,01 €



Poids d'utilisateur autorisé

180 kg avec élévateur d'assise/lift CODE 27 (chargement incl.)
200 kg XXL Standard (charge utile incluse)
250 kg HD Option (charge utile incluse)



Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2024 - 31.12.2024.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kisss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations
Veillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités



Caractéristiques techniques

¹⁾ voir catégorie largeur d'assise

²⁾ angle d'assise de 4°

⁴⁾ Sans repose-jambes et sans accoudoirs

⁵⁾ en conditions de test 6 / 10 km/h avec batterie 73 Ah (20h)

⁶⁾ voir catégorie 00 Châssis/Motorisation

⁸⁾ La plage de réglage peut varier de +/-3° max. selon le modèle.

⁹⁾ dépend de la largeur du siège

Largeurs d'assise en mm	530 - 770 ¹⁾²⁾
Profondeur d'assise en mm	430 - 600 ²⁾
Hauteur de dos en mm	530 - 570 ²⁾
Longueur de jambes en mm	370 - 510 ²⁾
Hauteur d'accoudoir en mm	170 - 280 ²⁾
Hauteur d'assise avant en mm	460 - 560 / 530 - 630 ²⁾
Longueur avec repose-pieds en mm	1150
Longueur sans repose-pieds en mm	850
Largeur en ordre de marche en mm à partir de	680 - 920 ⁹⁾
Hauteur sans appuie-tête en mm	1020 - 1150 ²⁾
Longueur de transport en mm	850
Hauteur de transport en mm	650
Taille de roue avant en mm	260 x 70 (10")
Taille de roue arrière en mm	356 x 75 (14")
Hauteur d'obstacle max. en mm	60
Rayon de braquage en mm	950
Autonomie avec batterie 63 Ah (5h), 80 Ah (20h)	30 - 35 km
Poids de transport à vide équipement de base min.	130 kg
Poids de la personne	max. 200 kg/250 kg
Poids total autorisé, options incluses	340 kg
Vitesses de conduite	6 km/h / 10 km/h
Puissance du moteur	2 x 300 W / 2 x 350 W
Autonomie	max. 35
Montées / descentes autorisées	15%
Type de direction	indirect
Inclinaison de siège électrique	0° à 18
Inclinaison du siège mécanique	de 0° à 10°
Angle dorsal électrique	-10° à 50
Angle dorsal mécanique	de -10° à 30°

Numéro de version: #1217 - 17.03.2024

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

00 Châssis/motorisation

CODE	VITESSE	AUTONOMIE	PUISSANCE DU MOTEUR	HT EUR €
115	6 km/h	max. 35 km	2 x 300 W	0,00
117	10 km/h	max. 30 km	2 x 350 W	0,00

Options de châssis

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
893	Amortissement XXL renforcé pour poids d'utilisateur entre 160 et 200 kg	0,00

01 Largeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR D'ASSISE	HT EUR €
53	Largeur d'assise réglable en continu de 530 à 650 mm via les accoudoirs	530 mm	0,00
358	Largeur d'assise réglable en continu de 580 à 700 mm via les accoudoirs	580 mm	0,00

02 Hauteur d'assise avant (HAAv) avec la roue directrice (sans coussin)

Code	Jante	Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)		
		460	510	560
142/146	Jante en aluminium 10" Pneus à air protégés contre les crevaisons			
142/900	Jante en aluminium 10" Pneus increvables	120,00	120,00	120,00

Options de roue directrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
816	garde-boue pour les roues directrices	104,00

Numéro de version: #1217 - 17.03.2024

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

03 Roues motrices

Code	Ø	Jante	Pneus à air avec protection contre les crevaisons CODE 846		Pneus à air increvables CODE 904	
			gris	noir	gris	noir
460	14"	Jante alu			106,00	106,00

Options de roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
824	garde-boue pour les roues motrices	185,00

05 Bascule d'assise / Lift

CODE	DÉSIGNATION	INCLINAISON	HT EUR €
119	Inclinaison de siège mécanique, par paliers	de 0° à +10°	0,00
118	Inclinaison de siège électrique en continu de 18 degrés - version XXL	de 0° à +18°	0,00
27	LIFT 300 mm jusqu'à 180 kg avec inclinaison du siège	de 0° à +30°	4.110,00

06 Profondeur d'assise

	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)	(C-360)
	430mm	460mm	490mm	530mm	560mm	600mm
Profondeur d'assise						132,00

 ST 600 mm y compris rallonge de tube de selle de 30 mm

07 Option d'assise / dossier

CODE	Assise	Système de dossier	
		Système de dos externe	Dos ErgoSeat CODE 949
4276	Plaque d'assise (pour systèmes d'assise externes)		
948	plaque d'assise et coussin ErgoSeat		

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**08 Revêtements ErgoSeat**

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
237	Revêtement ErgoSeat, textile, noir	0,00
4980	Revêtement ErgoSeat, simili cuir, incontinence, noir	52,00

10 Options du dossier (réglages)

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
814	Barre de poussée	0,00
913	Appuie-tête, similicuir noir	0,00
401	Réglage mécanique du dossier	0,00
25	Réglage électrique du dossier	0,00

⚠ Il est recommandé d'utiliser l'appuie-tête en similicuir noir (CODE 913).

11 Protège-vêtements et accoudoirs

1 = amovible 2 = réglable en hauteur 3 = réglable en largeur 4 = réglable en profondeur

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	HT EUR €
106	Accoudoir standard avec manchette rembourré et protèges vêtements noire	1,2,3,4	0,00
4960	Accoudoir avec manchette rembourré, protèges vêtements et légère moulure dans la manchette	1,2,3,4	0,00
21	Accoudoir avec manchette rembourré, protèges vêtements satinée et repose-bras long coudé	1,2,3,4	145,00

12 Potences repose pieds et Relève-jambes

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
93	Repose-pied, amovibles et pivotants	120,00
91	Repose-jambes avec compensation de la longueur, basculable vers le haut, amovible et pivotant	0,00

⚠ Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54

86	Repose-jambes électrique, amovibles, pivotants	1.980,00
----	--	----------

Numéro de version: #1217 - 17.03.2024

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

13 Repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	PROFONDEURJ		HT EUR €
54	Palette Monobloc réglable en profondeur sur 60 mm (en 4 paliers) rabattable vers le haut, réglable en hauteur en continu et à angle réglable ⚠ Seulement en combinaison avec le repose-jambes CODE 93	150mm	280-430mm	0,00
805	Repose-pieds séparé réglable en hauteur, rabattable vers le haut	150mm	280-430mm	0,00
808	Repose-pieds séparé, réglable en hauteur, rabattable vers le haut et à angle réglable	150mm	280-430mm	0,00
822	Sangles de coup de pieds (paire)			41,00
823	Talonnère (paire)			65,00

14 Batteries et chargeurs

CODE	DÉSIGNATION	AUTONOMIE	HT EUR €
5158	Batteries sans entretien env. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	35 km	0,00
732	Chargeur 8 A		0,00
733	Chargeur 12 A		206,00

15 Éclairage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
932	Éclairage LED actif à l'avant et à l'arrière conforme StVZO	0,00

16 Modules de commande et accessoires

Commande moteur de réglage

Code	Module de commande	aucun	2 servomoteurs / 682	6 servomoteurs / 780
702/415	R-NET LED			
702/416	R-NET ECRAN LCD CJSM			600,00
702/398	R-NET LCD IR/BT CJSM 2			1.210,00
702/839	R-NET OMNI II			2.414,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Montage du module de commande

CODE	DÉSIGNATION	PILOTAGE	HT EUR €
74	Montage à droite		0,00
60	Montage à gauche		0,00

17 Support pour module de commande

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4859	Pantographe fixe réglable en profondeur	0,00
4566	Pantographe fixe, réglable en hauteur et en profondeur	0,00
4860	Pantographe escamotable, réglable en hauteur et profondeur	0,00
851	Déplacement commande principale vers l'arrière (le module de commande peut être déplacé de l'avant à l'arrière) ⚠ <i>Seulement en combinaison avec l'arceau de manœuvre continu CODE 814</i> LPPR 4338597 / 35,71 €	124,00
4789	Commande tierce personne avec commutation prioritaire pour l'accompagnateur avec montage sur le tube du dos LPPR 9310430 / 714,26 €	677,02
4874	Arceau de protection pour module de commande ⚠ <i>pas en combinaison avec CODE 839 OMNI II</i>	28,50

18 Modules de commande spéciale

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4660	Tablette avec logement (central) pour module de commande, pivotante vers la droite	499,00
4661	Tablette avec logement (central) pour module de commande, pivotante vers la gauche	499,00

Bouton marche/arrêt externe

pour les utilisateurs qui ont des difficultés à utiliser les touches du module de commande ou comme fonction d'urgence/d'arrêt pour l'accompagnateur.

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
543	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, vert	281,00
596	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, jaune	281,00
778	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, vert	281,00
779	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, jaune	281,00





⚠ *Seulement en combinaison avec R-NET LCD CODE 702/416 ou R-NET OMNI 2 CODE 702/839*

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Autres

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4611	Joystick à course nulle MicroPilot  seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839	3.762,00
4600	Joystick à course nulle MicroPilot avec logement et repose-main  seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839	4.832,00
4612	Joystick à course MicroGuide  seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839 temporairement indisponible	3.762,00
4601	Joystick à course MicroGuide avec logement et repose-main  seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839 temporairement indisponible	4.832,00

Embouts de joystick

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
553	Fourche tétra verticale	139,00
556	Fourche tétra horizontale	139,00
734	Fourche tétra horizontale, réglable sur la largeur de la main	91,00
4589	Poignée champignon	47,00
4590	Poignée à boule	47,00
4591	Poignée en T	47,00
4593	Manche	47,00
4594	Poignée bouton	47,00
4595	Softball	47,00
4596	Balle de golf d=43 mm	102,00

19 Logiciel

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
985	Programmation de série (standard)	0,00
998	Programmation spéciale (écart par rapport à la norme)	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes



Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

20 Couleurs du châssis et accents

CODE	Chassis	Accent	HT EUR €
207	Noir mat		0,00
212	Noir mat	Blanc polaire	104,45
212/5220	Blanc polaire	Blanc polaire	590,00
186	Noir mat	Magic Blue	104,45
186/5220	Magic Blue	Magic Blue	590,00
227	Noir mat	Rouge métallique	104,45
227/5220	Rouge métallique	Rouge métallique	590,00
180	Noir mat	Citron vert	104,45
180/5220	Citron vert	Citron vert	590,00
214	Noir mat	Jaune soleil	104,45
214/5220	Jaune soleil	Jaune soleil	590,00

21 Autres options

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
906	Rétroviseur droit	78,00
927	Rétroviseur gauche	78,00
970	Porte-canne	52,00
803	Ceinture de sécurité (extra longue)	0,00
4646	Tablette thérapeutique à pivotement latéral	499,00
590	Plot d'abduction	190,00
260	Fonction mémoire pour l'appuie-tête (pièce de butée sur le tube vertical)	44,00
957	Cales-tronc fixes (paire)	194,00
954	Cales-tronc escamotables (paire)	500,00
994	Porte-bagages avec barres métalliques	112,00
4795	Protection antidémarrage, clé, à installer sur la prise de charge du joystick  <i>Seulement en combinaison avec R-Net</i>	41,00
781	Port de chargement USB	164,00
782	Barre universelle pour accueillir les supports de téléphone portable  <i>pas en combinaison avec la commande d'environnement OMNI II CODE 839</i> <i>Support de téléphone portable non compris dans la livraison</i>	89,00

DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

Large empty rectangular area for notes.

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Input field for Date

Ville

Input field for Ville

Signature

Input field for Signature