

# AVANTI

1.736

## Poids d'utilisateur autorisé

75 kg Chassis court

135 kg Châssis moyen/long jusqu'à largeur d'assise 480mm

160 kg Chassis long à partir de la largeur d'assise 480 mm

## Adapté au transport de personnes

\*nicht i.V. mit Hemi-Lenkabel CODE 173/4906






Inclinaison de l'assise jusqu'à 12° pour des réglages précis



Accoudoir réglable en hauteur avec commande à une seule main



Frein unique avec des forces d'actionnement très faibles



Réglage télescopique des hauteurs et de l'angle du dossier pour une adaptation idéale à des pathologies évolutives

## Polyvalent et actif

### **RENTABILITÉ**

- La compatibilité avec le système modulaire MEYRA permet une gestion allégée des stocks
- Sécurité au niveau de l'approvisionnement en pièces détachées grâce à une structure de commerce spécialisé généralisée
- Grande variabilité sans remplacement de pièces
- Réglage de la hauteur d'assise selon les besoins, même pour les hémiplegiques

### **BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE**

- Possibilités de réglage précises
- Les 3 longueurs de cadre permettent une très bonne attribution proportionnelle
- Des accessoires aux propriétés thérapeutiques éprouvées avec une forte diversité
- Équipement adaptable aux besoins personnels même en cas de maladies évolutives
- Système de modules complet

### **DOMAINE D'UTILISATION**

- Fauteuil roulant adaptatif pour une utilisation quotidienne universelle
- Soins de longue durée avec un grand besoin d'adaptation
- Soins en clinique
- Maladies neurologiques
- Maladies gériatriques
- Version renforcée jusqu'à 160 kg et jusqu'à une largeur d'assise de 580 mm

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

**Veillez envoyer le formulaire de commande rempli à: [mminin@meyragroup.com](mailto:mminin@meyragroup.com) Service après-vente: 01 34 64 15 58**

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

**MEYRA®**



### Équipement de base

- Roue directrice 142 mm caoutchouc plein souple
- Roues motrices 24"
- Mains courantes aluminium
- Dossier réglable, light
- Repose-jambes amovible, pivotant
- Repose-pieds relevables, profondeur, hauteur et angle réglables
- Couleur du cadre Silverline
- Ceinture de sécurité réajustable
- Bande velours sur ceinture de sécurité



**Prix modèle de base HT 1.455,90 / TTC 1.535,97 €**

**LPPR: 9178656 VHP, propulsion manuelle, pliant, à dossier non inclinable**

**LPPR €: 558,99**

**LPPR: 9178604 VHP, propulsion manuelle, pliant à dossier réglable en angle**

**LPPR €: 603,65**



### Poids d'utilisateur autorisé

- 75 kg Chassis court
- 135 kg Châssis moyen/long jusqu'à largeur d'assise 480mm
- 160 kg Chassis long à partir de la largeur d'assise 480 mm



### Adapté au transport de personnes

\*nicht i.V. mit Hemi-Lenkabel CODE 173/4906



### Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB)  
 Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2024 - 31.12.2024.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse [www.kiss-by-meyra.de](http://www.kiss-by-meyra.de) pour les commandes et les configurations  
 Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités

## Caractéristiques techniques

<sup>1)</sup> Lors de l'utilisation d'entraînements supplémentaires, il ne faut dépasser le poids total autorisé

	Chassis court	Chassis moyen	Chassis moyen	Chassis long
Largeurs d'assise en mm	300 - 360	360 - 580	360 - 580	360 - 580
Largeur hors tout	Largeur d'assise + 200 (avec accoudoir CODE 100 LA +180)			
Largeur pliée en mm à partir de	280			
Profondeur d'assise en mm	330 - 380	380 - 400	350 - 460	480 - 530
Hauteur d'assise avant/arrière en mm	370-500 / 370-470	370 - 560 / 370 - 520	400-560 / 390-520	400-560 / 390-520
Hauteur de dossier en mm	340 - 500	340 - 500	380 - 440	380 - 440
Hauteur d'accoudoir en mm	165 - 240	200 - 290	200 - 290	200 - 290
Longueur avec repose-pieds en mm	880	1010	1040	1120
Longueur sans repose-pieds en mm	660		770	850
Poids utilisateur max	75 kg	135 kg	135 kg	de LA 480 160 kg
Poids à vide	12 kg	13 kg	13 kg	13 kg
Poids total aut.	87 kg	155 kg	148 kg	de LA 480 185 kg <sup>1)</sup>
Poids de transport	8 kg	8,5 kg	8,5 kg	9 kg
*Antriebsrad mm/Zoll	510/20 - 560/22	560/22 - 610/24	560/22 - 610/24	560/22 - 610/24
Test de freinage selon les normes	7°			

Numéro de version: #1226 - 27.03.2024

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 01 Profondeur d'assise et largeur d'assise en combinaison avec la forme du châssis

PA Code	court (C-351)			avec/court (C-349)		moyen (C-352)					long (C-353)		
	(C-393)	(C-610)	(C-368)	(C-368)	(C-615)	(C-610)	(C-368)	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-787)	(C-792)	(C-793)
PA mm	330mm	350mm	380mm	380mm	400mm	350mm	380mm	400mm	430mm	460mm	480mm	500mm	530mm
LA 300mm (C-30)													
LA 320mm (C-32)													
LA 340mm (C-34)													
LA 360mm (C-36)											144,00	144,00	144,00
LA 380mm (C-38)											144,00	144,00	144,00
LA 400mm (C-40)											144,00	144,00	144,00
LA 420mm (C-342)											144,00	144,00	144,00
LA 440mm (C-344)											144,00	144,00	144,00
LA 460mm (C-46)											144,00	144,00	144,00
LA 480mm (C-48)											144,00	144,00	144,00
LA 500mm (C-350)					106,00			106,00	106,00	106,00	250,00	250,00	250,00
LA 530mm (C-53)					276,00			276,00	276,00	276,00	420,00	420,00	420,00
LA 580mm (C-358)					276,00			276,00	276,00	276,00	420,00	420,00	420,00

### Option de la largeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	LA	HT EUR €
4541	Double croisillon alu	360 à 460 mm	290,00
	 recommandé lors de l'utilisation d'entraînements supplémentaires ou en cas de fortes sollicitations		

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 02 Hauteur d'assise avant (hauteur d'assise avant)

### Chassis court

Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)

Code	Roue directrice	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	
151	Ø 100 caoutchouc plein																					
325	Ø 125 caoutchouc plein																					
154	Ø 142 caoutchouc plein souple																					
161	Ø 150 anti-crevaison																					

## 02 Hauteur d'assise avant (hauteur d'assise avant)

### Chassis moyen-court/moyen/long

Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)

Code	Roue directrice	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	
151	Ø 100 caoutchouc plein																					
325	Ø 125 caoutchouc plein																					
154	Ø 142 caoutchouc plein souple																					
143	Ø 150 anti-crevaison																					
161	Ø 175 anti-crevaison																					
645	Ø 180 pneus à air																					

 CODE 161 et CODE 645 pas e.c. avec le chassis compact CODE 349

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## Option de hauteur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2199	Hauteur d'assise surbaissée 370 mm - 430 mm ⚠ Uniquement avec roue avant 100 mm CODE 151 Uniquement en combinaison avec roue motrice 20x1" CODE 752 Seulement en combinaison avec élargissement de la tête de commande CODE 4906 Seulement en combinaison avec partie latérale CODE 100, 748 ou 98 seulement en combinaison avec les parties latérales CODE 81 et 84 pas en combinaison avec CODE 728/729/73	412,00
4906	Bloc d'espacement HEMI pour fourche de guidage posée sur le côté ⚠ uniquement en combinaison avec fourche longue CODE 173 Couleur de la fourche : noir anodisé	61,00
903	Fourches de roues directrices renforcées, recommandées lors de l'utilisation d'entraînements supplémentaires et de poids d'utilisateur supérieurs	46,50

## Pneus roues directrices

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
908	Pneus noirs ⚠ Uniquement e.c. avec CODE 151, 325 et 154	0,00
909	Pneus gris ⚠ Uniquement avec CODE 151, 325, 154, 143, 161 et 645	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## Roues directrices

CODE	DÉSIGNATION	JANTE	PNEUMATIQUE	Ø X B	HT EUR €
2480	roue directrice	Plastique noir	Caoutchouc plein, noir	100 x 25 mm	134,00
2481	roue directrice	Aluminium argent	Caoutchouc plein, noir	100 x 32 mm	134,00
2482	roue directrice	Aluminium argent	Caoutchouc plein, noir	125 x 32 mm	134,00
2483	roue directrice	Aluminium argent	Caoutchouc plein, noir	100 x 37 mm	144,00
2484	roue directrice	Aluminium noir	Caoutchouc plein, noir	100 x 37 mm	144,00
2485	roue directrice	Aluminium blanc	Caoutchouc plein, noir	100 x 37 mm	144,00
2486	roue directrice	Aluminium rouge	Caoutchouc plein, noir	100 x 37 mm	144,00
2487	roue directrice	Aluminium bleu	Caoutchouc plein, noir	100 x 37 mm	144,00
2488	roue directrice	Aluminium orange	Caoutchouc plein, noir	100 x 37 mm	144,00
2489	roue directrice	Aluminium argent	Caoutchouc plein, noir	125 x 37 mm	144,00
2490	roue directrice	Aluminium noir	Caoutchouc plein, noir	125 x 37 mm	144,00
2491	roue directrice	Aluminium blanc	Caoutchouc plein, noir	125 x 37 mm	144,00
2492	roue directrice	Aluminium rouge	Caoutchouc plein, noir	125 x 37 mm	144,00
2493	roue directrice	Aluminium bleu	Caoutchouc plein, noir	125 x 37 mm	144,00
2494	roue directrice	Aluminium orange	Caoutchouc plein, noir	125 x 37 mm	144,00
2495	roue directrice	Carbone noir	Caoutchouc plein, noir	100 x 30 mm	212,00
2496	roue directrice	Carbone noir	Caoutchouc plein, noir	125 x 30 mm	212,00

### 03 \*Hauteur d'assise arrière (HSH) en combinaison avec roue motrice pour Cadre court

Hauteur d'assise arrière en mm (HSH)

Ø	Largeur	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	
Ø 20 x 1"	1"																					
Ø 22 x 1"	1"																					

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## \*Hauteur d'assise arrière (HSH) en combinaison avec roue motrice pour Cadre moyen-court/moyen/long

### Hauteur d'assise arrière (HSH)

Ø	Largeur	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	
20"	1"																					
22"	1"																					
22"	1 3/8"																					
24"	1"																					
24"	1 3/8"																					

## Roues motrices en combinaison avec la hauteur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	Ø	Ø	Ø	HT EUR €
706	Roue standard, frein à tambour incl.				248,00
651	Roue arrière standard alu (Paire)		22"	24"	0,00
2651	Roue arrière standard alu noir (paire) <b>⚠</b> Impossible avec les freins à tambour Code 706			24"	0,00
848	SILVERDESIGN avec rayons radiaux et moyeu à flasque haut, arbre de roue incl. (paire)			24"	88,00
695	Roue active avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir <b>⚠</b> Pas e.c. avec des pneus PU CODE 902 Recommandé à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou en cas de conduite dynamique pas e.c. avec main courante Carbolife CODE 849, 850, 85			24"	98,00
2469	Spinergy CLX, roue motrice en carbone, rayons et moyeu noirs			24"	1.224,00
2470	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, rayons, jante et moyeu noirs			24"	890,00
2471	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons blancs			24"	890,00
2472	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons orange			24"	890,00

**⚠** Hauteur du siège sans coussin de siège

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## Roues motrices en combinaison avec la hauteur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	*Ø x B	HT EUR €
2465	Six-Star, y compris pneus haute pression 8 bar et mains courantes en aluminium (paire)	24x1"	708,00
752	Roue légère incl. pneus 8 bar, freins pression - mains courantes alu	20"/22"/24"	388,00
2473	Roue Blacklight en aluminium, uniquement avec pneus Schwalbe Marathon Plus et mains courantes en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs	24x1"	334,00
2466	Roue de cross, uniquement avec pneus à gros crampons et mains courantes en acier inoxydable (paire)	24x1,75"	490,00
2461	Roue Day-Lite en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs. mains courantes aluminium noir et pneu MBL Gazelle noir <b>!</b> poids max. de l'utilisateur 100kg	24x1"	378,00
2468	Roue Day-Lite en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs, mains courantes en aluminium noir et pneu MBL Speedlite noir <b>!</b> poids max. de l'utilisateur 100kg	25x1"	334,00

**!** Hauteur du siège sans coussin de siège

## Options de roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
880	Extension d'empattement de 60 mm vers l'arrière <b>!</b> pas e.c avec 3° carrossage des roues CODE 907	156,00

## 04 Position horizontale de la roue motrice (réglage du centre de gravité)

PASSIF	MOYEN	ACTIF
351=22,5mm 349/352/353=30mm	351=37,5mm 349/352/353=45mm 351=52,5mm 349/352/353=60mm	349/352/353=75mm
A	B	C

Pos.

**!** Valeurs pour une différence de hauteur d'assise de 40mm

## 05 Carrossage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
907	Carrossage de 3° <b>!</b> pas e. c. avec frein à tambour CODE 706 pas e. c. avec le prolongement de l'empattement CODE 880 pas e. c. avec double main courante CODE 871 pas e. c. avec accoudoir CODE 107 pas e. c. avec Roue motrice CODE 752	61,00

Numéro de version: #1226 - 27.03.2024

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 06 Mains courantes et options de main courante

CODE	DÉSIGNATION	Ø	Ø	Ø	HT EUR €
494	Mains courantes en aluminium (paire)  Incompatible avec la roue active CODE 695	20"	22"	24"	0,00
493	Mains courantes en inox (paire)			24"	0,00
871	Double mains courantes pour les largeurs d'assise de 380 mm à 480 mm  Uniquement en combinaison avec pneus PU CODE 902 Pas en combinaison avec freins à tambour CODE 706 . Largeur des pneus 1x3/8". LPPR 9310392  LPPR € 271.23			24"	257,09
168	Mains courantes tetra optigrip  seulement e. c. avec distance entre les pneus de préhension large			24"	310,00
849	Curve L, aluminium noir anodisé, profil de main courante ergonomique, H 31 mm  pas e. c. avec Roue motrice CODE 695			24"	317,00
850	Curve L Tetra Grip, revêtement antiglisse, aluminium, adapté pour tétraplégiques, profilé de main courante ergonomique, H 31 mm  pas e. c. avec Roue motrice CODE 695			24"	401,00
853	Gekko, aluminium noir anodisé avec rebord en caoutchouc amovible, profil ergonomique, H 31 mm  pas e. c. avec Roue motrice CODE 695			24"	581,00
166	Revêtement en silicone lisse, noir  Incompatible avec main courante en aluminium CODE 494		22"	24"	107,00

## Distance des mains courantes

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
692	Distance mains courantes étroit	0,00
693	Distance mains courante large	42,00

 Module obligatoire lors du choix de la roue motrice standard SILVERDESIGN ou active

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 07 Pneumatiques

CODE	DÉSIGNATION	Largeur	Ø	HT EUR €
474	Pneus PU, increvables noirs	24x1"		0,00
486	Pneus à air avec profil rainuré	1" / 1 3/8"	22" / 24"	0,00
395	Pneus Maxxis VN Master Alpha protect noirs, increvables, 10 bar	1"	24" / 25" / 26"	46,50
902	Pneus en PU, bandage <b>⚠</b> Incompatible avec la roue active CODE 695	1" / 1 3/8"	22" / 24"	0,00
897	Pneus Marathon Plus Evolution, protection contre les crevaisons	1"	22" / 24"	72,00
363	Pneus Schwalbe ONE, sans profil, résistant aux crevaisons	1"	24"	126,00

**⚠** Module obligatoire lors du choix de la roue motrice standard SILVERDESIGN ou active

Remarque : Les pneus sont composés d'un mélange caoutchouc et peuvent laisser des traces durables ou difficiles à enlever sur certains supports (p. ex. sols en matière synthétique, en bois ou parquets, tapis, moquettes).

Nous ne pouvons assumer aucune responsabilité pour des dommages dus à l'abrasion.

## 08 Freins

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
680	Frein à pression pour conducteur pour les roues avec le frein à tambour	0,00
305	Frein à pression pour conducteur pour les roues sans frein à tambour <b>⚠</b> Pas en combinaison avec les freins à tambour	0,00
60/650	Frein à compression unilatéral GAUCHE (levier de frein long rabattable incl.) <b>⚠</b> Pas en combinaison avec les mains courantes doubles DROITE (code 871/74)	164,00
74/650	Frein à compression unilatéral DROITE (levier de frein long rabattable incl.) <b>⚠</b> Pas en combinaison avec les mains courantes doubles GAUCHE (code 871/60)	164,00

### Options de frein

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
681	Rallonge de frein, rabattable, fixe <b>⚠</b> seulement e. c. avec frein CODE 305 ou 706	74,00
986	Rallonge du levier de frein, enfichable <b>⚠</b> seulement e. c. avec frein CODE 305 ou 706	53,00
<input type="checkbox"/> 73	<b>Frein latéral inclus dans le protège vêtement</b> Uniquement en combinaison avec code 100	378,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 09 Hauteur de la toile de dossier (HD)

Les ceintures dorsale peuvent être ajustées par des bandes de velcro

CODE	DÉSIGNATION	HAUTEUR	HT EUR €
434	Toile réglable en tension	340 mm	0,00
436	Toile réglable en tension	360 mm	0,00
438	Toile réglable en tension	380 mm	0,00
635	Toile réglable en tension	400 mm	0,00
442	Toile réglable en tension	420 mm	0,00
444	Toile réglable en tension	440 mm	0,00
2046	Toile réglable en tension  pas en combinaison avec barre de poussée CODE 502	460 mm	0,00
634	Toile réglable en tension  pas en combinaison avec barre de poussée CODE 502	480 mm	0,00
637	Toile réglable en tension  pas en combinaison avec barre de poussée CODE 502	500 mm	0,00
983	Réglage télescopique de la hauteur du dossier en 4 pas de 15 mm  pas e. c. avec le coude lombaire CODE 622 pas e. c. avec l'accoudoir pièce latérale CODE 107	350 - 410 mm	156,00
984	Réglage télescopique de la hauteur du dossier en 4 pas de 15 mm  pas e. c. avec le coude lombaire CODE 622 pas e. c. avec l'accoudoir pièce latérale CODE 107	400 - 460 mm	156,00

### Options de la toile de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2002	Housse de dossier 20 mm plus large  seulement en combinaison avec CODE 287 CODE 29, 983 et 984	0,00
593	Sans revêtement de dossier  recommandé lors de l'utilisation des systèmes dossier de positionnement	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## Dossier ergo seat Pro

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2032	Pelotes thoraciques ErgoSeat , petites, la paire <b>⚠</b> Recommandé pour une hauteur de dossier de 300 - 400 mm pas en combinaison avec le revêtement de dossier plus large CODE 2002 ou 2003	294,00

## Couleurs de la toile de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
287	Noir foncé, polyester	0,00
292	Tissu, respirant, noir <b>⚠</b> Seulement possible pour le dos	100,00

## 10 Angle du dossier

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
621	Dossier sans courbure lombaire	0,00
622	Dossier avec courbure lombaire <b>⚠</b> pas e. c. avec CODE 26 dossier, réglable en continu à 30° pas e. c. avec code 4212 dossier, réglable en continu à 20	0,00
29	Dossier réglable en angle à partir de la surface d'assise +/- 10° par paliers de 5° <b>⚠</b> Pas en combinaison avec courbure lombaire CODE 622 Pas en combinaison avec accoudoir CODE 107 à partir de l' hauteur de dossier 380 mm LPPR 9178604 LPPR € 603.65	250,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## Options de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
410	Poignée de poussée longue	0,00
413	Poignée de poussée courte <b>!</b> Pas en combinaison avec la barre de manœuvre CODE 814 pas en combinaison avec le frein à tambour CODE 706	0,00
502	Poignée de poussée, montée sur le tube du dos, réglable en hauteur en continu jusqu'à 170 mm <b>!</b> Uniquement e. c. avec une hauteur de ceinture dorsale de 340 - 440 mm pas e. c. avec une ceinture de sécurité. Barre stabilisatrice CODE 238	190,00
814	Tendeur de dossier démontable (stabilise le dossier en cas de charge plus élevée) <b>!</b> Seulement en combinaison avec la poignée de manœuvre longue CODE 410	80,00
238	Tendeur de dossier pliable, se plie avec le fauteuil <b>!</b> pas en combinaison avec tube de dossier télescopique CODE 983, 984 <input checked="" type="checkbox"/> pas en combinaison avec. Poignée de poussée CODE 502	110,00
913	Appui-tête, 300 mm, réglable en hauteur en continu <b>!</b> Seulement en combinaison avec la barre de manœuvre CODE 814 / LPPR: 9310446 LPPR €: 63.41	310,00
26	Dossier réglable en angle en continu à 30°, avec ressort à gaz pour hauteur de dossier 420 mm <b>!</b> Uniquement en combinaison avec la position de roue motrice A Uniquement en combinaison avec cadre moyen CODE 352 ou cadre long CODE 353 Uniquement en combinaison avec Roulettes d'appui CODE 728 ou 691 Uniquement en liaison avec le dos d'adaptation RH 420mm CODE 575/442 Uniquement en combinaison avec Parties latérales CODE 107 Uniquement en combinaison avec Carrossage 0° CODE 423 Uniquement en combinaison avec Rallonge d'empattement CODE 880 LPPR 9178604 LPPR € 603.65	342,00
4212	Dossier réglable en angle en continu sur 20°, avec vérin à gaz pour hauteur de dossier 420 mm <b>!</b> Uniquement en combinaison avec la position de roue motrice A Uniquement en combinaison avec cadre moyen CODE 352 ou cadre long CODE 353 Uniquement en combinaison avec Roulettes d'appui CODE 728 ou 691 Uniquement en liaison avec le dos d'adaptation RH 420mm CODE 575/442 Uniquement en combinaison avec Parties latérales CODE 107 Uniquement en combinaison avec Carrossage 0° CODE 423 LPPR 9178604 LPPR € 603.65	342,00

## 11 Ride Design : dossier

Veuillez indiquer le CODE de la fiche de commande RIDE :

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 12 Coussins

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
560	Coussin 30 mm / LPPR: 9310386 LPPR € : 34.90	33.08
561	Coussin 60 mm LPPR: 9310386 LPPR € : 34.90	33.08
7199	Netti Contour Respiratoire 3D Référence / LPPR: 9310386 LPPR € : 34.90	174,00

## 13 Assise Ride Design

Veuillez indiquer le CODE de la fiche de commande RIDE :

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 14 Protège-vêtements et accoudoirs

caractéristiques fonctionnelles indiquées:

- 1) fixe
- 2) relevable
- 3) amovible
- 4) verrouillable
- 5) accoudoir réglable en hauteur
- 6) avec recouvrement de roue
- 7) escamotable pour gain de place

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	HT EUR €
21	Accoudoir réglable en hauteur via un bouton-poussoir, extra long, compatible avec une tablette thérapeutique <b>!</b> Pas en combinaison avec le cadre court CODE 351	2,3,4,5,7	96,00
81	Accoudoir, manchette réglable en hauteur par bouton-poussoir, courte <b>!</b> En combinaison avec forme de cadre courte CODE 351 réglable en hauteur	2,3,4,5,7	0,00
84	Accoudoir réglable en hauteur via un bouton-poussoir, standard, compatible avec une tablette thérapeutique <b>!</b> Pas en combinaison avec le cadre court CODE 351	2,3,4,5,7	0,00
100	Garde boue en aluminium dans la couleur du cadre avec insert carbone <b>!</b> Pas en combinaison avec les roues arrières A passive Pas en combinaison avec le frein à tambour CODE 706	1,6	0,00
107	Accoudoir en noir, manchette réglable en hauteur et en profondeur via commande à une seule main, convient pour tablette thérapeutique <b>!</b> incompatible avec position d'axe C et D incompatible avec châssis court code 351 à partir de HSH 450 mm NC avec CODE 349	2,3,4,5,7	302,00
748	Accoudoir réglable en hauteur (vissé) avec garde boue aluminium dans la couleur du cadre avec insert carbone <b>!</b> Pas en combinaison avec les roues arrière position A passive convient à la table thérapeutique uniquement en combinaison avec la forme de châssis court CODE 351	1,5,6	0,00
98	Garde boue en aluminium dans la couleur du cadre avec insert en carbone et de 50 mm de garde boue	1,6	370,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 15 Potences repose pieds et Relève-jambes

CODE	DÉSIGNATION		HT EUR €
93	Potence 70°, amovibles, escamotables	Paire	0,00
759	Potence 70°, amovibles, escamotables	Gauche	0,00
760	Potence 70°, amovibles, escamotables	Droite	0,00
92	Repose jambes, amovibles, escamotables et réglable en angle / 9310417 LPPR € 77.88 X2	Paire	211,00
			
757	Repose jambes, amovibles, escamotables et réglable en angle / 9310417 LPPR € 77.88	Gauche	105,50
			
758	Repose jambes, amovibles, escamotables et réglable en angle / 9310417 LPPR € 77.88	Droite	105,50
			
52	Repose-jambes spécial amputation	Paire	209,00
4508	Repose-jambes spécial amputation	Gauche	104,50
4507	Repose-jambes spécial amputation	Droite	104,50
293	Potence compact 78°, amovibles, escamotables	Paire	124,00
2192	Repose-jambes raccourci, amovible, pivotant	Paire	720,00
	 seulement en combinaison avec. Longueur de châssis 351  seulement en combinaison avec Palettes CODE 798		
94	sans potences et repose-jambes		0,00

 CODE 92 seulement en combinaison avec repose-pied CODE 798 et pas en combinaison avec chassis court CODE 351  
CODE 2192 seulement en combinaison avec repose-pied CODE 798 et chassis court CODE 351

## Options de repose-jambes/repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
822	Sangles de coup de pieds (paire)	46,00
823	Talonnière (paire)	75,00
946	Sangle de mollet pour repose-pied individuel	21,50
359	Sangle pour mollet	0,00
2092	Réglage continu de la longueur de jambe	52,00
	 Seulement en combinaison avec le repose-jambes CODE 92	
2093	Réglage continu de la longueur de jambe	49,00
	 seulement en combinaison avec potence repose-jambes CODE 93	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## Longueur de jambe raccourcie

\*VUSL (mm) 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390

**A**

CODE	LDJ	DÉSIGNATION	HT EUR €
3532	<b>A</b>	Repose jambes raccourcies, amovibles, escamotables et relevables	59,00

## \*Repose-pieds (sélection cadre court)

\*USL K 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390

**A**

CODE	LJ	DÉSIGNATION	PROFONDEUR	HT EUR €
54	<b>A</b>	Palette, réglable en profondeur sur 60 mm (en 4 paliers) dans la couleur du cadre, rabattable vers le haut, réglable en hauteur et à angle réglable	150mm	0,00
87	<b>A</b>	Palette monobloc, réglable en profondeur sur 15 mm, dans la couleur du châssis, relevable, hauteur et angle réglables <b>!</b> <i>seulement en combinaison jusqu'à la largeur d'assis 480 mm</i>	100mm	0,00
798	<b>A</b>	Repose-pieds séparé, rabattable vers le haut et réglable en hauteur/à angle réglable <b>!</b> <i>à partir d'une largeur d'assise de 380 mm</i>	160mm	0,00
808	<b>A</b>	Palettes séparées aluminium, rabattable vers le haut, réglable en profondeur et en hauteur et à angle réglable	150mm	0,00
4312	<b>A</b>	Palette monobloc LED, avec feu avant et arrière, en profilé aluminium robuste dans la couleur du châssis, avec hauteur, profondeur et angle réglables en continu, y compris module Bluetooth <b>!</b> <i>à partir de la largeur d'assis 360 mm</i> <i>pas en combinaison avec CODE 822, 823, 946</i>	100mm	468,00
4313	<b>A</b>	Palette monobloc LED en aluminium robuste de la même couleur que le cadre, réglable en hauteur/profondeur et en angle, feu arrière inclus <b>!</b> <i>à partir de la largeur d'assis 360 mm</i> <i>pas en combinaison avec CODE 822, 823, 946</i>	100mm	408,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## Repose-pieds (sélectionner le châssis moyen/long)

\*USL M/L 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

**A**

CODE	LJ	DÉSIGNATION	PROFONDEUR	EUR €
54	<b>A</b>	Palette Monobloc, réglable en profondeur sur 60 mm (en 4 paliers) dans la couleur du cadre, rabattable vers le haut, réglable en hauteur et à angle réglable	150mm	0,00
87	<b>A</b>	Palette monobloc, réglable en profondeur sur 15 mm, dans la couleur du châssis, relevable, hauteur et angle réglables <b>⚠</b> seulement en combinaison jusqu'à la largeur d'assis 480 mm	100mm	0,00
798	<b>A</b>	Repose-pieds séparé, rabattable vers le haut et réglable en hauteur/à angle réglable <b>⚠</b> à partir d'une largeur d'assise de 380 mm	160mm	0,00
808	<b>A</b>	Repose-pieds séparé, rabattable vers le haut, réglable en profondeur et en hauteur et à angle réglable	150mm	0,00
4312	<b>A</b>	Palette monobloc LED en continu et aluminium dans la couleur du cadre réglable en hauteur-/ profondeur et en angle y compris module Bluetooth <b>⚠</b> seulement en combinaison à partir de la largeur d'assis 360 mm pas en combinaison avec CODE 822 Sangles de fixation pour chaussures pas en combinaison avec CODE 823 Talonnière pas en combinaison avec CODE 946 Sangles de mollet pour plaque repose-pieds individuelle	100mm	468,00
4313	<b>A</b>	Palette monobloc LED en aluminium dans la couleur du cadre , réglable en hauteur-/profondeur et en angle <b>⚠</b> seulement en combinaison à partir de la largeur d'assis 360 mm pas en combinaison avec CODE 822 Sangles de fixation pour chaussures pas en combinaison avec CODE 823 Talonnière pas en combinaison avec CODE 946 Sangles de mollet pour plaque repose-pieds individuelle	100mm	408,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**16 Couleurs du châssis**

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
130	Gris titan	0,00
206	Noir mat	0,00
227	Rouge métallique	0,00
224	Bleu métallique	0,00
4044	Rouge métallique mat	0,00
4049	Vert-Olive mat	0,00
4050	Sky Blue	0,00
4051	Craie	0,00
4922	Vert métallique	0,00
4919	Silverline	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 18 Flasques

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
489	Transparent  <i>Seulement en combinaison avec la ROUE SILVERDESIGN CODE 651</i>	215,00

## 19 Anti bascules

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
728	Anti-basculer escamotables, 1 paire, (recommandé)  <i>possible à partir de HSH 410mm</i>	220,00
729	Anti-basculer escamotable monté à gauche  <i>possible à partir de HSH 410mm</i>	110,00
730	Anti-basculer escamotable monté à droite  <i>possible à partir de HSH 410mm</i>	110,00
712	Anti-basculer, détachable, amovible, monté à gauche  <i>seulement en combinaison avec CODE 4930 ou béquille anti-basculer CODE 309</i>	67,00
713	Anti-basculer, détachable, amovible, monté à droite  <i>seulement en combinaison avec CODE 4931 ou béquille anti-basculer CODE 309</i>	67,00
691	Anti-basculer, enfichable, amovible (la paire)  <i>seulement e.c. avec CODE 309, 4930, 4931 Tubes d'entrée</i>	134,00
747	Roulettes de manœuvre (1 paire)  <i>pas e. c. avec rouleaux d'appui CODE 728, 729, 730</i>	199,00

### Tubes basculeur

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
309	Tubes basculeur (1 paire)  <i>seulement en combinaison avec anti-basculer CODE 691</i>	79,00
4930	Tube basculeur, montée à gauche  <i>seulement en combinaison avec anti-basculer CODE 712 ou 691</i>	39,50
4931	Tube basculeur, montée à droite  <i>seulement en combinaison avec anti-basculer CODE 713 ou 691</i>	39,50

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 20 Tables thérapeutiques / LPPR: 9310452 LPPR €: 76.84

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
929	Tablette thérapeutique en plastique, transparente, réglable pour la largeur d'assise de 380 à 580 mm <b>⚠</b> uniquement en combinaison avec l'accoudoir CODE 21, 84 ou CODE 107 avec forme de châssis moyen ou long uniquement en combinaison avec les accoudoirs CODE 81 avec forme de châssis court	175,00
930	Tablette thérapeutique pour conducteur autonome, en plastique, transparente, à enfiler pour la largeur assise définie, avec rebord à l'avant <b>⚠</b> à partir d'une largeur d'assise de 380 mm seulement avec accoudoir CODE 21, CODE 84 ou CODE 107 incompatible avec code 351	175,00
4662	Tablette thérapeutique, semi-latérale à gauche, en plastique, transparente, forme ergonomique <b>⚠</b> seulement en combinaison avec accoudoir CODE 21, CODE 84 ou CODE 107 incompatible avec châssis court CODE 351	286,00
4663	Tablette thérapeutique, semi-latérale à droite, en plastique, transparente, forme ergonomique <b>⚠</b> seulement en combinaison avec accoudoir CODE 21, CODE 84 ou CODE 107 incompatible avec châssis court CODE 351	286,00

**⚠** L'utilisation de la tablette thérapeutique CODE 929/CODE 930 avec des roues de 24" et une hauteur d'assise arrière inférieure à 470 mm entraîne une restriction au niveau de la hauteur des accoudoirs

## 21 Options

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
833	Ceinture de sécurité	52,00
970	Porte-canne <b>⚠</b> Seulement en combinaison avec tube basculeur CODE 309/4930/4931	52,00
819	Éclairage passif <b>⚠</b> pas en combinaison avec. CODE 752, 2473, 2461 et 2468	31,50
912	Pompe à air avec fixation	22,50
936	Planche de transfert en plastique pour le déplacement	108,00
585	Porte sérum « UNIVERSEL »	558,00
679	Fixation de pliage	26,50

### Options Xtrends

ARTICLE	DÉSIGNATION	HMV	HT EUR €
261519300	Sac-à-dos X-TREME		46,50
261519600	Sac de roue « BLACK WHEEL CASE », compatible avec des roues de max. 2 x 24" ou resp. roue 1 x 25" ou 26"	18.99.99.0999	97,00
1074231	Sac de roue « MEYRA ACTIVE », compatible avec des roues de max. 3 x 28"		140,00
206964600	Réflecteurs de rayons 3M	18.99.99.0999	27,50

## DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

## DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature



14 Code 21



10 Code 26



15 Code 52



15 Code 54



15 Code 87



15 Code 92




14 Code 98



14 Code 107



00 Code 174



08 Code 305




10 Code 410




10 Code 413



00 Code 418




10 Code 621



10 Code 622



08 Code 650



08 Code 681



19 Code 691



14 Code 748



15 Code 798



03 Code 880



10 Code 4212



15 Code 4312