

Numéro de version: #1048 - 03.03.2023

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

01 Largeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
38	LA 380 mm	0,00
40	LA 400 mm	0,00
43	LA 430 mm	0,00
46	LA 460 mm	0,00
48	LA 480 mm	0,00
350	LA 500 mm	0,00
53	LA 530 mm	0,00
35	Extension de la largeur d'assise de 30 mm	0,00
	 Pas en combinaison avec le frein à pression CODE 650	

02 Profondeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
615	PA 400 mm Modifiable ultérieurement sur 430 mm	0,00
788	ST 430 mm	0,00
619	PA 460 mm	0,00

03 Hauteur d'assise avant (HAAv) en combinaison avec la roue motrice et directrice (sans coussin)

En choisissant la HAAv, le roue directrice ainsi que la fourche sont automatiquement configurés. La hauteur d'assise arrière est automatiquement déterminée par l'inclinaison standard de l'assise d'environ 4 degrés, ce qui correspond à une différence d'environ 30 mm.

Code	Ø de la roue directrice en mm	HAAv en mm avec roue motrice de 22					HAAv en mm avec roue motrice de 24				
		390	400	420	430	435	450	470	485	500	515
325	Ø 125 caoutchouc plein										
154	Ø 142 caoutchouc plein souple										
161	Ø 180 Polyuréthane										
645	Ø 180 pneus à air										

 HAAv 390 mm, 400 mm, 420 mm, 430 mm seulement avec roue motrice 22". HAAv 390 mm, 400 mm, 420 mm, 430 mm y compris fourche de direction

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Option de hauteur d'assise


CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4906	Bloc d'espacement HEMI pour fourche, fixation latéral  <i>Seulement en combinaison avec les roues motrices 24 pouces</i>	97,06

Options de roue motrice



La position horizontale de l'axe est configurée en usine. Le réglage du centre de gravité peut être modifié ultérieurement.

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
880	Extension d'empattement de 60 mm	69,63

04 Mains courantes

CODE	DÉSIGNATION	∅	LPPR	LPPR €	EUR €
871	Double mains courantes pour largeurs d'assise jusqu'à 480 mm  <i>Seulement en combinaison avec des pneus PU CODE 902. Pas en combinaison avec des freins à tambour CODE 706</i>	24"	9310392	271.23	257,09
166	Revêtement de mains courantes en silicone	22" / 24"			113,94

05 Frein

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
651	Frein à pression	0,00
680/706	Frein à pression + frein à tambour pour l'accompagnateur	262,00
60/650	Frein à pression unilatéral gauche (levier de frein long rabattable incl.)  <i>Pas en combinaison avec l'extension de largeur d'assise CODE 35</i>	236,32
74/650	Frein à pression unilatéral droit (levier de frein long rabattable incl.)  <i>Pas en combinaison avec l'extension de largeur d'assise CODE 35</i>	236,32
681	Rallonge de levier de frein	79,12
986	Rallonge du levier de frein relevable, 1 paire	49,58

06 Pneumatiques

CODE	DÉSIGNATION	∅	EUR €
486/896	Pneus à air avec profil rainuré	22 x 1 3/8" et 24 x 1 3/8"	0,00
896/902	Pneus en PU, increvables	22 x 1 3/8" et 24 x 1 3/8"	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

07 Hauteur de sangle dorsale

CODE	DÉSIGNATION	HAUTEUR	EUR €
635	Sangle dorsale, modifiable ultérieurement entre 420 et 440 mm par paliers de 20 mm	400 mm	0,00
442	Sangle dorsale, modifiable ultérieurement entre 400 et 440 mm par paliers de 20 mm	420 mm	0,00
444	Sangle dorsale, modifiable ultérieurement entre 420 et 440 mm par paliers de 20 mm ⚠ Pas en combinaison avec les poignées de manœuvre réglables en hauteur CODE 502	440 mm	0,00
628	Sangle dorsale, réglable via des bandes velcro (dos réglable)	420 mm	157,00

08 Options de dossier

Lors d'une sollicitation unilatérale du dos, nous recommandons l'utilisation d'une barre de stabilisation ou d'un renforcement.

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
502	Poignée de manœuvre, montée sur le tube du dos, réglable en hauteur en continu jusqu'à 180 mm	189,00
814	Barre de manœuvre transversale, stabilise le dos en cas de charge plus élevée	80,00

09 Éléments latéraux et accoudoirs

1 = fixe 2 = relevable 3 = amovible 4 = verrouillable 5 = accoudoir réglable en hauteur 6 = avec recouvrement de roue 7 = escamotable pour gain de place

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	EUR €
577	Éléments latéraux en aluminium dans la couleur du cadre	2,3,4,7	0,00
70	Éléments latéraux longs en aluminium dans la couleur du cadre	2,3,4,7	45,00
107	Élément latéral avec accoudoirs réglables en hauteur via un bouton-poussoir et amovibles, adapté aux tétraplégiques	2,3,4,5,7	204,00
917	Kit d'espacement des accoudoirs pour le réglage de la hauteur en deux étapes jusqu'à maximum 30 mm pour les éléments latéraux code 70 et 577	5	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

12 Repose-jambes

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
94	Sans repose-jambes et pieds	0,00
93	Repose-jambes, amovibles et pivotants	0,00
759	Repose-jambes CODE 93, montage à gauche	0,00
760	Repose-jambes CODE 93, monté à droite	0,00
92	Repose-jambes, amovibles, pivotants et basculables vers le haut	156,00
757	Repose-jambes CODE 92 seul, monté à gauche (avec CODE 93 monté à droite)	79,00
758	Repose-jambes CODE 92 individuel, monté à droite Seulement en combinaison avec les repose-pieds (avec CODE 93 monté à gauche)	79,00
52	Repose-moignons individuel, amovible, pivotant et relevable, 1 paire	210,00
4507	Appui-jambes pour amputation, seul, monté à droite	105,00
4508	Amputateur de jambe, seul, monté à gauche	105,00

11 Repose-pieds

LSJ (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

A

CODE	LJ	DÉSIGNATION	EUR €
798	<input checked="" type="checkbox"/> A	Repose-pieds, rabattable vers le haut, réglable en hauteur et à angle réglable	0,00

10 Options des repose-jambes et pieds

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4698	Genouillère	16,00
822	Courroies de fixation pour chaussures (paire)	41,00
823	Talonnère (paire)	67,00
946	Sangle de mollet pour repose-pied individuel	17,00

Numéro de version: #1048 - 03.03.2023

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

12 Roulettes d'appui

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
691	Roulettes d'appui, réglables en longueur, amovibles (1 paire)	0,00
712	1 roulette d'appui, réglable en longueur, amovible, montée à gauche	0,00
713	1 roulette d'appui, réglable en longueur, amovible, montée à droite	0,00
728	Roulettes d'appui, pivotantes, réglables en longueur, amovibles (1 paire)	223,00
729	1 roulette d'appui, pivotante, réglable en longueur, amovible, montée à gauche	112,00
730	1 roulette d'appui, pivotante, réglable en longueur, amovible, montée à droite	112,00

13 Roulettes de manœuvre

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
746	1 paire de roulettes de manœuvre, freinables, par ex. pour les espaces étroits ou dans les avions ⚠ Pas en combinaison avec les rouleaux d'appui CODE 728, 729 et 730	293,00
747	1 paire de roulettes de manœuvre, sans frein, par ex. pour les espaces étroits ou dans les avions ⚠ Pas en combinaison avec les rouleaux d'appui CODE 728, 729 et 730	208,00

14 Tables thérapeutiques

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
929	Tablette thérapeutique en plastique, transparente, largeur d'assise réglable de 380 à 480 mm	264,00
930	Tablette thérapeutique pour conducteur autonome, en plastique, transparente, à enfiler pour la largeur d'assise définie, avec rebord à l'avant	245,00
60/931	Tablette thérapeutique, semi-latérale à gauche, en plastique, transparente, forme ergonomique	298,00
74/931	Tablette thérapeutique, semi-latérale à droite, en plastique, transparente, forme ergonomique	298,00

*Avec des roues de 24" et une hauteur d'assise arrière inférieure à 470 mm, l'utilisation de la table de thérapie CODE 929/930 entraîne une restriction de la hauteur des accoudoirs, c'est-à-dire que l'accoudoir doit être réglé plus haut en conséquence, car la position la plus basse de l'accoudoir n'est alors pas possible.

Numéro de version: #1048 - 03.03.2023

 Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**15 Autre Option**


CODE	DÉSIGNATION	EUR €
489	Protection pour les mains et les rayons transparente	217,00
585	Support pour perfusions « UNIVERSEL »	560,00
833	Sangle de maintien avec verrou	46,00
970	Porte-canne	46,00
819	Éclairage passif	28,00
912	Pompe à air avec fixation	20,00
936	Planche de transfert en plastique pour le déplacement	97,00
951	Filet pour accessoires (filet à provisions)	11,00
962	Sac-à-dos universel avec compartiment extérieur	65,00
560	Coussin, Trevira CS, noir	32,00

DONNÉES UTILISATEURS

Prénom
 Nom
 Rue
 CODE POSTAL
 Ville
 Pays
 Anniversaire
 Diagnostic 1
 Diagnostic 2
 Téléphone
 Téléphone portable
 E-mail
 Numéro de commande

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise
 2) Largeur du siège
 3) Largeur de la poitrine
 4) Profondeur de poitrine
 5) Hauteur du coude
 6) Hauteur sous les aisselles
 7) Hauteur du dos
 8) Hauteur de la tête
 9) Longueur de l'avant-bras
 10) Longueur du bas de la jambe
 Taille du corps
 Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature