

# EUROCHAIR

1.850

 **Poids d'utilisateur autorisé**

120 kg

150 kg version renforcée





Le frein à genouillère



Repose-jambes pivotants vers l'intérieur et l'extérieur



accoudoirs amovibles



Tube basculeur de série

## Fonctionnel et intelligent

### **RENTABILITÉ**

- Produit à longue durée de vie grâce à l'utilisation de matériaux haut de gamme et des finitions de grande qualité, besoin en réparation réduit
- \*Optimale Anpassung durch sehr viele Optionen (keine Umversorgung erforderlich)
- Approvisionnement en pièces détachées assuré sur le long terme grâce à une structure de commerce spécialisé généralisée
- Réutilisation optimale grâce à l'ajustement simple au nouvel utilisateur

### **BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE**

- Favorise la mobilité autonome grâce à l'ajustement précis à l'utilisateur
- Position assise non fatigante, même sur une période prolongée
- Manipulation simple des éléments latéraux et des repose-jambes
- Bonnes propriétés antifriction avec une force motrice réduite
- Très bon ajustement à différents domaines d'utilisation car la même hauteur d'assise peut être réglée sur différentes tailles de roues

### **DOMAINE D'UTILISATION**

- Équipement complet pour une utilisation continue
- Prise en charge optimale de nombreuses maladies grâce aux nombreuses possibilités de réglage
- Utilisation domestique principalement mais aussi dans des centres de réhabilitation pour atteindre des objectifs thérapeutiques
- Utilisation avec différents types d'entraînement

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

**MEYRA**



### Prix modèle de base HT €: 1.195,00

- LPPR: 9178656 VHP, propulsion manuelle, pliant, à dossier non inclinable
- LPPR €: 558,99
- LPPR: 9178604 VHP, propulsion manuelle, pliant à dossier réglable en angle
- LPPR €: 603,65



### Équipement de base

- Roues motrices 24"
- Mains courantes aluminium
- Distance entre les pneus de préhension étroite (modifiable en large)
- Pneus en PU, increvables
- Roue directrice 142 mm caoutchouc plein souple
- Dossier avec courbure lombaire
- Élément latéral relevable
- Repose-jambes amovible, pivotant
- Profondeur d'assise 430 mm
- Ceinture de sécurité et sangle dorsale : polyester, noir
- Couleur du cadre Silverline



### Poids d'utilisateur autorisé

120 kg  
150 kg version renforcée



### Remarques

Tous nos tarifs sont hors TVA !  
Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB)  
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren> Lors d'un déplacement en transports publics (p. ex. en train), les dimensions du fauteuil roulant peuvent dépasser les valeurs recommandées par les entreprises de transport. Veuillez vous renseigner au préalable. Lors de l'utilisation de vérin à gaz, le poids autorisé ne doit pas être dépassé.

Valable du 01.01.2023 au 31.12.2023.  
Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse [www.kiss-by-meyra.de](http://www.kiss-by-meyra.de) pour les commandes et les configurations  
Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités



## Caractéristiques techniques

Largeurs d'assise en mm	380/400/430/460/480/500
Largeur en ordre de marche en mm à partir de	Largeur d'assise +180
Largeur pliée en mm à partir de	280
Profondeur d'assise en mm	400/430/460
Hauteur d'assise avant/arrière en mm	*variable 420 - 530 / 390 - 500
Hauteur totale en mm	variable 750 - 980
Hauteur de dos en mm	350/380/420/450
Hauteur d'accoudoir en mm	230
Longueur avec repose-pieds en mm	1020
Poids de la personne	120 kg / 150 kg
Poids à vide	15 kg
Poids total aut.	*140 kg / 175 kg
Poids de transport	9 kg
Roue motrice	*22 Zoll / 24 Zoll
Test de freinage selon les normes	7°


Numéro de version: #1010 - 15.01.2023

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 01 Largeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
38	LA 380 mm	0,00
40	LA 400 mm	0,00
43	LA 430 mm	0,00
46	LA 460 mm	0,00
48	LA 480 mm	0,00
350	Version renforcée avec double croisillon  poids d'utilisateur jusqu'à 150 kg	99,17

## 02 Profondeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
615	PA 400 mm Modifiable ultérieurement sur 430 mm	0,00
788	PA 430 mm	0,00
619	PA 460 mm	0,00

## 03 Hauteur d'assise avant (HAAv) en combinaison avec la roue directrice (sans coussin)

Veillez sélectionner la hauteur d'assise souhaitée en choisissant une combinaison possible de hauteur d'assise et de taille de roue

Code	Ø Roue directrice	Hauteur d'assise avant en mm												
		420	445	450	460	470	475	480	485	490	500	505	510	520
325	125 Ø caoutchouc plein													
154	142 Ø caoutchouc plein souple													
143	150 Ø Flexel													
161	180 Ø PU													
645	180 Ø pneu gonflable													

Numéro de version: #1010 - 15.01.2023

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 04 Coussins

CODE	DÉSIGNATION		LPPR	LPPR €	EUR €
560	Coussin, noir	30 mm	9310386	34.90	33,76
561	Coussin, noir	60 mm			33,76

## 05 Hauteur d'assise arrière (HAAr) en combinaison avec la roue motrice et la position d'essieu

HAAr (mm)	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520
<b>A</b>																											
<b>B</b>																											
<b>C</b>																											
<b>D</b>																											
<b>E</b>																											
<b>F</b>																											
<b>G</b>																											
<b>H</b>																											

### Roue motrice position d'essieu horizontale

CODE	Ø roue motrice	ACTIF / HAAr (mm)	PASSIF / HAAr (mm)
651/895	Roue 22 x 1", frein à pression	<b>A</b>	<b>B</b>
651/896	Roue 22 x 1 3/8", frein à pression	<b>C</b>	<b>D</b>
651/895	Roue 24 x 1", frein à pression	<b>E</b>	<b>F</b>
651/896	Roue 24 x 1 3/8", frein à pression	<b>G</b>	<b>H</b>
706/895	Roue 24 x 1", frein tambour	<b>E</b> 276,41	<b>F</b> 276,41
706/896	Roue 24 x 1 3/8", frein tambour	<b>G</b> 276,41	<b>H</b> 276,41

### Options de roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
878	Extension d'empattement de 70 mm <b>⚠</b> en liaison avec les roues 22" et PA 460 mm, seulement en liaison avec CODE 706 Frein tambour	132,93

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes



Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## Options de frein

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
986	Rallonge du levier de frein relevable, 1 paire	49,59

## 06 Mains courantes

CODE	DÉSIGNATION	Ø	Ø	LPPR	LPPR €	EUR €
494	Aluminium	22"	24"			0,00
871	Double mains courantes pour LA jusqu'à 480 mm  Seulement en combinaison avec les pneus PU CODE 902 Incompatible avec le frein à tambour CODE 706	-	24"	9310392	271,23	271,23
168	Mains courantes spéciales Optigripp pour tétraplégiques  Seulement avec écart de main courantes	-	24"			311,23
166	Revêtement des mains courantes en silicone, lisse, noir	22"	24"			113,94
692	Écart des mains courantes	22"	24"			0,00

## 07 Pneumatiques

CODE	DÉSIGNATION	Ø	Ø	EUR €
486	Pneus à air avec profil rainuré	22"	24"	0,00
902	Pneus en PU, increvables	22"	24"	0,00

## 08 Hauteur de dossier

Toile de dossier	Hauteur du dos			
	350 mm	380 mm	420 mm	450 mm
Toile de dossier standard, non réglable				
Toile de dossier réglable avec bandes velcro	165,63	165,63	165,63	165,63



Numéro de version: #1010 - 15.01.2023

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.


## 09 Option de dossier

CODE	DÉSIGNATION	LPPR	LPPR €	EUR €
621	Dossier sans courbure lombaire			0,00
622	Dossier avec courbure lombaire			0,00
502	Poignée de manœuvre, montée sur le tube du dos, réglable en hauteur en continu jusqu'à 180 mm			19,40
814	Barre de manœuvre transversale, stabilise le dos en cas de charge plus élevée			84,40
29	Dos, +/- 10° angle réglable en 3 paliers à partir de la surface d'assise  dossier réglable CODE 628 ou 633, barre de stabilisation CODE 814 et accoudoir CODE 81			289,07
594	Dossier inclinable de 30° réglable par paliers de 7,5° à partir de la surface d'assise  Seulement en combinaison avec rallonge de l'empatement CODE 878, dossier réglable CODE 628 ou 633, barre de stabilisation CODE 814	9178604	603,65	446,27

 Pas de combinaison avec le code LPPR 9178656 dossier fixe

## 10 Protège vêtements et accoudoirs

1 = fixe 2 = relevable 3 = amovible 4 = verrouillable 5 = accoudoir réglable en hauteur 6 = avec recouvrement de roue 7 = escamotable pour gain de place

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	EUR €
70	Accoudoirs longs en aluminium dans la couleur du cadre	2,3,4,7	0,00
77	Accoudoirs obliques en aluminium dans la couleur du cadre	2,3,4,7	96,00
81	Accoudoirs avec manchette réglable en hauteur via un bouton poussoir, amovible 250 mm de long, adapté aux tétraplégiques	3,4,5	171,00
107	Accoudoirs avec manchette réglables en hauteur via un bouton poussoir et amovibles, adapté aux tétraplégiques	2,3,4,5,7	198,00
917	Kit d'espacement des accoudoirs pour le réglage de la hauteur en deux étapes jusqu'à max. 30mm  seulement en combinaison avec les éléments latéraux CODE 70 ou 77		0,00



Numéro de version: #1010 - 15.01.2023

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 11 Repose-jambes

CODE	DÉSIGNATION	LLPR	LPPR €	EUR €
94	Sans repose-jambes et repose-pieds			0,00
93	Repose-pieds amovibles et pivotants			0,00
759	Repose-pieds CODE 93, montage à gauche			0,00
760	Repose-pieds CODE 93, monté à droite			0,00
92	Repose-jambes amovibles, pivotants et basculables vers le haut			164,58
757	Repose-jambes CODE 92 seul, monté à gauche + CODE 93 monté à droite)	9310417	77.88	73,83
758	Repose-jambes CODE 92 individuel, monté à droite Seulement en combinaison avec les repose-pieds (avec CODE 93 monté à gauche)	9310417	77.88	73,83
52	Repose-moignons, amovible, pivotant et relevable, 1 paire			221,55
4507	Repose-moignon individuel monté à droite			110,77
4508	Repose-moignon individuel monté à gauche			110,77

## 12 Repose-pieds

LSJ (mm) 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

**A**

CODE	LJ	DÉSIGNATION	PROFONDEUR	EUR €
54	<b>A</b>	Repose-pieds continu, réglable en profondeur sur 60 mm (en 4 paliers) rabattable vers le haut, réglable en hauteur et à angle réglable	150 mm	91,00
806	<b>A</b>	Repose-pieds séparés, rabattables vers le haut et réglables en profondeur sur 40 mm	180 mm	0,00
808	<b>A</b>	Repose-pieds séparés, rabattables vers le haut, réglables en profondeur et à angle réglable	180 mm	83,00

## 13 Options des repose-jambes et pieds

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4698	Genouillère	16,00
822	Sangle de fixation pour chaussures (paire)	41,00
823	Talonnère (paire)	67,00

Numéro de version: #1010 - 15.01.2023

 Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**14 Couleurs de cadre**

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4919	Silverline	0,00
229	Bleu marine	0,00
230	Rouge bordeaux	0,00

**15 Option de toile de dossier**

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
287	Noir foncé, polyester	0,00

**16 Protection pour les mains et les rayons**

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
489	Flasques Transparenes	217,00

**17 Anti-bascules**

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
691	Anti-bascules, réglables en longueur, amovibles (1 paire)	123,00
712	1 anti-basculé, réglable en longueur, amovible, montée à gauche	66,00
713	1 anti-basculé, réglable en longueur, amovible, montée à droite	66,00

**18 Roues transit**

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
746	1 paire de roues transit <b>avec frein</b>	309,11

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 14 Tables thérapeutiques

CODE	DÉSIGNATION	LLPR	LPPR €	EUR €
929	Tablette thérapeutique en plastique, transparente, largeur d'assise réglable de 380 à 480 mm	9310452	63.41	278,52
930	Tablette thérapeutique pour conducteur autonome, en plastique, transparente, à enfiler pour la largeur d'assise définie, avec rebord à l'avant	9310452	63.41	258,47
60/931	Tablette thérapeutique, semi-latérale à gauche, en plastique, transparente, forme ergonomique			314,39
74/931	Tablette thérapeutique, semi-latérale à droite, en plastique, transparente, forme ergonomique			314,39

\*Avec des roues de 24" et une hauteur d'assise arrière inférieure à 470 mm, l'utilisation de la table de thérapie CODE 929/930 entraîne une restriction de la hauteur des accoudoirs, c'est-à-dire que l'accoudoir doit être réglé plus haut en conséquence, car la position la plus basse de l'accoudoir n'est alors pas possible.

## 20 Autre Option

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
585	Support pour perfusions « UNIVERSEL »	590,80
833	Sangle de maintien avec verrou	48,53
970	Porte-canne	48,53
819	Éclairage passif	29,54
912	Pompe à air avec fixation	21,10
936	Planche de transfert en plastique pour le déplacement	102,33
951	Filet pour accessoires (filet à provisions)	11,60
962	Sac-à-dos universel avec compartiment extérieur	68,54

## 21 Options en fabrication spéciale


CODE	DÉSIGNATION	EUR €
3040	Version antimagnétique, équipement sur demande	3.541,00

## DONNÉES UTILISATEURS

Prénom  
 Nom  
 Rue  
 CODE POSTAL  
 Ville  
 Pays  
 Anniversaire  
 Diagnostic 1  
 Diagnostic 2  
 Téléphone  
 Téléphone portable  
 E-mail  
 Numéro de commande

## DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise  
 2) Largeur du siège  
 3) Largeur de la poitrine  
 4) Profondeur de poitrine  
 5) Hauteur du coude  
 6) Hauteur sous les aisselles  
 7) Hauteur du dos  
 8) Hauteur de la tête  
 9) Longueur de l'avant-bras  
 10) Longueur du bas de la jambe  
 Taille du corps  
 Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature