

# SMART S

2.370

 **Poids d'utilisateur autorisé**  
150 kg

 **Adapté au transport de personnes**





Système de pliage optimisé avec des dimensions réduites



Forces d'actionnement extrêmement réduites



Réglage individuel du châssis



Élément latérale unique avec accoudoir réglable en hauteur d'une seule main

## Nouvelle ligne active

### **RENTABILITÉ**

- Grande compatibilité des pièces
- Usure et nécessité des réparations réduites grâce à la construction intégrale du cadre et à la qualité des composants
- Approvisionnement en pièces détachées rapide et assuré sur le long terme grâce à une structure de commerce spécialisé généralisée

### **BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE**

- Stabilisation et mobilisation des utilisateurs avec des maladies neurologiques, entre autres grâce à la fluidité optimale du roulement, au bon soutien pour l'assise et au poids réduit
- La construction avant droite et les repose-jambes pivotants amovibles permettent de passer sans problème à proximité des objets du quotidien
- Mécanisme de pliage pour un chargement autonome dans la voiture
- S'adapte aux modifications de fonctions de l'utilisateur, par ex. via l'ajout d'entraînements électriques
- Gamme d'équipement complète pour les utilisateurs sur le long terme

### **DOMAINE D'UTILISATION**

- Pour les soins permanents et de longue durée
- Très bien adapté à de nombreuses maladies, même pour les personnes très atteintes
- Pour les utilisateurs encore capables de marcher et de se tenir debout (transfert via la position debout)
- En cas de maladies neurologiques

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

**Veillez envoyer le formulaire de commande rempli à: [mminin@meyragroup.com](mailto:mminin@meyragroup.com) Service après-vente: 01 34 64 15 58**

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

**MEYRA**



**Prix modèle de base**

**HT 2.098,00 / TTC 2.213,39 €**



**Poids d'utilisateur autorisé**  
150 kg

**LPPR: 9178656 VHP, propulsion manuelle, pliant, à dossier non inclinable**

**LPPR €: 558,99**

**LPPR: 9178604 VHP, propulsion manuelle, pliant à dossier réglable en angle**

**LPPR €: 603,65**



**Adapté au transport de personnes**



**Remarques**

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB)  
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2024 – 31.12.2024.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse [www.kiss-by-meyra.de](http://www.kiss-by-meyra.de) pour les commandes et les configurations  
Veillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités



## Caractéristiques techniques

<sup>1)</sup> Lors de l'utilisation d'entraînements supplémentaires, il ne faut dépasser le poids total autorisé

Largeurs d'assise en mm	320/340/360/380/400/420/440/460/480/500/520
Largeur en ordre de marche en mm à partir de	Largeur du siège + 180
Largeur pliée en mm à partir de	280 avec carrossage 0° / 330 avec carrossage 3°
Profondeur d'assise en mm	380/400/420/440/460/480/500
Hauteur d'assise avant/arrière en mm	400 à 540 / 370 à 530
Hauteur totale en mm	Hauteur d'assise AR + hauteur du dossier
Hauteur de dos en mm	variable de 250 à 500 +25 mm
Hauteur d'accoudoir en mm	env. 170 - 245
Longueur avec repose-pieds en mm	880 - 1030 (dépendant en fonction de la longueur du châssis, de la taille de roue et de la position de l'axe)∅
Poids de la personne	150 kg
Poids à vide	à partir de 10,5 kg
Poids total aut.	170 kg <sup>1)</sup>
Poids de transport	6,5 kg
Roue motrice	560mm (22") / 600 mm (24") / 635 mm (25") / 660 mm (26")
Test de freinage selon les normes	7°

Numéro de version: #1172 - 04.01.2024

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande


Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 01 Forme du châssis / largeur d'assise / Profondeur d'assise

	Chassis court 79° (C-351)			Chassis moyen 79° (C-352)		Chassis long 79° (C-353)	
	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
Largeur/profondeur d'assise	PA 380 mm	PA 400 mm	PA 420 mm	PA 440 mm	PA 460 mm	PA 480 mm	PA 500 mm
LA 320 mm (C-32)							
LA 340 mm (C-34)							
LA 360 mm (C-36)							
LA 380 mm (C-38)							
LA 400 mm (C-40)							
LA 420 mm (C-342)							
LA 440 mm (C-344)							
LA 460 mm (C-46)							
LA 480 mm (C-48)							
LA 500 mm (C-350)							
LA 520 mm (C-952)							

Pochette en dessous de l'assise incluse.

### Variobloc

CODE	DÉSIGNATION	Largeur totale	HT EUR €
992	Varioblock pour moteur d'entraînement supplémentaire	plus 20 mm	112,00
	 Servomoteurs ALBER seulement en combinaison avec CODE 81 Accoudeur court ou CODE 84		

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 03 Hauteur d'assise avant (HAAv) avec la roue directrice (sans coussin)

La différence de la hauteur de siège maximale autorisée entre la hauteur avant et arrière est de 90 mm

Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)

Code	Roue directrice	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
151/908	Ø 100 caoutchouc noir															
151/909	Ø 100 Caoutchouc plein gris															
325/908	Ø 125 caoutchouc noir															
325/909	Ø 125 Caoutchouc plein gris															
327/908	Ø 142 caoutchouc à fond doux, noir															
327/909	Ø 142 caoutchouc à fond doux, gris															
645	Ø 180 pneus à air															
161	Ø 180 caoutchouc plein															

## Hauteur d'assise avant (HAAv) avec la roue directrice (sans coussin)

Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)

Code	Roue directrice	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
2480	Ø 100 x 23 mm noir	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00
2481	Ø 100 x 32 Roue aluminium argent	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00
2482	Ø 125 x 32 Roue aluminium argent	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00

 Pneu: CODE 2480 caoutchouc plein, transparent/couleur - CODE 2481/2482 caoutchouc plein noir

## Hauteur d'assise avant (HAAv) avec les roues directrices en carbone (sans coussin d'assise)

Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)

Code	Roue directrice	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
2495	Ø 100 x 30 mm, noir	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00
2496	Ø 125 x 30 mm, noir	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00

 Pneu: plein caoutchouc, noir

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## Hauteur d'assise avant avec les roues directrices en aluminium (sans coussin d'assise)

Code	Roue directrice	Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)											
		400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
2483	Ø 100 x 37 mm, Argent	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2484	Ø 100 x 37 mm, noir	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2485	Ø 100 x 37 mm, blanc	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2486	Ø 100 x 37 mm, rouge	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2487	Ø 100 x 37 mm, bleu	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2488	Ø 100 x 37 mm, orange	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2489	Ø 125 x 37 mm, argent	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2490	Ø 125 x 37 mm, noir	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2491	Ø 125 x 37 mm, blanc	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2492	Ø 125 x 37 mm, rouge	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2493	Ø 125 x 37 mm, bleu	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
2494	Ø 125 x 37 mm, orange	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00

 Pneu: plein caoutchouc, noir

### Options de roue directrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
903	Fourche directrice renforcé	44,50
2144	Liaison de tête de direction fixe  recommandée pour une utilisation très active ou l'utilisation d'entraînements supplémentaires	55,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 04 Roues motrices en combinaison avec la hauteur d'assise

La différence de la hauteur de siège maximale autorisée entre la hauteur avant et arrière est de 90 mm

HAAr (mm) 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530

A  
B  
D  
E

CODE	HAAr	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR €
651	B	Roue arrière standard alu (Paire)	22"	0,00
706	B	Roue à frein à tambour avec rayons radiaux et frein à tambour pour l'accompagnateur ⚠ <i>Seulement en combinaison avec carrossage 0° CODE 423</i> <i>Seulement en combinaison avec barre du poussée CODE 412 ou CODE 502</i> <i>Recouvrement de roue CODE 98 recommandé</i>	22"	329,00
651	A	Roue arrière standard alu (Paire)	24"	0,00
2651	A	Roue standard, noir, axe d'emboîtement inclus (Paire)	24"	0,00
706	A	Roue à frein à tambour avec rayons radiaux et frein à tambour pour l'accompagnateur ⚠ <i>Uniquement en combinaison avec les poignées de poussée CODE 412 ou 502</i> <i>Il est recommandé de recouvrir les roues CODE 98</i>	24"	329,00
848	A	SILVERDESIGN avec rayons radiaux et moyeu à flasque haut, arbre de roue incl. (paire)	24"	120,00
695	A	Roue active avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir ⚠ <i>Pas e.c. avec des pneus PU CODE 902</i> <i>Recommandé à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou en cas de conduite dynamique</i> <i>Pas e.c. avec des pneus PU CODE 902. Pneus à pinces Carbolife CODE 849, 850, 853</i>	24"	120,00
695	D	Roue active avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir ⚠ <i>Pas e.c. avec des pneus PU CODE 902</i> <i>Recommandé à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou en cas de conduite dynamique</i> <i>Pas e.c. avec des pneus PU CODE 902. Pneus à pinces Carbolife CODE 849, 850, 853</i>	25"	120,00
695	E	Roue active avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir ⚠ <i>Pas e.c. avec des pneus PU CODE 902</i> <i>Recommandé à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou en cas de conduite dynamique</i> <i>Pas e.c. avec des pneus PU CODE 902. Pneus à pinces Carbolife CODE 849, 850, 853</i>	26"	120,00
2469	A	Spinergy CLX, roue motrice en carbone, rayons et moyeu noirs	24"	1.248,00
2470	A	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, rayons, jante et moyeu noirs	24"	908,00
2471	A	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons blancs	24"	908,00
2472	A	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons orange	24"	908,00



Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande



Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## Roues motrices en combinaison avec la hauteur d'assise

La différence de la hauteur maximale autorisée entre la hauteur d'assise avant et arrière est de 100 mm!

HAAr (mm) 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

A  
B  
C  
D

CODE	HAAr	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR €
752	B	Roue légère incl. pneus 8 bar, freins pression - mains courantes alu	22"	346,00
2465	A	Six-Star avec pneus haute pression 8 bar et main courante en alu	24x1"	724,00
752	A	Roue légère incl. pneus 8 bar, freins pression - mains courantes alu	24"	346,00
2466	C	Roue de Cross, y compris pneus à gros crampons et pneus à griffes en acier inoxydable (paire)	24x1,75"	500,00
2461	A	Roue motrice Day-Lite en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs, pneu à griffe en aluminium noir et pneu MBL Gazelle noir  poids max. de l'utilisateur 100kg	24x1"	386,00
2468	D	Roue Day-Lite en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs, mains courantes en aluminium noir et pneu MBL Speedlite noir  poids max. de l'utilisateur 100kg	25x1"	342,00
2473	A	Roue Blacklight en aluminium, uniquement avec pneus Schwalbe Marathon Plus et mains courantes en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs	24x1"	342,00

 Roues complètes - ne pas choisir les pneus et les griffes !

## 05 Position horizontale de la roue motrice (réglage du centre de gravité)

Position	AKTIF (Pos. - mm)			MOYEN (Pos. -mm)		PASSIF (Pos. - mm)	
	1 - 100**	2 - 90**	3 - 80	4 - 70	5 - 60	6 - 50	7 - 40
Position							

 Méthode de mesure : du centre du tube du dossier jusqu'au centre de l'axe en mm

Position de la roue motrice 1 et 2 ne peut pas être montée en combinaison avec le châssis court CODE 351

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## Options de roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
697	Déverrouillage pour les tétraplégiques, facilite le retrait de la roue motrice <b>⚠</b> Uniquement en combinaison avec roue motrice CODE 848 ou CODE 695	0,00
423	Carrossage 0° (piste réglable et carrossage modifiable ultérieurement)	0,00
447	Carrossage 3° (piste réglable et carrossage modifiable ultérieurement)	32,00

## 06 Mains courantes et options de main courante

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
445	Mains courantes en titane <b>⚠</b> Uniquement en combinaison avec roue active CODE 695 et roue Spinergy CODE 2469, 2470, 2471, 2472	222,00
493	Mains courantes en inox (paire)	0,00
494	Mains courantes en aluminium (paire) <b>⚠</b> Incompatible avec la roue active CODE 695	0,00
168	Mains courantes tetra optigrip	330,00
849	Curve L, aluminium noir anodisé, profil de main courante ergonomique, H 31 mm	360,00
850	Curve L Tetra Grip, revêtement antiglisse, aluminium, adapté our tétraplégiques, profilé de main courante ergonomique, H 31 mm	426,00
853	Gekko, aluminium noir anodisé avec rebord en caoutchouc amovible, profil ergonomique, H 31 mm	602,00
871	Mains courantes doubles pour largeurs d'assise jusqu'à 480 mm <b>⚠</b> Combinable uniquement avec les pneus CODE 902 pas combinable avec les freins à tambour CODE 706 ne convient pas en cas de conduite très active	850,00

**LPPR: 9310392 LPPR €: 271.23**

## Options de mains courantes

CODE	DÉSIGNATION	Ø	Ø	HT EUR €
166	Revêtement en silicone lisse, noir <b>⚠</b> Incompatible avec main courante en aluminium CODE 494	22"	24"	112,00
692	Distance mains courantes étroite			0,00
693	Distance mains courante large			0,00

Numéro de version: #1172 - 04.01.2024

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 07 Pneumatiques

CODE	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR €
474	Pneus PU, increvables noirs	24x1"	0,00
486	Pneus gonflés 4 bars	22x1 3/8" - 24x1 3/8"	0,00
496	Pneus à air ( pneus pleins) 8 bar	22x1" - 24x1"	0,00
902	Pneus en PU, increvables <b>⚠</b> Incompatible avec la roue active CODE 695	22x1" - 24x1"	0,00
902	Pneus en PU, increvables <b>⚠</b> Incompatible avec la roue active CODE 695	22x1 3/8" - 24x1 3/8"	0,00
897	Pneus Marathon Plus Evolution, protection contre les crevaisons	22x1" - 24x1"	64,00
363	Pneus Schwalbe ONE, sans profil, résistant aux crevaisons	22x1" - 24x1"	61,00
395	Pneus Maxxis VN Master Alpha protect noirs, increvables, 10 bar	22x1" - 24x1" - 25x1" - 26x1"	30,00

**⚠** les pneus sont composés d'un mélange caoutchouc et peuvent laisser des traces durables ou difficiles à enlever sur certains supports (p. ex. sols en matière synthétique, en bois ou parquets, tapis, moquettes).

Nous ne pouvons assumer aucune responsabilité pour des dommages dus à l'abrasion.

## 08 Freins

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
305	Frein à pression utilisateur	0,00
60/650	Frein à pression unilatéral, à gauche (avec levier de frein long, rabattable)	248,00
74/650	Frein à pression unilatéral, à droite (avec levier de frein long, rabattable)	248,00
73	Frein latéral, inclus dans le protège vêtement <b>⚠</b> Incompatible avec la garde boue CODE 100 , recommandé avec code 98	316,00
681	Rallonge de frein, rabattable, fixe	52,00
986	Rallonge du levier de frein, enfichable	43,50
<input type="checkbox"/> 2595	Frein à pression Light ( Types ciseaux )	110,00




## 09 Hauteur de la toile de dossier (HD)

DÉSIGNATION	Hauteur de sangle dorsale en mm					
	(C-620)	(C-626)	(C-631)	(C-632)	(C-633)	(C-637)
	250	300	350	400	450	500

Toile de dossier, adaptable via des sangles velcro réglables ultérieurement +25 mm

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

### Options de la toile de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2002	Housse de dossier 20 mm plus large  seulement en combinaison avec CODE 287 textile noir ou 292 maille, respirant, noir	0,00
2003	Housse de dossier 40 mm plus large  seulement en combinaison avec CODE 287 textile noir ou 292 maille, respirant, noir	0,00
593	Sans revêtement de dossier  recommandé lors de l'utilisation des systèmes dossier de positionnement	0,00

### Couleurs toile de dossier et assises

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
235	Noir Trevira	0,00
292	Tissu, respirant, noir	124,00
296	Tissu, respirant, rouge	124,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 10 Dossiers

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
410	Dossier avec poignée de poussée courte	0,00
412	Dossier avec poignée de poussée longue	53,00
141	Poignée de poussée rabattable <b>⚠</b> seulement en combinaison avec dos sans pli lombaire CODE 621	150,00
502	Dossier avec poignée de poussée, montée sur le tube du dos, réglable en hauteur en continu jusqu'à 150 mm <b>⚠</b> Pas combinable avec la poignée de poussée CODE 140/141	188,00
140	Poignée de poussée intégrée dans le tube du dossier, hauteur réglable en continu jusqu'à 100 mm <b>⚠</b> Incompatible avec code 622 et incompatible avec hauteur de dossier 250 mm code 62	282,00
238	Tendeur de dossier pliant <b>⚠</b> Pas en combinaison avec poignées de poussée CODE 502	146,00

## Options de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
29	Dossier à angle réglable à partir de la surface d'assise, +/- 15° par paliers de 5°, réglable ultérieurement <b>⚠</b> à partir d'une hauteur de dossier de 300 mm seulement e.c. avec poignée de poussée CODE 410 / 412 Pas e.c. avec. Pliage lombaire Code 622 Pas e.c. avec hauteur du dossier 250 mm pas e.c. avec accoudoir tube CODE 24	100,00
621	Dossier sans courbure lombaire	0,00
622	Dossier avec courbure lombaire <b>⚠</b> Possible à partir de la hauteur de dossier 300 mm	65,00
2032	Pelotes thoraciques ErgoSeat , petites, la paire <b>⚠</b> Recommandé pour la hauteur de dossier 300 - 400 mm	260,00
814	Tendeur de dossier démontable, stabilise le dos en cas de charge plus élevée <b>⚠</b> Incompatible avec la poignée de poussée CODE 141 et recommandé à partir de la largeur d'assise 460	160,00
913	Appuie-tête, 300 mm, réglable en hauteur en continu <b>⚠</b> Seulement combinable avec tendeur de dossier CODE 814	271,00

**LPPR: 9310446 LPPR €: 63.41**

## 11 Ride Design : dossier

Veuillez indiquer le CODE de la fiche de commande RIDE :

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 12 Coussins





CODE	DÉSIGNATION		HT EUR €
560	Coussin 30 mm	<b>LPPR: 9310386 LPPR € : 34.90</b>	89,00
561	Coussin 60 mm	<b>LPPR: 9310386 LPPR € : 34.90</b>	89,00
7199	Netti Contour Respiratoire 3D Référence	<b>LPPR: 9310386 LPPR € : 34.90</b>	180,00
562	Bande velcro sur la toile d'assise		23,50

## 13 Assise Ride Design


Veuillez indiquer le CODE de la fiche de commande RIDE :

## 14 Protège-vêtements et accoudoirs

1 = fixe 2 = pivotant 3 = amovible 4 = verrouillable 5 = accoudoir réglable en hauteur 6 = avec recouvrement de roue

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	HT EUR €
100	Garde boue en aluminium dans la couleur du cadre avec insert carbone	1,6	0,00
98	Garde boue en aluminium dans la couleur du cadre avec insert en carbone et de 50 mm de garde boue	1,6	112,00
81	Accoudoir court, réglable en hauteur d'une seule main  à partir de HAA 450 mm	2,3,4,5	106,00
84	Accoudoir long, réglable en hauteur d'une seule main  A partir de la hauteur d'assise arrière 440mm	2,3,4,5	126,00
748	Accoudoir réglable en hauteur garde boue en aluminium dans la couleur du cadre avec insert carbone  pas en combinaison avec Frein à pression Light CODE 595 d' HAAR 440 mm	1,5,6	462,00
783	Garde boue en Carbone (paire)	1,6	422,00
302	Protège vêtement Light en aluminium dans la couleur du cadre  A partir de la hauteur d'assise arrière 430 mm	1	106,00

### Options d'accoudoir

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
24	Accoudoir tube escamotable  seulement e.c.avec CODE 98, 100, 783 ou sans partie latérale pas e.c. avec dossier réglable en angle CODE 29	224,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 15 Potences repose pieds et Repose-jambes

CODE	DÉSIGNATION		HT EUR €
93	Potences amovibles, escamotables angle 70°	Paire	0,00
759	Potence amovibles, escamotables angle 70°	Gauche	0,00
760	Potence amovibles, escamotables angle 70°	Droite	0,00
92	Repose jambes articulés / <b>code LPPR : 9310417 LPPR € : 77.88 X2</b>	Paire	310,00
52	Repose-jambes spécial amputation	Paire	410,00
4508	Repose-jambes spécial amputation	Gauche	205,00
4507	Repose-jambes spécial amputation	Droite	205,00
293	Potences amovibles, escamotables angle 78°	Paire	0,00
3532	Raccourcies, amovibles, escamotables et relevables <b>▲ uniquement en combinaison avec repose-jambes compact CODE 293</b>	Paire 270-360 mm	214,00
94	Sans repose-jambes		0,00

**▲ CODE 92 seulement en combinaison avec Repose-pieds CODE 798 et pas en combinaison avec Cadre court CODE 351**

## Repose-pieds

LSJ (mm) 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490


**B**

**C**

CODE	LJ	DÉSIGNATION	PROFONDEUR	HT EUR
312	<b>B</b>	Palette monobloc profilé aluminium robuste dans la couleur du châssis, relevable, avec hauteur et angle réglables		58,00
315	<b>B</b>	Palette en aluminium light noir rabattable vers le haut, réglable en hauteur et en angle		134,00
798	<b>C</b>	Palettes séparées composite, rabattable vers le haut, réglable en profondeur et en hauteur et à angle réglable <b>▲ à partir d'une largeur d'assise de 380 mm</b> <i>uniquement en combinaison avec CODE 92 Repose-jambes amovibles, escamotables et relevables</i>	160mm	0,00
808	<b>C</b>	Palettes séparées aluminium, rabattable vers le haut, réglable en profondeur et en hauteur et à angle réglable	150mm	0,00
4312	<b>B</b>	Palette LED en aluminium robuste noir, réglable en hauteur/profondeur et en angle, module Bluetooth inclus <b>▲ à partir de LA 360 mm</b>	100mm	417,00
4313	<b>B</b>	Palette LED en aluminium robuste noir, réglable en hauteur/profondeur et en angle <b>▲ à partir de LA 360 mm</b>	100mm	417,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

### Options de repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
925	Aide pour le verrouillage en cas de fonctions motrices limitées  <i>seulement en combinaison avec Potence compacte CODE 293</i>	50,00
359	Sangle pour mollet	0,00

### 16 Couleurs du châssis

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
130	Gris titan	0,00
206	Noir mat	0,00
224	Bleu métallique	0,00
227	Rouge métallique	0,00
4044	Rouge métallique mat	0,00
4049	Vert-Olive mat	0,00
4050	Sky Blue	0,00
4051	Craie	0,00
4922	Vert métallique	0,00
4919	Silverline	0,00




Faites votre choix en cochant les cases correspondantes




Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.






## 17 Flasques

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
489	Transparent  Incompatible avec roue Spinergy CODE 2469, 2470, 2471, 2472	168,00

### Anti-bascules

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
691	Anti-bascule escamotable, 1 paire, (recommandé)  Incompatible avec la béquille anti-bascule CODE 309	126,00
712	Anti-bascule escamotable monté à gauche  Incompatible avec la béquille anti-bascule CODE 309/4930, Incompatible avec les roulettes de manœuvre CODE 746	63,00
713	Anti-bascule escamotable monté à droite  Incompatible avec la béquille anti-bascule CODE 309/4930, Incompatible avec les roulettes de manœuvre CODE 746	63,00

### Autres Options



CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
746	1 paire de roulettes de manœuvre, par ex. pour les espaces étroits ou dans les avions  incompatible avec la béquille anti-bascule CODE 309 ou les roulettes d'appui CODE 691, à partir de HAAR 420 mm	248,00
833	Ceinture de sécurité	56,00
970	Porte-canne  seulement en combinaison avec le tube basculeur CODE 309/4930/4931 ou CODE 691/712/713	32,00
819	Éclairage passif  pas en combinaison avec. CODE 752, 2473, 2461 et 2468	17,95
309	Tube basculeur ( 1 paire)	60,00
4930	1 tube basculeur, montée à gauche  pas en combinaison avec Anti-bascules CODE 691/712 et paire de roues de transport CODE 746	30,00
4931	1 tube basculeur, montée à droite  pas en combinaison avec Anti-bascules CODE 691/713 et paire de roues de transport CODE 746	30,00
	205542100 Compresseur manuel	110,00
679	Fixation de pliage	20,50

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## Tables thérapeutiques **LPPR: 9310452 LPPR €: 76.84**

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
929	Tablette thérapeutique en plastique, transparente, réglable pour la largeur d'assise de 380 à 480 mm  <i>Seulement en combinaison avec l'élément latérale CODE 84</i>	169,00
930	Tablette thérapeutique pour utilisateur autonome, en plastique, transparent, à enfiler pour la largeur d'assise définie  <i>Seulement en combinaison avec accoudoir CODE 84</i>	198,00

 *l'utilisation de la tablette thérapeutique CODE 929/CODE 930 avec des roues de 24" et une hauteur d'assise arrière inférieure à 470 mm*

## Options Xtrends

ARTICLE	DÉSIGNATION	HMV	HT EUR €
261519300	Sac-à-dos X-TREME		46,50
261519600	Sac de roue « BLACK WHEEL CASE », compatible avec des roues de max. 2 x 24" ou resp. roue 1 x 25" ou 26"	18.99.99.0999	97,00
1074231	Sac de roue « MEYRA ACTIVE », compatible avec des roues de max. 3 x 28"		140,00
206964600	Réflecteurs de rayons 3M	18.99.99.0999	27,50

## DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

## DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature



10 Code 29



15 Code 52



08 Code 73



14 Code 81




14 Code 84



15 Code 92



15 Code 93



14 Code 98



14 Code 100



10 Code 140




10 Code 141



10 Code 238



15 Code 293



14 Code 302



08 Code 305



15 Code 315



10 Code 410




10 Code 814



15 Code 4312



05 Code 423



05 Code 447



10 Code 621



10 Code 622



08 Code 650




08 Code 681



05 Code 697



14 Code 748



14 Code 783



15 Code 798



15 Code 808