

OPTIMUS 2

2.322



Poids d'utilisateur autorisé

150 kg (chargement incl.)

120 kg (chargement incl.) À 15 km/h





Jantes alu



Commande confortable



Excellente traction et capacité tout-terrain



Confort d'assise optimal – adaptabilité optimale

Excellente force – un super pouvoir

RENTABILITÉ

- Longue durée de vie grâce à des matériaux de haute qualité et un châssis en tubes d'acier de précision pour une capacité de charge maximale (poids d'utilisateur jusqu'à 150 kg, chargement incl., à 15 km/h, 120 kg, chargement incl.)
- Ajustement simple, même ultérieur, des propriétés de conduite, des options d'équipement, des commandes spéciales et des unités de siège
- Le système électronique R-NET de série permet une commande simple et une programmation optimale
- Une sécurité sur le long terme au niveau de l'approvisionnement en pièces détachées grâce à une structure de commerce spécialisé généralisée
- Besoin réduit en réparations grâce à l'utilisation d'éléments haut de gamme et à longue durée de vie

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Très bon concept de sécurité des composants, par ex. phares halogènes et frein à tambour de série
- Choix entre différentes unités de siège pour un soutien optimal
- Adapté même aux soins complexes avec, par ex. le réglage électrique de l'angle du siège et du dossier
- Les propriétés de conduites programmables individuellement permettent un ajustement sur-mesure au comportement de conduite de l'utilisateur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Possibilité d'utiliser des unités de commande spéciales très variées

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour une utilisation quotidienne durable, toute la journée, principalement à l'extérieur
- Pour les conducteurs qui utilisent un fauteuil roulant manuel ou des béquilles à l'intérieur mais ont besoin de plus de soutien à l'extérieur
- Grâce à la direction directe, grandes sécurité et fiabilité à l'extérieur
- Grâce à l'amortissement de chaque roue et à la grande aptitude au franchissement de pentes, idéal pour les terrains accidentés
- Grâce aux propriétés de conduite optimales et, si besoin, à l'utilisation de batteries plus grandes, il est possible de parcourir des distances plus longues
- Petit rayon de braquage pour l'utilisation à l'intérieur

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Veillez envoyer le formulaire de commande rempli à: info@meyra-netti.fr

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro de TVA

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA



Prix modèle de base

HT 10.512,02 €

LPPR 9178490 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE, MEYRA = 3.938,01 €



Équipement de base

- Batteries
- Chargeur
- partie latérale avec accoudoir rembourré
- Repose-jambes amovible, pivotant



Poids d'utilisateur autorisé

150 kg (chargement incl.)
120 kg (chargement incl.) À 15 km/h



Remarques

Tous nos tarifs sont hors TVA. Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2023 au 31.12.2023.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations
Veillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités



Caractéristiques techniques

¹⁾ Systèmes d'assise ERGOSTAR / ErgoSeat / RECARO

⁵⁾ Pour la version 6, 10 ou 15 km/h

²⁾ voir catégorie largeur d'assise

⁶⁾ selon la conception

³⁾ Dans des conditions de test avec batterie 107 Ah (20 h)

⁷⁾ Sans repose-jambes et sans accoudoirs

⁴⁾ Pour la performance kilométrique, voir aussi catégorie 00



Largeurs d'assise en mm	380 - 560 ²⁾
Profondeur d'assise en mm	ERGOSTAR 500 / ErgoSeat 420 - 530 / RECARO 480 - 530 ¹⁾
Hauteur de dos en mm	ERGOSTAR 640 / ErgoSeat 550 / RECARO 640 ¹⁾
Longueur de jambes en mm	ERGOSTAR 380 - 520 / ErgoSeat 410 - 550 / RECARO 420 - 560 ¹⁾
Hauteur d'accoudoir en mm	ERGOSTAR 190 - 250 / ErgoSeat 220 - 280 / RECARO 230 - 290 ¹⁾
Hauteur d'assise avant en mm	ERGOSTAR 610 / ErgoSeat 580 / RECARO 650
Longueur avec repose-jambes en mm	1160
Longueur sans repose-jambes en mm	1030
Largeur en ordre de marche en mm à partir de	680
Hauteur sans appuie-tête en mm	ERGOSTAR 1170 / ErgoSeat 1050 / RECARO 1130 ¹⁾
Longueur de transport en mm	ERGOSTAR 1340 / ErgoSeat 1160 / RECARO 1260 ¹⁾
Hauteur de transport min. en mm	ERGOSTAR 720 / ErgoSeat 760 / RECARO 800 ¹⁾
Taille de roue avant en mm	360 x 120
Taille de roue arrière en mm	320 x 100
Hauteur d'obstacle max. en mm	110
Rayon de braquage en mm	1200
Autonomie avec batterie 107 AH (20h)	50 - 70 km
Poids de transport à vide équipement de base min.	150 kg ³⁾⁷⁾
Poids de la personne	ERGOSTAR 150 kg / ErgoSeat 150 kg / RECARO 120 kg ⁵⁾
Poids total autorisé, options incluses	ERGOSTAR 330 kg / ErgoSeat 330 kg / RECARO 300 kg ⁵⁾
Chargement max.	10 kg
Vitesses de conduite	6 km/h / 10 km/h / 15 km/h
Puissance du moteur	950 W ⁵⁾
Montées / descentes autorisées	18%
Type de direction	direct
Inclinaison de siège électrique	ERGOSTAR 7-22° / ErgoSeat 5-20° / RECARO 20-35° ¹⁾
Inclinaison du siège mécanique	ERGOSTAR 7-15° / ErgoSeat 5-13° / RECARO 20-28° ¹⁾
Angle dorsal électrique	-10° - 50°
Angle dorsal mécanique	0° - 30°
Moteur	Front

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

00 Châssis/motorisation

CODE	VITESSE	AUTONOMIE	PUISSANCE DU MOTEUR	HT EUR	€
115	6 km/h	environ 70 km	950 W	0,00	
117	10 km/h  en Allemagne, uniquement en combinaison avec le marquage arrière CODE 676 ou CODE 2676	environ 60 km	950 W	0,00	
150	15 km/h (limitée à 12 km/h sortie usine)  en Allemagne, uniquement en combinaison avec le marquage arrière CODE 676 ou CODE 2676 Uniquement en combinaison avec la ceinture abdominale avec boucle CODE 833	environ 50 km	950 W	922,07	

01 Largeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
43	Largeur d'assise réglable en continu de 380 à 500 mm via les accoudoirs  e.C. avec ErgoSeat CODE 948/949 e.C. avec l'élément latérale CODE 106	0,00	
48	Largeur d'assise réglable en continu de 480 à 530 mm via les accoudoirs  e.C. avec ErgoSeat CODE 948/949 e.C. avec l'élément latérale CODE 106	0,00	
	LA 500 mm réglable via les accoudoirs  Seulement en combinaison avec ERGOSTAR CODE 961	0,00	
	LA 490-560 mm  Seulement en combinaison avec système d'assise RECARO	0,00	

02 Roues (pneus, couleur)

Les pneus sont composés d'un mélange de caoutchouc qui peut laisser des traces permanentes ou difficiles à effacer sur certains supports (par exemple, sols en plastique, en bois ou en parquet, moquettes, tapis).
Nous ne pouvons pas être tenus responsables des dommages causés par l'abrasion des supports.

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
482	Pneus gonflable avec profil à crampons sur jantes en aluminium	0,00	
904	Pneus increvables (profil à crampons) sur jantes en aluminium	438,88	
909	Pneus gris	0,00	
908	Pneus noirs	0,00	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options de roue

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
816	Garde-boue pour les roues directrices	176,19	
4779	Garde-boue pour les roues motrices	143,48	
72	Frein tambour	0,00	

Système de contrôle de la pression des pneumatiques

ARTICLE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
1080617	Système de contrôle de la pression des pneumatiques	116,05	

05 Inclinaison du siège

CODE	DÉSIGNATION	INCLINAISON D'ASSISE	HT EUR	€
118	Inclinaison électrique de l'assise, en continu de 15°	5°-20°	0,00	
119	Inclinaison mécanique du siège	4°-12°	0,00	

Numéro de version: #1034 - 12.04.2023

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

07 Systèmes d'assise / dossier

CODE	Assise	sans dossier		
		Coque ErgoSeat (4268)	Rembourrage ErgoSeat (949)	ErgoSeat PRO (2019)
593	Sans plaque d'assise	253,20		
4276	Plaque d'assise sans coussin	253,20		
948/43	ErgoSeat (430mm)	253,20		495,85
948/48	ErgoSeat (480mm)	253,20		495,85

Explications :

La coque ErgoSeat comprend la coque du dossier et la barre de poussée.

Rembourrage ErgoSeat comprend la coque du dossier, le coussin et la barre de poussée.

ErgoSeat Pro comprend le dossier confort avec coussin de protection, hauteur 530mm réglable en 570mm

Options d'assise

CODE	Unité de siège	Dossier	
		mécanique	électrique
961	ERGOSTAR, système de siège à forme anatomique		
579/567	Siège Recaro S/F assise courte avec une surface latérale peu exécutée	1.878,96	2.280,91
580/578	Siège Recaro M/W siège long avec des joues latérales très longues	2.568,93	2.527,78
581/584	Siège RECARO L/X Assise longue avec un tracé latéral prononcé	1.685,89	2.527,78

 L'option ERGOSTAR n'est pas crash testée

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes



Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Accessoires du dossier confort ErgoSeat Pro

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS EN MM	HT EUR	€
2032	Pelotes thoraciques ErgoSeat Pro, petites, paire	230 x 120/60 x 125	278,52	
2021	Pelotes thoraciques ErgoSeat Pro, grandes, paire	310 x 125/70 x 140	293,29	





08 Revêtements ErgoSeat

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
237	Revêtement ErgoSeat, textile, noir  seulement en combinaison avec le siège ou le dos ErgoSeat CODE 948 ou 949	0,00	
4980	Housse ErgoSeat, housse ErgoSeat, hydrofuge, noir  seulement en combinaison avec le siège ou le dos ErgoSeat CODE 948 ou 949	0,00	
297	Toile ErgoSeat textile rouge/noir RS Edition  seulement en combinaison avec le CODE 2201 RS Edition	0,00	

09 Revêtements RECARO

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
235	Revêtement RECARO, textile, noir	0,00	
3254	Revêtement RECARO, similicuir, noir	381,91	

10 Options de dossier (réglages)


CODE	DÉSIGNATION	PLAGE DE REGLAGE	HT EUR	€
814	Barre de poussée transversale pour système d'assise RECARO  Pas en combinaison avec le dos ErgoSeat CODE 949		175,13	
913	Appuie-tête, amovible  seulement en combinaison avec ERGOSTAR CODE 961 ou dossier ErgoSeat CODE 949/4268/2019		0,00	
401	Réglage mécanique du dossier  seulement en combinaison avec dos d'ErgoSeat CODE 949/4268/2019	0° à 30° Par palier de 10°	0,00	
25	Réglage électrique du dossier -  seulement en combinaison avec ErgoSeat dossier CODE 949/4268/2019 Il est recommandé d'utiliser l'appuie-tête, cuir synthétique noir (CODE 913)	-10° à 50° En continu	0,00	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.


11 Manchettes et accoudoirs

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
106	Accoudoir avec manchette rembourrée, réglable en hauteur et amovible	0,00	
24	Accoudoir avec manchette rembourrée, relevable et réglable en angle  seulement en combinaison avec ERGOSTAR et le support pour module de commande CODE 4859 ou 828	0,00	

12 Repose-jambes

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
93	Repose-pieds, amovibles et pivotants	0,00	
92	Repose-jambes, basculables vers le haut, amovibles et pivotants  Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54	0,00	
99	Repose-jambes renforcé, montage fixe  Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54	388,24	
86	Repose-jambes, électrique, relevable amovibles, pivotants  Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54	2.655,44	

13 Repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	PROFONDEUR	LJ	HT EUR	€
54	Palette monobloc réglable en profondeur sur 60 mm (en 4 paliers) rabattable vers le haut, réglable en hauteur et à angle réglable  Seulement en combinaison avec le repose-jambes CODE 93	150mm	380-480mm	289,07	
798	Palettes séparées réglable en hauteur, rabattable vers le haut, à angle réglable	150mm	380-480mm	0,00	

Option repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
822	Sangles de fixation pour chaussures (paire)	43,26	
823	Talonnaire (paire)	68,58	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

14 Batteries et chargeurs

CODE	DÉSIGNATION		HT EUR	€
5160	Batteries sans entretien	66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	0,00	
5155	Batteries sans entretien	env. 88 Ah (5h), 107 Ah (20h)	380,86	
	⚠ <i>Seulement en combinaison avec le chargeur CODE 733</i>			
5161	Batteries sans entretien	environ 110 Ah (5h), 125 Ah (20h)	535,94	
	⚠ <i>Seulement en combinaison avec le chargeur CODE 733</i>			
732	Chargeur 8 A	80 Ah (20h)	0,00	
733	Chargeur 12 A	Recommandé pour 107 Ah et 125 Ah	0,00	

15 Éclairage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
932	Éclairage actif	0,00	

16 Modules de commande et accessoires

R-NET LED - Module de commande R-NET avec écran LED (commande de tous les moteurs de réglage et l'éclairage)

R-NET LCD - Module de commande R-NET avec écran couleur LCD (commande de tous les moteurs de réglage et l'éclairage)

Commande moteur de réglage

Code	Module de commande	aucun	2 servomoteurs / 682	6 servomoteurs / 678	8 servomoteurs / 4260
702/415	R-NET LED				
702/416	R-NET LCD				
702/398	R-NET LCD IR/BT			1.181,60	
702/839	R-NET OMNI II			2.356,87	

17 Support pour module de commande

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
4859	Support pour module de commande, réglable en longueur	0,00	
4860	Support pour module de commande, réglable en hauteur et en longueur, pivotable sur le côté (par ex. sur la table)	0,00	
	⚠ <i>Pas en combinaison avec l'élément latéral CODE 24</i>		

Numéro de version: #1034 - 12.04.2023

 Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.


Montage du module de commande

CODE	DÉSIGNATION	PILOTAGE	HT EUR	€
74	Montage à droite		0,00	
60	Montage à gauche		0,00	

19 Logiciel





CODE	DÉSIGNATION	HT/TTC EUR	€
985	Programmation en série (standard)	0,00	
998	Programmation spéciale (écart par rapport à la norme)	0,00	

20 Couleurs de cadre

CODE	DÉSIGNATION	HT/TTC EUR	€
2201	Édition couleur RS  seulement en combinaison avec Ergo-Seat CODE 948 et CODE 949	207,84	
134	Bleu océan	0,00	
183	Argent métallique	0,00	
216	Noir foncé	0,00	

Numéro de version: #1034 - 12.04.2023

 Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**21 Options autour du fauteuil roulant**


CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
4795	Protection antidémarrage, clé  <i>Seulement en combinaison avec R-Net</i>	58,03	
833	Ceinture de sécurité	0,00	
906	Rétroviseur droit	150,87	
927	Rétroviseur gauche	150,87	
970	Porte-canne	97,06	
539	Klaxon renforcé	236,32	
930	Tablette thérapeutique à pivotement latéral	688,92	
781	Port de chargement USB	183,57	
782	Logement pour support de portable	100,23	
2676	Film de marquage arrière  <i>Seulement en combinaison avec ErgoSeat</i>	97,06	
676	Tableau de signalisation arrière  <i>Seulement en combinaison avec ERGOSTAR ou RECARO</i> <i>Seulement en combinaison avec barre de poussée CODE 814</i>	102,34	
994	Porte-bagages	125,55	
993	Coffre à bagages, noir  <i>pas en combinaison avec inclinaison électrique du dossier CODE 25</i> <i>pas en combinaison avec RECARO spécial F/W/X CODE 567/578/584</i>	408,29	

DONNÉES UTILISATEURS

Prénom
 Nom
 Rue
 CODE POSTAL
 Ville
 Pays
 Anniversaire
 Diagnostic 1
 Diagnostic 2
 Téléphone
 Téléphone portable
 E-mail
 Numéro de commande

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise
 2) Largeur du siège
 3) Largeur de la poitrine
 4) Profondeur de poitrine
 5) Hauteur du coude
 6) Hauteur sous les aisselles
 7) Hauteur du dos
 8) Hauteur de la tête
 9) Longueur de l'avant-bras
 10) Longueur du bas de la jambe
 Taille du corps
 Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature



02 Code 908



02 Code 909