

# OPTIMUS 2

2.322



## Poids d'utilisateur autorisé

150 kg (chargement incl.)

120 kg (chargement incl.) À 15 km/h





Jantes alu



Commande confortable



Excellente traction et capacité tout-terrain



Confort d'assise optimal – adaptabilité optimale

## *D'excellentes forces – un super pouvoir*

### **RENTABILITÉ**

- Longue durée de vie grâce à des matériaux de haute qualité et un châssis en tubes d'acier de précision pour une capacité de charge maximale (poids d'utilisateur jusqu'à 150 kg, chargement incl., à 15 km/h, 120 kg, chargement incl.)
- Ajustement simple, même ultérieur, des propriétés de conduite, des options d'équipement, des commandes spéciales et des unités de siège
- Le système électronique R-NET de série permet une commande simple et une programmation optimale
- Une sécurité sur le long terme au niveau de l'approvisionnement en pièces détachées grâce à une structure de commerce spécialisé généralisée
- Besoin réduit en réparations grâce à l'utilisation d'éléments haut de gamme et à longue durée de vie

### **BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE**

- Très bon concept de sécurité des composants, par ex. phares halogènes et frein à tambour de série
- Choix entre différentes unités de siège pour un soutien optimal
- Adapté même aux soins complexes avec, par ex. le réglage électrique de l'angle du siège et du dossier
- Les propriétés de conduites programmables individuellement permettent un ajustement sur-mesure au comportement de conduite de l'utilisateur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Possibilité d'utiliser des unités de commande spéciales très variées

### **DOMAINE D'UTILISATION**

- Pour une utilisation quotidienne durable, toute la journée, principalement à l'extérieur
- Pour les conducteurs qui utilisent un fauteuil roulant manuel ou des béquilles à l'intérieur mais ont besoin de plus de soutien à l'extérieur
- Grâce à la direction directe, grandes sécurité et fiabilité à l'extérieur
- Grâce à l'amortissement de chaque roue et à la grande aptitude au franchissement de pentes, idéal pour les terrains accidentés
- Grâce aux propriétés de conduite optimales et, si besoin, à l'utilisation de batteries plus grandes, il est possible de parcourir des distances plus longues
- Petit rayon de braquage pour l'utilisation à l'intérieur

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

**Veillez envoyer le formulaire de commande rempli à: [mminin@meyragroup.com](mailto:mminin@meyragroup.com) Service après-vente: 01 34 64 15 58**

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

**MEYRA**



**Prix modèle de base**

**HT 9.916,99 / TTC 10.462,43 €**



**Équipement de base**

- Batteries
- Chargeur

- partie latérale avec accoudoir rembourré
- Repose-jambes amovible, pivotant

**CODE LPPR AA1 : 9178455**

**LPPR €: 3.487,95 €**

**CODE LPPR AA2 : 9178490**

**LPPR €: 3.938,01 €**



**Poids d'utilisateur autorisé**

150 kg (chargement incl.)  
120 kg (chargement incl.) À 15 km/h



**Remarques**

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB)  
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2024 - 31.12.2024.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse [www.kiss-by-meyra.de](http://www.kiss-by-meyra.de) pour les commandes et les configurations  
Veillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités



## Caractéristiques techniques

<sup>1)</sup> Systèmes d'assise ERGOSTAR / ErgoSeat / RECARO

<sup>5)</sup> Pour la version 6, 10 ou 15 km/h

<sup>2)</sup> voir catégorie largeur d'assise

<sup>6)</sup> selon la conception

<sup>3)</sup> Dans des conditions de test avec batterie 107 Ah (20 h)

<sup>7)</sup> Sans repose-jambes et sans accoudoirs

<sup>4)</sup> Pour la performance kilométrique, voir aussi catégorie 00

<sup>8)</sup> \*Details siehe Reichweitentabelle

Largeurs d'assise en mm	380 - 560 <sup>2)</sup>
Profondeur d'assise en mm	ERGOSTAR 500 / ErgoSeat 420 - 530 / RECARO 480 - 530 <sup>1)</sup>
Hauteur de dos en mm	ERGOSTAR 640 / ErgoSeat 550 / RECARO 640 <sup>1)</sup>
Longueur de jambes en mm	ERGOSTAR 380 - 520 / ErgoSeat 410 - 550 / RECARO 420 - 560 <sup>1)</sup>
Hauteur d'accoudoir en mm	ERGOSTAR 190 - 250 / ErgoSeat 220 - 280 / RECARO 230 - 290 <sup>1)</sup>
Hauteur d'assise avant en mm	ERGOSTAR 610 / ErgoSeat 580 / RECARO 650
Longueur avec repose-jambes en mm	1160
Longueur sans repose-jambes en mm	1030
Largeur en ordre de marche en mm à partir de	680
Hauteur sans appuie-tête en mm	ERGOSTAR 1170 / ErgoSeat 1050 / RECARO 1130 <sup>1)</sup>
Longueur de transport en mm	ERGOSTAR 1340 / ErgoSeat 1160 / RECARO 1260 <sup>1)</sup>
Hauteur de transport min. en mm	ERGOSTAR 720 / ErgoSeat 760 / RECARO 800 <sup>1)</sup>
Taille de roue avant en mm	360 x 120
Taille de roue arrière en mm	320 x 100
Hauteur d'obstacle max. en mm	110
Rayon de braquage en mm	1200
Autonomie	*45 - 111 km <sup>8)</sup>
Poids de transport à vide équipement de base min.	150 kg <sup>3)7)</sup>
Poids de la personne	ERGOSTAR 150 kg / ErgoSeat 150 kg / RECARO 120 kg <sup>5)</sup>
Poids total autorisé, options incluses	ERGOSTAR 330 kg / ErgoSeat 330 kg / RECARO 300 kg <sup>5)</sup>
Chargement max.	10 kg
Vitesses de conduite	6 km/h / 10 km/h / 15 km/h
Puissance du moteur	950 W <sup>5)</sup>
Montées / descentes autorisées	18%
Type de direction	direct
Inclinaison de siège électrique	ERGOSTAR 7-22° / ErgoSeat 5-20° / RECARO 20-35° <sup>1)</sup>
Inclinaison du siège mécanique	ERGOSTAR 7-15° / ErgoSeat 5-13° / RECARO 20-28° <sup>1)</sup>
Angle dorsal électrique	-10° - 50°
Angle dorsal mécanique	0° - 30°
Moteur	Front



### Caractéristiques techniques \*\*\* continuation

Tableau d'autonomie par batterie

	66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	*88 Ah (5h), 107 Ah (20h)	*110 Ah (5h), 125 Ah (20h)
*Autonomie pour 6 km/h	*67 km	*89 km	*111 km
*Autonomie pour 10 km/h	*45 km	*60 km	*76 km
*Autonomie pour 15 km/h		*62 km	*77 km

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**00 Châssis/motorisation**

CODE	VITESSE	AUTONOMIE	PUISSANCE DU MOTEUR	HT EUR €
115	6 km/h	environ 70 km	950 W	0,00
117	10 km/h	environ 60 km	950 W	0,00
	⚠ en Allemagne, uniquement en combinaison avec le marquage arrière CODE 676 ou CODE 2676			
150	OPTION RACING (limitée à 10 km/h sortie usine)	environ 50 km	950 W	995,00
	⚠ en Allemagne, uniquement en combinaison avec le marquage arrière CODE 676 ou CODE 2676 Uniquement en combinaison avec la ceinture abdominale avec boucle CODE 833 Non en combinaison avec la batterie CODE 5160 80 Ah			

**01 Largeur d'assise**

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
43	ErgoSeat réglable en continu via les accoudoirs (LA 380-500 mm) Recaro (LA 490-560 mm)	0,00
48	ErgoSeat réglable en continu par accoudoirs (LA 480-530 mm) Ergostar (LA 500 mm)	0,00

**02 Roues (pneus, couleur)**

Les pneus sont composés d'un mélange de caoutchouc qui peut laisser des traces permanentes ou difficiles à effacer sur certains supports (par exemple, sols en plastique, en bois ou en parquet, moquettes, tapis).  
Nous ne pouvons pas être tenus responsables des dommages causés par l'abrasion des supports.

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
482	Pneus à air avec profil à crampons sur jantes en aluminium	0,00
904	Pneus bandages (profil à crampons ) sur jantes en aluminium	414,00
909	Pneus gris	0,00
908	Pneus noirs	0,00

Numéro de version: #1190 - 09.02.2024

 Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

### Options de roue

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
816	Garde-boue pour les roues directrices	166,00
4779	Garde-boue pour les roues motrices	136,00
72	Frein à tambour	0,00

### Système de contrôle de la pression des pneumatiques

ARTICLE	DÉSIGNATION	HT EUR €
1080617	Système de contrôle de la pression des pneumatiques	132,00

### 05 Bascule d'assise / Lift

CODE	DÉSIGNATION	BASCULE D'ASSISE	HT EUR €
118	Inclinaison électrique de l'assise, en continu de 15°	5°-20°	0,00
119	Inclinaison mécanique du siège	4°-12°	0,00

33226901 Fabrication spéciale LIFT de 30 cm  
ATTENTION = poids utilisateur max 120 kg

Prix seulement sur devis

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 07 Option d'assise / dossier

### Système de dossier

CODE	Système d'assise	sans dossier	Coque ErgoSeat (4268)	Rembourrage ErgoSeat (949)	ErgoSeatPRO (2019)
593	Sans plaque d'assise		268,00		
4276	Plaque d'assise sans coussin				
948/43	ErgoSeat-Siège (430mm)				524,00
948/48	ErgoSeat-Siège (480mm)				524,00

\*Explications dossier :

- La coque ErgoSeat comprend la coque du dossier et la barre de poussée.
- ErgoSeatPro comprend le dossier confort avec coussin de protection, hauteur 530mm transformable en 570mm

## Options d'assise

CODE	Unités de siège optionnelles	Dossier	
		mécanique	électrique
961	ERGOSTAR, système de siège à forme anatomique	716,00	
579/567	Siège Recaro S/F assise courte avec une surface latérale peu exécutée	1.773,00	2.152,00
580/578	Siège Recaro M/W siège long avec des joues latérales très longues	2.100,00	2.385,00
581/584	Siège RECARO L/X Assise longue avec un tracé latéral prononcé	1.590,00	2.385,00

 L'option ERGOSTAR n'est pas testée en cas de crash



Faites votre choix en cochant les cases correspondantes




Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

### Accessoires du dossier confort ErgoSeat Pro

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS EN MM	HT EUR €
2032	Inserts pour thorax, paire, petits	230 x 120/60 x 125	302,00
2021	Inserts pour thorax, paire, grands	310 x 125/70 x 140	319,00





### 08 Revêtements ErgoSeat

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
237	Revêtement ErgoSeat, textile, noir  seulement en combinaison avec le siège ou le dos ErgoSeat CODE 948 ou 949	0,00
4980	Housse ErgoSeat, hydrofuge, noir  seulement en combinaison avec le siège ou le dos ErgoSeat CODE 948 ou 949	52,00
297	Toile ErgoSeat textile rouge/noir RS Edition  seulement en combinaison avec le CODE 2201 RS Edition	0,00

### 09 Revêtements RECARO

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
235	Revêtement RECARO, textile, noir	0,00
3254	Revêtement RECARO, similicuir, noir	414,00

### 10 Options du dossier (réglages)

CODE	DÉSIGNATION	CONSTITUTIONS	HT EUR €
814	Barre de poussée transversale pour système d'assise RECARO  Pas en combinaison avec le dos ErgoSeat CODE 949		165,00
913	Appuie-tête, amovible  seulement en combinaison avec ERGOSTAR CODE 961 ou dos d'ErgoSeat CODE 949/4268/2019		0,00
401	Réglage mécanique du dossier  seulement en combinaison avec dos d'ErgoSeat CODE 949/4268/2019	de -10° à 30°    10°Étapes☒	0,00
25	Réglage électrique du dossier  seulement en combinaison avec ErgoSeat dossier CODE 949/4268/2019 Il est recommandé d'utiliser l'appuie-tête, cuir synthétique noir (CODE 913)	-10° à 50    En continu	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 11 Protège-vêtements et accoudoirs

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
106	Accoudoir avec manchette rembourré, réglable en hauteur et amovible	0,00
24	Accoudoir relevable avec manchette rembourré et à angle réglable <b>⚠</b> seulement en combinaison avec ERGOSTAR seulement en combinaison avec le support de module de commande CODE 4859 ou 828	0,00

## 12 Potences repose pieds et Relève-jambes

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
293	Repose-pied, amovibles et pivotants	0,00
4092	Repose-jambes, amovibles et pivotants	722,00
2086	Repose-jambes électrique, amovibles, pivotants	2.276,00

## 13 Repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	PROFONDEUR	LJ	HT EUR €
57	Palette Monobloc réglable en profondeur sur 60 mm (en 4 paliers) rabattable vers le haut, réglable en hauteur en continu et à angle réglable	150mm	380-480mm	42,50
808	Palettes séparées réglable en hauteur, rabattable vers le haut, à angle réglable	150mm	380-480mm	0,00

### Option repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
822	Sangles de coup de pieds (paire)	41,00
823	Talonnaire (paire)	65,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 14 Batteries et chargeurs

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
5160	Batteries sans entretien 66 Ah (5h), 80 Ah (20h) <b>⚠</b> Pas en combinaison avec CODE 150 15 km/h	0,00
5155	Batteries sans entretien env. 88 Ah (5h), 107 Ah (20h) <b>⚠</b> Seulement en combinaison avec le chargeur CODE 733	360,00
5161	Batteries sans entretien environ 110 Ah (5h), 125 Ah (20h) <b>⚠</b> Seulement en combinaison avec le chargeur CODE 733	506,00
732	Chargeur 8 A pour batteries 80 Ah (20h)	0,00
733	Chargeur 12 A Pour batteries 107 Ah et 125 Ah	0,00

## 15 Éclairage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
932	Éclairage actif	0,00

## 16 Modules de commande et accessoires

\*R-NET LED - Module de commande R-NET avec écran LED (commande de tous les moteurs de réglage et de l'installation d'éclairage)

R-NET LCD - Module de commande R-NET avec écran couleur LCD (commande de tous les moteurs de réglage et de l'installation d'éclairage)

### Commande moteur de réglage

Code	Module de commande	aucun	2 servomoteurs / 682	6 servomoteurs / 678	8 servomoteurs / 780
702/415	R-NET LED				
702/416	R-NET ECRAN LCD CJSM				
702/398	R-NET LCD IR/BT CJSM 2			1.210,00	
702/839	R-NET OMNI II			2.414,00	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 17 Support pour module de commande

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4859	pantographe fixe réglable en profondeur	0,00
4860	Pantographe escamotable, réglable en hauteur et profondeur <b>⚠ Pas en combinaison avec l'élément latéral CODE 24</b>	0,00
851	Déplacement de la commande pour accompagnateur ( fixation à l'avant ou l'arrière ) <b>LPPR 4338597 / 35,71 €</b>	124,00
4789	Commande tierce personne, montage sur le tube du dossier <b>LPPR 9310430 / 714,26 €</b>	677,02

## Montage du module de commande

CODE	DÉSIGNATION	PILOTAGE	HT EUR €
74	Montage à droite		0,00
60	Montage à gauche		0,00

## 19 Logiciel

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
985	Programmation de série (standard)	0,00
998	Programmation spéciale (écart par rapport à la norme)	0,00

## 20 Couleurs du châssis et accents





CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
183	Argent métallique	0,00
216	Noir foncé	0,00
2201	Édition couleur RS <b>⚠ seulement en combinaison avec Ergo-Seat CODE 948 et CODE 949</b>	196,00
	<b>Bleu océan (n'est plus disponible)</b>	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 21 Autres options

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4795	Protection antidémarrage, clé, à installer sur la prise de charge du joystick  <i>Seulement en combinaison avec R-Net</i>	41,00
833	Ceinture de sécurité	0,00
906	Rétroviseur droit	142,00
927	Rétroviseur gauche	142,00
970	Porte-canne	90,00
539	Klaxon renforcé	223,00
930	Tablette thérapeutique à pivotement latéral	650,00
781	Port de chargement USB	164,00
782	Barre universelle pour accueillir les supports de téléphone portable	89,00
2676	Film de marquage arrière  <i>Seulement en combinaison avec ErgoSeat</i>	83,00
676	Triangle de signalisation arrière  <i>Seulement en combinaison avec ERGOSTAR ou RECARO</i> <i>Seulement en combinaison avec barre de poussée CODE 814</i>	91,00
994	Porte-bagages	112,00
993	Coffre à bagages, noir  <i>pas en combinaison avec inclinaison électrique du dossier CODE 25</i> <i>pas en combinaison avec RECARO spécial F/W/X CODE 567/578/584</i>	386,00

## DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

## DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature