

iTRAVEL CARBON

1.074 Variantes de stock

 Poids d'utilisateur autorisé
120 kg





Le fauteuil de voyage

Adaptation

- Avec son poids de 16 kg, c'est le poids plume des fauteuils roulants électriques.
- Le système de pliage facile fait de l'iTravel un compagnon de voyage idéal.

Fonctionnement

- Facilité de fonctionnement
- Le support d'accoudoir se replie également vers l'arrière
- partie latérale avec accoudoirs relevables pour une utilisation d'une seule main et un transfert facile

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Veillez envoyer le formulaire de commande rempli à: mminin@meyragroup.com Service après-vente: 01 34 64 15 58

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

ORTOPEDIA
EINE MARKE VON MEYRA



Poids d'utilisateur autorisé

120 kg



Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB

Valable du 01.01.2024 - 31.12.2024.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations

Veillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités

**Caractéristiques techniques**

Longueur en mm	923
Largeur en mm	570
Profondeur d'assise en mm	420
Largeurs d'assise en mm	450
Hauteur en mm	930
Hauteur de dossier en mm	460
Hauteur pliée en mm	370
	430
Poids à vide	16 kg
Poids utilisateur max	120 kg
Vitesses de conduite	6 km/h
Diamètre de la roue avant en mm	178
Diamètre de la roue arrière en mm	215
Hauteur de passage au sol	70
Hauteur d'obstacle max. en mm	40
Rayon de braquage en mm	980
Puissance continue du moteur	*2x 250 W
Puissance de pointe du moteur	1000 W
Batteries	12 Ah avec batterie au lithium
Autonomie	*8 km
Chargeur	2 A
Électronique	35 Ah
Poids à vide avec des batteries lithium	17,8 kg
Poids total aut.	140 kg

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

01 iTravel Carbon E-Mobile

ARTICLE	DÉSIGNATION	COULEUR DE CHÂSSIS	EUR €
9107414	MEYRA iTRAVEL CARBONE Batterie au lithium ionique	Carbone	3.650,00

Accessoires

10542837	Batterie au lithium supplémentaire <small>*Uniquement possible avec le modèle 1.054</small>		710,20
----------	--	--	--------

DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

Large empty text area for remarks.

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Input field for Date

Ville

Input field for Ville

Signature

Input field for Signature