

iCHAIR MC3

1.612

AA1

Poids d'utilisateur autorisé

150 kg avec élévateur d'assise/lift CODE 27 (chargement incl.)

160 kg (chargement incl.)





Facilité de maintenance
Maintenance aisée des batteries
grâce au coffret de batterie
extensible



Élévation du siège de 300 mm



Éclairage LED durable



Suspension intégrale

La rencontre du design et de la fonction

RENTABILITÉ

- Efficacité due à un entretien simple et une facilité de service importante
- Besoin réduit en réparations grâce à l'utilisation d'éléments haut de gamme et à longue durée de vie
- La construction modulaire de la famille iChair permet la compatibilité des éléments
- De nombreuses possibilités de réglage permettent une adaptation individuelle
- Réutilisation simplifiée grâce aux tolérances d'ajustement optimales, comme par exemple un poids d'utilisateur standard de 160 kg

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Idéal pour le maintien de la mobilité à la maison, au travail et au bureau
- Décompression efficace et positionnement détendu pour les positions assises longues grâce à une grande plage de réglages électriques
- Différents systèmes de siège en fonction des besoins individuels
- Confort de conduite idéal pour les longs trajets grâce à un amortissement de toutes les roues de série
- L'élévation stable du siège de 300 mm favorise la mobilisation et l'intégration sociale de la personne concernée

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Pour une utilisation durable et toute la journée en vue d'une mobilité autonome, même en cas de troubles sévères des fonctions
- Personnes ayant un emploi et actives qui nécessitent un fauteuil roulant pour différentes situations du quotidien
- Adapté à l'extérieur grâce aux grands pneus de série
- Les dimensions compactes et la grande maniabilité permettent d'affronter facilement les pièces intérieures

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Veillez envoyer le formulaire de commande rempli à: mminin@meyragroup.com

Service après-vente: 01 34 64 15 58

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA®



Prix modèle de base

HT 7.736,00 / TTC 8.161,48 €

LPPR 9178455 / 3.487,95 €



Poids d'utilisateur autorisé

150 kg avec élévateur d'assise/lift CODE 27 (chargement incl.)

160 kg (chargement incl.)



Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB

Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2024 - 31.12.2024.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations

Veillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités



Caractéristiques techniques

Largeurs d'assise en mm	380 - 650
Profondeur d'assise en mm	400 - 560/400 - 560/500/480 - 530
Hauteur de dos en mm	450 - 500 / 530 - 570 / 640 / 640
Longueur de jambes en mm	280 - 430/350 - 500/350 - 500/350 - 500
Hauteur d'accoudoir en mm	240 - 350/180 - 290/140 - 250/180 - 290
Hauteur d'assise avant en mm	460 - 520/530 - 590/580 - 640/610 - 670
Longueur avec repose-pieds en mm	1170
Longueur sans repose-pieds en mm	870
Largeur en ordre de marche en mm à partir de	630
Hauteur sans appuie-tête en mm	970 - 1140
Longueur de transport en mm	870
Hauteur de transport en mm	590
Taille de roue avant en mm	260 x 70 (10")
Taille de roue arrière en mm	356 x 75 (14")
Hauteur d'obstacle max. en mm	70
Rayon de braquage en mm	900
Autonomie avec batterie 38 Ah (5 h), 45 Ah (20 h)☒	25 - 30
Autonomie avec batterie 63 Ah (5h), 80 Ah (20h)	35 - 40
Poids de transport à vide équipement de base min.	108 kg
Poids de la personne	160 kg
Poids total autorisé, options incluses	320 kg
Chargement max.	10 kg
Vitesses de conduite	6 / 10 km/h
Puissance du moteur	2 x 220 / 2 x 300
Autonomie	43 Ah(5h) / 50 Ah(20h) max. 25-30 km / 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) max. 35-40 km
Montées / descentes autorisées	15 %
Type de direction	indirect
Inclinaison de siège électrique	-2° à 33
Inclinaison du siège mécanique	de 0° à 10°
Angle dorsal électrique	-10° à 50
Angle dorsal mécanique	de -10° à 30°
Course du siège électrique	300 mm

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.


00 Châssis/motorisation

CODE	VITESSE	AUTONOMIE	PUISSANCE DU MOTEUR	HT EUR €
115	6 km/h	max. 40 km	2 x 220 W	0,00
115/903	6 km/h  Seulement en combinaison avec R-Net CODE 702 (120 A)	max. 40 km	2 x 300 W (renforcé)	750,00
117	10 km/h	max. 35 km	2 x 300 W	0,00
117/903	10 km/h  Seulement en combinaison avec R-Net CODE 702 (120 A)	max. 35 km	2 x 350 W (renforcé)	750,00

Options de châssis

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
892	Suspension standard pour un poids d'utilisateur jusqu'à 120 kg	0,00
891	Suspension renforcée pour poids d'utilisateur à 160 kg	0,00

01 Largeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR D'ASSISE	HT EUR €
38	Largeur d'assise réglable en continu de 380 à 500 mm via les accoudoirs  pas en combinaison avec siège confort ErgoSeat Pro CODE 2019	380 mm	0,00
43	Largeur d'assise réglable en continu de 430 à 550 mm via les accoudoirs	430 mm	0,00
48	Largeur d'assise réglable en continu de 480 à 600 mm via les accoudoirs  pas en combinaison avec HAAV 460 mm	480 mm	0,00
53	Largeur d'assise réglable en continu de 530 à 650 mm via les accoudoirs  pas en combinaison avec siège confort ErgoSeat Pro CODE 2019 pas en combinaison avec HAAV 460 mm	530 mm	0,00

02 Hauteur d'assise avant (HAAv) avec la roue directrice (sans coussin)

Code	Ø	Jante	Pneumatiques	Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)		
				460	490	520
142/146	10"	Jante alu	Pneus à air avec protection contre les crevaisons			
142/900	10"	Jante alu	Pneus increvables bandages	120,00	120,00	120,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Option de roue directrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
816	Garde-boue pour les roues directrices	104,00

03 Roues motrices

Code	de la jante	Pneus à air avec protection contre les crevaisons	Pneus increvables bandages
		CODE 846	CODE 904
460	jante en aluminium de 14"		85,00

Option de roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
824	Garde-boue pour les roues motrices	185,00

04 Couleur des pneus

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
908	noir	0,00
909	gris	0,00

05 Bascule d'assise / Lift

CODE	DÉSIGNATION	INCLINAISON	HT EUR €
119	Inclinaison de siège mécanique, par paliers	de 0° à +10°	0,00
118	Inclinaison de siège électrique en continu de 35 degrés	de -2° à +33°	649.88

⚠ Seulement en combinaison avec le module de réglage VR2 CODE 682 et module RNET

Élévation du siège

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
27	Élévation électrique du siège, poids utilisateur max 150 kg (lift)	1.535,00

⚠ Seulement en combinaison avec le module de commande R-NET CODE 702

Numéro de version: #1165 - 02.01.2024

 Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**06 Profondeur d'assise**

	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)
	400mm	430mm	460mm	490mm	530mm	560mm

Profondeur d'assise

07 Système d'assise

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
561	Toile d'assise avec coussin d'assise standard	0,00
4276	Plaque d'assise sans coussin	0,00
948	Plaque d'assise avec coussin ErgoSeat	0,00
7206	Plaque d'assise avec coussin Netti Uno Seat	0,00
7203	Plaque d'assise avec coussin Netti Sit	399,00
7400	Plaque d'assise avec coussin Ride Forward	860,00
7401	Plaque d'assise avec coussin Ride Java	1.050,00

⚠ Netti et Ride pas en combinaison avec profondeur d'assise 560 mm

Numéro de version: #1165 - 02.01.2024

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

08 Système de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HAUTEUR DU DOSSIER	HT EUR €
608	Dossier Tubes ronds, 22 mm, avec barrede poussée continue, sans toile de dossier ⚠ préparé pour systèmes de dossier externes		0,00
735	Dossier souple standard, noir, avec tube ergo seat	500 mm, convertible en 450 mm	0,00
736	Dossier souple avec toile réglable en tension, noir, avec tube ergo seat	500 mm, convertible en 450 mm	0,00
949	Dossier ErgoSeat	590 mm, convertible à 630 mm	0,00
2019	Dossier confort ErgoSeat Pro avec coussin ⚠ seulement en combinaison avec largeur d'assise de 430 et 480 m	590 mm, convertible à 630 mm	390,00
7201	Dossier Netti Uno Back	500 mm	0,00
7209	Dossier Netti Smart	500 mm	150,00
221/7207	Dossier Netti Stabil	500 mm	200,00
638/7207	Dossier Netti Stabil	600 mm	200,00
221/7210	Dossier Netti Super Stabil	500 mm	200,00
638/7210	Dossier Netti Super Stabil	600 mm	200,00
7205	Dossier Netti Kyphotic ⚠ Pas en combinaison avec largeur d'assise 530 mm	500 mm	500,00
7454	Dossier Ride Grande	Nous consulter pour tailles et ref	750,00

09 Options d'assise

CODE	Unités de siège optionnelles	Dossier	
		mécanique	électrique
961	ERGOSTAR, système de siège à forme anatomique	761,00	
579/567	Siège Recaro S/F assise courte avec une surface latérale peu exécutée	1.392,00	2.039,00
580/578	Siège Recaro M/W siège long avec des joues latérales très longues	1.559,00	2.260,00
581/584	Siège RECARO L/X Assise longue avec un tracé latéral prononcé	1.507,00	2.260,00

Numéro de version: #1165 - 02.01.2024

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

08 Revêtements ErgoSeat

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
237	Revêtement ErgoSeat, textile, noir à carreaux gris	0,00

Accessoires du dossier confort ErgoSeat Pro

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS EN MM (H X L INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE)	HT EUR €
2021	Cale thoracique, paire, grands	310 x 125/70 x 140	262,00
2032	Cale thoracique, paire, petits	230 x 120/60 x 125	248,00

09 Revêtement de Recaro

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
235	Revêtement en textile, noir	0,00
254	Revêtement en simili, noir	0,00

10 Options du dossier (réglages)

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
814	Barre de poussée	0,00
410	Poignée de poussée individuelle avec barre de stabilisation	62,00
2814	Arceau de manœuvre continu pour système de siège RECARO ⚠ <i>seulement en combinaison avec RECARO</i>	192,00
913	Appuie-tête, similicuir noir	0,00
589	Harnais à quatre points	342,00
401	Réglage mécanique du dossier	0,00
25	Réglage électrique du dossier ⚠ <i>Uniquement en combinaison avec le module de réglage VR2 CODE 682 et module RNET Il est recommandé d'utiliser l'appuie-tête, similicuir noir (CODE 913)</i>	500,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

11 Protège-vêtements et accoudoirs

1 = amovible 2 = réglable en hauteur 3 = réglable en largeur 4 = réglable en profondeur

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	HT EUR €
106	Accoudoir standard avec manchette rembourré et protèges vêtements noire	1,2,3,4	0,00
4960	Accoudoir avec manchette rembourré, protèges vêtements et légère moulure dans la manchette	1,2,3,4	0,00
21	Accoudoir avec manchette rembourré, protèges vêtements satinée et repose-bras long coudé	1,2,3,4	145,00
24	Accoudoir relevable avec manchette rembourré et à angle réglable, hauteur d'accoudoir différente 190 - 230 mm ⚠ Seulement en combinaison avec le support de module de commande code 4859	2,5,6	145,00
14	Accoudoirs relevable type SKY, réglable en largeur, hauteur et angle	2,3,4,5,6	980,00
769	Protèges vêtements sans accoudoir ⚠ Seulement en combinaison avec l'élément latéral CODE 24		99,00
4422	Fixation des accoudoirs en position de base ⚠ seulement en combinaison avec Accoudoir CODE 14		57,00

Accoudoir hémiplégique

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4982	Gouttière d'avant-bras hémiplégique, pivotante et réglable en hauteur ⚠ pas en combinaison avec Accoudoir CODE 24	pour longueurs d'avant-bras jusqu'au centre de la main de 360 mm +/- 20 mm 398,00
4983	Rallonge pour gouttière d'avant-bras hémiplégique ⚠ seulement en combinaison avec CODE 4983	Pour longueurs d'avant-bras jusqu'au centre de la main de 430 mm +/- 20 mm 54,00

Repose-main hémiplégique

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4985	Repose-main hémiplégique plat	60,00
4987	Repose-main hémiplégique avec poignée ergon. « gauche »	60,00
4986	Repose-main hémiplégique avec poignée ergon. « droite »	60,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

12 Potences repose pieds et Relève-jambes

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
93	Repose-pied, amovibles et pivotants	0,00
92	Repose-jambes, amovibles et pivotants ⚠ Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54	120,00
86	Repose-jambes électrique, amovibles, pivotants ⚠ Seulement en combinaison avec le module de commande R-NET code 702. Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54	670,00

13 Repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	PROFONDEUR LJ	HT EUR €	
54	Palette Monobloc réglable en profondeur sur 60 mm (en 4 paliers) rabattable vers le haut, réglable en hauteur en continu et à angle réglable ⚠ Seulement en combinaison avec le repose-jambes CODE 93	150mm	280-430mm	134,00
798	Palettes séparées réglable en hauteur, rabattable vers le haut, à angle réglable	150mm	280-430mm	0,00
105	Adaptateur de repose-pieds : abduction +/- 45 mm de chaque côté			116,00
822	Sangles de coup de pieds (paire)			41,00
823	Talonnière (paire)			65,00

14 Batteries et chargeurs

CODE	DÉSIGNATION	AUTONOMIE	HT EUR €
5159	Batteries sans entretien env. 43 Ah (5h), 50 Ah (20h)	25 km	0,00
5158	Batteries sans entretien env. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	40 km	258,00
732	Chargeur 8 A pour 50 Ah (20h)		0,00
733	Chargeur 12 A recommandé pour 80 Ah (20h)		206,00

15 Éclairage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
932	Éclairage LED actif à l'avant et à l'arrière conforme StVZO	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

16 Modules de commande et accessoires

Commande moteur de réglage

Code	Module de commande	aucun	2 servomoteurs/ 682	6 servomoteurs / 780
408	VR2			
702/415	R-NET LED			
702/416	R-NET ECRAN LCD CJSM			600,00
702/398	R-NET LCD IR/BT CJSM 2			1.210,00
702/839	R-NET OMNI II			2.414,00

⚠ Code 839 OMNI II Fonction éclairage et fonction klaxon sélectionnables uniquement via le menu

Options

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
918	Module de stabilisation de conduite ESP ⚠ seulement avec R-Net / écran couleur LCD	1.328,00

Module de réglage externe

CODE	DÉSIGNATION	Choix	HT EUR €
4615	Clavier de réglage externe pour la sélection et l'activation directe de 5 fonctions d'assise- montage sur le côté du module de commande ⚠ seulement en combinaison avec écran couleur LCD pas en combinaison avec les plateaux de table pivotants CODE 4660 et 4661 pas en combinaison avec la table de thérapie pivotante sur le côté CODE 4646	fois 5	1.370,00
4615	Clavier de réglage externe pour la sélection et l'activation directe de 5 fonctions d'assise- montage sur le côté opposé du module de commande ⚠ seulement en combinaison avec écran couleur LCD pas en combinaison avec les plateaux de table pivotants CODE 4660 et 4661 pas en combinaison avec la table de thérapie pivotante sur le côté CODE 4646	fois 5	1.370,00

Touche	Sans Affectation	Dossier	Assise	RJ gauche	RJ droit	RJ synchrone	Lift
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
(5)							

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Montage du module de commande

CODE	DÉSIGNATION	PILOTAGE	HT EUR €
74	Montage à droite		0,00
60	Montage à gauche		0,00

17 Support pour module de commande

CODE	DÉSIGNATION	LPPR	HT EUR €
4859	Pantographe fixe réglable en profondeur		0,00
4566	Pantographe fixe, réglable en hauteur et en profondeur		0,00
4860	Pantographe escamotable, réglable en hauteur et profondeur		0,00
4874	Arceau de protection pour module de commande VR2 et R-NET		28,50
851	Déplacement commande principale vers l'arrière (le module de commande peut être déplacé de l'avant à l'arrière) ⚠ Seulement en combinaison avec l'arceau de manœuvre continu CODE 814	4338597 / 35,71 €	124,00

18 Modules de commande spéciale

CODE	DÉSIGNATION	LPPR	HT EUR €
4660	Tablette avec logement (central) pour module de commande, pivotante vers la droite		499,00
4661	Tablette avec logement (central) pour module de commande, pivotante vers la gauche		499,00
4789	Module de commande supplémentaire avec commutation prioritaire pour l'accompagnateur ⚠ , avec montage sur le tube du dossier	9310430 / 714,26	677,02

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.





Bouton marche/arrêt externe

pour les utilisateurs qui ont des difficultés à utiliser les touches du module de commande ou comme fonction d'urgence/d'arrêt pour l'accompagnateur.

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
543	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, vert	281,00
596	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, jaune	281,00
778	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, vert	281,00
779	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, jaune	281,00

 *Seulement en combinaison avec R-NET LCD CODE 702/416 ou R-NET OMNI 2 CODE 702/839*

Autres

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4611	Joystick à course nulle MicroPilot  <i>seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839</i>	3.762,00
4600	Joystick à course nulle MicroPilot avec logement et repose-main  <i>seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839</i>	4.832,00
4612	Joystick à course MicroGuide  <i>seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839</i> <i>temporairement indisponible</i>	3.762,00
4601	Joystick à course MicroGuide avec logement et repose-main  <i>seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839</i> <i>temporairement indisponible</i>	4.832,00

4940 Plastron pour commande au menton
seulement en combinaison avec CODE 4611 ou 4612 803,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Embouts de joystick

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
553	Fourche tétra verticale	139,00
556	Fourche tétra horizontale	139,00
734	Fourche tétra horizontale, réglable sur la largeur de la main	91,00
4589	Poignée champignon	47,00
4590	Poignée à boule	47,00
4591	Poignée en T	47,00
4593	Manche	47,00
4594	Poignée bouton	47,00
4595	Softball	47,00
4596	Balle de golf d=43 mm	102,00

19 Logiciel

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
985	Programmation de série (standard)	0,00
998	Programmation spéciale (écart par rapport à la norme)	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**20 Couleurs du châssis et accents**

CODE	Chassis	Accent	HT EUR €
207	Noir mat		0,00
212	Noir mat	Blanc polaire	104,45
212/5220	Blanc polaire	Blanc polaire	590,00
186	Noir mat	Magic Blue	104,45
186/5220	Magic Blue	Magic Blue	590,00
227	Noir mat	Rouge métallique	104,45
227/5220	Rouge métallique	Rouge métallique	590,00
180	Noir mat	Citron vert	104,45
180/5220	Citron vert	Citron vert	590,00
214	Noir mat	Jaune soleil	104,45
214/5220	Jaune soleil	Jaune soleil	590,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

21 Autres options

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
906	Rétroviseur droit	78,00
927	Rétroviseur gauche	78,00
970	Porte-canne	52,00
4795	Protection antidémarrage, clé, à installer sur la prise de charge du joystick ⚠ Seulement en combinaison avec R-Net	41,00
589	Harnais à quatre points	342,00
833	Ceinture de sécurité	0,00
721	Sangle pour bassin pour sécurisation du transport ISO	286,00
4646	Tablette thérapeutique à pivotement latéral	452,00
590	Plot d'abduction ⚠ Seulement en combinaison avec ErgoSeat CODE 948 ou la plaque d'assise CODE 4276	190,00
260	Fonction mémoire pour l'appuie-tête (pièce de butée sur le tube vertical)	44,00
957	Cales-tronc fixes (paire)	194,00
954	Cales-tronc escamotables (paire) ⚠ Pas en combinaison avec l'élément latéral CODE 24	500,00
781	Port de chargement USB	164,00
782	Barre universelle pour accueillir les supports de téléphone portable ⚠ Support de téléphone portable non inclus	89,00
2721	Kit d'adaptation station d'accueil Dahl ⚠ Adaptateur en fauteuil roulant pour la préparation de la station d'accueil dahl	470,00
969	Porte-bagages avec surface satinée, transparent	0,00
994	Porte-bagages avec barres métalliques	112,00
2676	Film de marquage arrière	83,00
676	Triangle de signalisation arrière	91,00

22 Service

ARTICLE	DÉSIGNATION	HT EUR €
55704	Forfait de paramétrage spécifique à chaque client ⚠ ne contient que la facilité d'ajustement des taux de parité, comme l'accélération, la vitesse, etc.	614,00

DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature