

HURRICANE PRO

1.880 sur mesure




Poids d'utilisateur autorisé 100 kg



MEYRA®



Tube d'essieu surdimensionné pour un réglage idéal du centre de gravité



Repose-pieds réglable individuellement



Anti-basculés en standard



Protège vêtement en aluminium vissés

L' instrument de précision

ÉCONOMIE

- Pour les clubs qui veulent promouvoir les jeunes joueurs
- Usages multiples
- Entièrement équipé, y compris les anti-basculés
- Bon rapport qualité/prix

BÉNÉFICES THÉRAPEUTIQUES

- Les adaptations individuelles peuvent être effectuées sans trop d'efforts, car les données clés pertinentes sont déjà définies dès la conception du châssis
- La position assise et un centre de gravité optimal assurent la stabilité tout en offrant une mobilité grâce à l'ergonomie et à un faible effort pour la propulsion.
- Une excellente maniabilité, une douceur optimale, une stabilité précise en ligne droite et une grande maniabilité favorisent l'exercice sportif en rééducation et en loisir
- Réglage du centre de gravité et de la largeur du siège

APPLICATION

- Pour les clubs sportifs, les écoles et autres institutions dédiées aux sports en fauteuil roulant
- Pour les utilisateurs qui jouent au basketball en fauteuil roulant en tant que sport populaire ou récréatif
- Pour les débutants en basketball en fauteuil roulant

COMMANDE/FABRICATION SPÉCIALE

DEVIS

Veillez envoyer le formulaire de commande rempli à: info@meyra-netti.fr

Adresse de facturation / n° client :

Adresse de livraison :

Notes / Remarques :

MEYRA



Poids d'utilisateur autorisé 100 kg

Quantité:

HURRICANE PRO 1.880 FABRICATION SPÉCIALE Fauteuil roulant de sport en aluminium entièrement équipé et économique (idéal pour une utilisation multiple dans les écoles et les clubs)

3.912,00 HT €

LPPR: 9178679

LPPR €: 558,99

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif en Euros, hors TVA. Valable à partir du 01/01/2024
 Pour plus d'informations sur la procédure de mesure, veuillez consulter www.meyra.de/messverfahren.
 En plus des conditions générales habituelles, les conditions générales de livraison distinctes du modèle HURRICANE 1.880 s'appliquent.

00

Model de base

MODEL	DESIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/> 1880	HURRICANE PRO Basketball Roues motrices avec jante jumbo, pneus Speed Air, mains courantes en acier inoxydable, double antibasculé, protège vêtement en aluminium vissés, repose-pied réglable, support déflecteur rond, tube d'essieu surdimensionné réglable, toile de dossier ajustée, coussin d'assise, ceinture de cerclage.	3.912,00

Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases correspondantes

01 **Version du châssis**

CODE	DESIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/> 353	24"	0,00
<input type="checkbox"/> 354	26"	0,00

Equipement de série

DESIGNATION	CODE 353 (24") INCLU	CODE 354 (26") INCLU
Longueur du châssis	650 mm	700 mm
Indiquez la hauteur du dos lors de la commande, sinon la taille maximale vous sera fournie	290 – 330 mm	260 – 300 mm
Hauteur d'assise avant	480 mm	530 mm
Hauteur d'assise arrière	380 mm	480 mm
Position de l'axe, réglable en continu	Plage de réglage de 60 à 170 mm (à indiquer à la commande) dimension maximale par défaut	Plage de réglage de 60 à 170 mm (à indiquer à la commande) dimension maximale par défaut
Longueur du segment jambier, mesurée sans coussin	310 mm – 430 mm	360 mm – 480 mm
Angle de dossier, fixe	90° par rapport au sol	90° par rapport au sol
Protège vêtement Aluminium	Hauteur: 237 mm Longueur: 405 mm	Hauteur: 164 mm Longueur: 405 mm
Largeur totale	Largeur d'assise + 440 mm 24"	Largeur d'assise + 460 mm 26"
Taille de la roue motrice	à démontage rapide 12,7 mm moyeu en aluminium, jante jumbo	à démontage rapide 12,7 mm moyeu en aluminium, jante jumbo
Main-courantes	V2A, 6 fixations	V2A, 6 fixations
Pneu, Schwalbe	Speed Air	Speed Air
Carrossage des roues, fix	16°	16°
Repose-pieds	réglable en hauteur et en angle	réglable en hauteur et en angle
Roue	80 mm	80 mm
Toile de dossier	ajustable	ajustable
Ceinture de maintien	oui	oui
Sangle HURRICANE "das Original"	oui	oui
Roues directrices, soudées	60 mm	60 mm
Butoir rond, soudé	oui	oui

02 **Largeur d'assise**

CODE	DESIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/> 32	320 mm	0,00
<input type="checkbox"/> 36	360 mm	0,00
<input type="checkbox"/> 40	400 mm	0,00

Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases correspondantes

03 Profondeur d'assise

	CODE	DESIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/>	392	320 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	366	360 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	615	400 mm	0,00

04 Coussin d'assise

	CODE	DESIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/>	740	Coussin d'assise 50 mm souple	147,70
<input type="checkbox"/>	720	Coussin d'assise 50 mm dur	147,70
<input type="checkbox"/>	726	Coussin supplémentaire 50 mm extra dur (dureté naturelle)	147,70
<input type="checkbox"/>	740	Coussin supplémentaire 50 mm souple	147,70
<input type="checkbox"/>	720	Coussin supplémentaire 50 mm dur	147,70
<input type="checkbox"/>	996	Coussin en forme de biseau 50 mm sur 20 mm (pour modifier l'inclinaison)	147,70

05 Ceintures

	CODE	DESIGNATION	Taille XS (CIRC. 800 – 900 mm)	Taille S (CIRC. 900 – 1000 mm)	Taille M (CIRC. 1000 – 1100 mm)	Taille L (CIRC. 1100 – 1200 mm)	Taille XL (CIRC. 1200 – 1300 mm)	EURO €
<input type="checkbox"/>	362	Ceinture Strapping	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39,04
<input type="checkbox"/>	362	Ceinture Strapping pour Jambes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39,04
<input type="checkbox"/>	361	Ceinture Strapping Body Fix (Système à clips)						322,83

06 Équipement optionnel (montage par le prestataire)

	CODE	DESIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/>	490	Flasques HURRICANE	194,12
<input type="checkbox"/>	597	Protection repose pied	151,92
<input type="checkbox"/>	316	Protection genouillère lat.	232,10
<input type="checkbox"/>	445	main courantes titane	396,68
<input type="checkbox"/>	4953	Roues motrices SPINNERGY SPOX 24"	708,96

Date :

Signature :

Version : 01.01.2024